



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gifford-Jansen Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Gifford-Jansen Ekartör

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
3×3 Diş Düzeni — Keskin veya Künt Uçlar	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 Uçlu Yapı — Keskin veya Künt Uçlar	RM-GJR-115-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gifford-Jansen Ekartör, dar cerrahi alanlarda hassas, eller serbest yumuşak doku ve periost retraksiyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir otomatik kilitli cerrahi ekartördür. Öncelikle otolojik, mastoid ve küçük beyin cerrahisi yaklaşımlarında kullanılan bu kompakt ekartör, yara kenarlarını mekanik gerginlik altında açık tutarak hassas kemik delme işlemleri sırasında manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Optimal çalışma boşluğu için tasarlanan bu Gifford-Jansen Ekartör modeli, ameliyat sahasını daraltmadan yüksek manevra kabiliyeti sağlayan 11.5 cm sabit toplam uzunluğa sahiptir. Cerrahlar, aleti iki diş yapısı seçeneği arasında özelleştirebilir: 3×3 dişli düzen (\$84) veya daha geniş bir 4×4 dişli düzen (\$89). Her iki konfigürasyon da yoğun fasyada güvenli, kaymasız doku tutuşu için tasarlanmış Keskin uçlar veya hassas yumuşak doku katmanlarındaki yapısal travmayı en aza indirmek için tasarlanmış Künt uçlar ile seçilebilir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Gifford-Jansen Ekartörü sıkı klinik toleranslara uygun olarak üreterek dünya çapındaki KBB ve beyin cerrahisi suitleri için yüksek korozyon direnci, pürüzsüz mekanik kilitleme ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest