



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Miskimon Cerebellar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Miskimon Cerebellar Retractor

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Miskimon Cerebellar Retractor	Размеры / детали: общая длина 19 см, острые зубцы 7×7, кремальерный замок · Количество: 1	\$139
Защитный чехол / Коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$139

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Miskimon Cerebellar Retractor — это специализированный нейрохирургический самодержащийся инструмент, разработанный специально для обеспечения надежной и стабильной ретракции скальпа и мышц во время субокципитальных краниотомий и вмешательств в области задней черепной ямки. Благодаря мощным изогнутым браншам, этот расширитель надежно фиксируется в плотных выйных мышцах и краях апоневроза, создавая широкое статичное операционное поле над затылочной костью и полушариями мозжечка.

Данная конфигурация Miskimon Cerebellar Retractor имеет общую длину 19 см (\$139), оптимизированную для работы с краями глубоких ран. Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочие части оснащены острыми зубцами 7×7, загнутыми наружу. Такая конструкция гарантирует надежный захват плотной затылочной фасции без соскальзывания при сильном натяжении. Механическая кольцевая рукоятка интегрирована с многопозиционным кремальерным замком, который стабильно поддерживает заданное натяжение, исключая усталость рук ассистента во время длительных нейрохирургических резекций.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Miskimon Cerebellar Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические

отделения и вертебрологические центры по всему миру инструментом с исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest