



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bose Tracheal Retractor Spring Type

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bose Tracheal Retractor Spring Type

SKU RM-BTR-ST-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm toplam uzunluk, yay etkili kavisli bıçaklar	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bose Tracheal Retractor Spring Type, hassas havayolu müdahaleleri sırasında trakeal duvar stabilizasyonu ve insizyon açıklığı sağlamak için tasarlanmış özel bir kendiliğinden genişleyen cerrahi reraktördür. Elastik yay gerilimi mekanizması ile çalışan bu alet, yara kenarlarını sürekli ve kontrollü bir karşı-traksiyon altında nazikçe birbirinden uzaklaştırarak kritik havayolu kanülasyonu sırasında cerrahi ekibin ellerini serbest bırakır.

Kısıtlı anatomik alanlarda çeviklik için üretilen bu Bose Tracheal Retractor Spring Type modeli, cerrahi sahayı kalabalıklaştırmadan yüksek mikro-esneklik sağlayan kompakt bir 7 cm profile (\$59) sahiptir. Çalışma uçları, trakeal kıkırdak ve mukozal kenarlara karşı nazik ancak rijit destek uygulayan, lokalize doku çökmesini veya travmayı önleyen uzmanlaşmış, iyi tanımlanmış kavisli bıçaklarla tasarlanmıştır.

Medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten yansıma yapmayan saten mat yüzeyle hassas bir şekilde işlenen Bose Tracheal Retractor Spring Type, Retractor Maker tarafından tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; acil servis, KBB ve pediatrik cerrahi ekiplerine güvenilir dayanıklılık ve anında kullanım kapasitesi sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest