



製品パンフレット

Dandy Nerve Retractor (ダンディー神経レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dandy Nerve Retractor (ダンディー神経レトラクター)

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
直型 — 20 cm 全長, 鈍直フック — 脳神経検索および神経根授動術用	RM-DNR-20-1-1	\$25
角度付 右曲 — 全長 20 cm、右曲フック — 右側側劣溝および頭蓋底神経ナビゲーション用	RM-DNR-20-1-2	\$25
角度付 左曲 — 全長 20 cm、左曲フック — 左側側劣溝および頭蓋底神経ナビゲーション用	RM-DNR-20-1-3	\$25

製品詳細

Dandy Nerve Retractorは、頭蓋および脊椎の手術において、安全で繊細な神経操作と組織探索を提供するために特別に設計された、国際的に高く評価されている脳神経外科用器具です。極細の鈍的フックチップを採用しており、偶発的な穿刺や剪断のリスクを冒すことなく、脳神経や繊細な血管束を探索、授動、および保護することが可能です。

精密なマイクロサージャリー用に構築されたこのRetractor Makerモデルは、深部の頭蓋内経路へ容易に到達できる標準全長 20 cm (\$25) を特徴としています。術者は、直線的なアクセス用のストレート、骨の突出部や血管ループを回避するための右曲がり、または左曲がりの3つの構造レイアウトから構成を選択できます。細身のローレット加工ハンドルは、顕微鏡下での操作において指先の回転感度と滑り止めの制御性を確保します。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製Dandy Nerve Retractorは、厳格な臨床的許容誤差に基づいて製造されており、世界中の脳神経外科手術室において高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest