



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur vaginal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur vaginal Jackson

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Jackson est un instrument chirurgical gynécologique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus sur une large surface des parois vaginales et du plancher pelvien. Doté d'une valve concave à courbure anatomique, cet écarteur permet aux chirurgiens d'abaisser la paroi vaginale postérieure en douceur, établissant un couloir visuel étendu vers le col de l'utérus et la voûte sans provoquer de déchirure muqueuse focale.

Conçu pour une adaptabilité clinique optimale, ce modèle d'écarteur vaginal Jackson conserve une longueur totale fixe de 18 cm tout en offrant plusieurs tailles et surfaces de valves sélectionnables via le menu de configuration. Les chirurgiens peuvent choisir parmi trois dimensions de valve standard : 75 mm × 38 mm (44 \$), 90 mm × 38 mm (49 \$) et un profil étendu de 100 mm × 38 mm (54 \$) répartis entre les configurations Taille #1 et Taille #2. Son manche coudé ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable et sans fatigue lors des procédures prolongées de reconstruction pelvienne.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur vaginal Jackson pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest