



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор нервного корешка для малоинвазивной хирургии (MIS)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор нервного корешка для м алоинвазивной хирургии (MIS)

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
4.7 mm Широкое лезвие	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Wide Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор нервного корешка MIS — это специализированный микрохирургический инструмент для позвоночника, разработанный для безопасного и атравматичного смещения нервных корешков и дурального мешка через малоинвазивные тубулярные порты. Благодаря ультратонкому стержню и изогнутому дистальному кончику этот ретрактор позволяет хирургам манипулировать деликатными нейроструктурами в узких рабочих коридорах, не перекрывая освещение микроскопа и не мешая другим инструментам.

Созданный для работы в ограниченном пространстве, этот ретрактор MIS имеет единый продольный профиль 17 см, который удобно размещается внутри систем тубулярных дилататоров. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент предлагается с двумя вариантами ширины лезвия: 4.7 mm (\$84) для узких микрокоридоров и изоляции выходящих корешков, и 7.3 mm (\$89) для защиты широких транзитных корешков и дурального мешка. Гладкие закругленные края лезвия предотвращают локальную тракционную нейропраксию или разрывы твердой мозговой оболочки.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит ретракторы MIS, способные выдерживать многократные циклы стерилизации, обеспечивая нейрохирургические и ортопедические центры по всему миру оборудованием с высокой структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest