



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hess Nerve Root Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hess Nerve Root Retractor

SKU RM-HNRR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm bıçak — Standart	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm bıçak — Standart	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hess Nerve Root Retractor, lomber disk prosedürleri sırasında transvers sinir köklerinin ve tekal kesenin güvenli, travmatik olmayan retraksiyonu ve korunması için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir nöroşirürji ve spinal ekartördür. Açılı çalışma ucu ve kavisli ucu ile tasarlanan bu retraktör, cerrahların sinir liflerini nazıkçe mediale çekmesine olanak tanır ve traksiyon nöropraksisi riski olmadan herniye intervertebral diski açığa çıkarır.

Değişen spinal derinliklere uyum sağlamak üzere üretilen bu Hess Nerve Root Retractor serisi, üç farklı fiziksel erişim mesafesine sahiptir: 10.0 cm (\$69), 12.0 cm (\$74) ve 17.5 cm (\$79). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, dört seçilebilir uç genişliği seçeneği sunar: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm ve 7.0 mm. Uç yapısal geometrisi, mikroskobik aydınlatma altında cerrahlara olağanüstü dokunsal geri bildirim ve yorulmadan manuel kaldıraç sağlayan açılı uç mimarisini özel bir ergonomik sap tertibatıyla birleştirir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Hess Nerve Root Retractor ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki nöroşirürji ünitelerine ve ortopedik omurga merkezlerine sarsılmaz yapısal rijitlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık

sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest