



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

W.M. Lemmon Deaver Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



W.M. Lemmon Deaver Ekartör

SKU RM-WMLDR-395-1

\$119 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
25 mm Geniş Blade — 25 mm genişlik x 235 mm çalışma yüzeyi	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm Geniş Bıçak — 50 mm genişlik x 235 mm çalışma yüzeyi	RM-WMLDR-395-1-2	\$119

ÜRÜN AÇIKLAMASI

W.M. Lemmon Deaver Ekartör, majör torasik, laparotomi ve pelvik prosedürler sırasında abdominal organların, akciğer loblarının ve derin pelvik yapıların güvenli, geniş yüzeyli deplasmanını sağlamak için özel olarak geliştirilmiş üst düzey bir derin kavite ekartörüdür. Uzatılmış ve geniş açılı kavisli ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların lokalize parankimal kontüzyonlara veya yırtılmalara yol açmadan ağır viseral yapılar üzerinde sürekli karşı-traksiyon sürdürmesine olanak tanır.

Deformasyona uğramadan yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu W.M. Lemmon Deaver Ekartör konfigürasyonu, en derin anatomik koridorlara erişim sağlayan 39.5 cm (\$119) toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden üretilen aktif uç uzunluğu, çalışma yüzeyi boyunca 235 mm ölçüsündedir. Enstrüman iki farklı uç genişliği seçeneği sunar: odaklanmış viseral tutuş ve derin vasküler maruziyet için 25 mm genişliğinde uç ve karaciğer, dalak veya bağırsak deplasmanı için 50 mm genişliğinde uç. Ergonomik düz sapı, yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Parlamayı önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi W.M. Lemmon Deaver Ekartör, genel cerrahi ameliyathaneleri, travma merkezleri ve kardiyotorasik cerrahi birimleri için olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunarak katı klinik toleransları karşılar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest