



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur / Crochet nasal alaire Cottle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur / Crochet nasal alaire Cottle

SKU RM-CANR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Bille à gauche — 14.0 cm longueur, 10 mm largeur, griffe boutonnée à gauche	RM-CANR-1-1	\$44
Bille à droite — 14.0 cm longueur, 10 mm largeur, griffe boutonnée à droite	RM-CANR-1-2	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur / crochet nasal alaire Cottle est un instrument de rhinoplastie essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et antidérapante du rebord alaire, de la marge narinaire et des cartilages latéraux inférieurs. Conçu avec une architecture hybride distinctive à double dent, cet instrument utilise une dent à extrémité boutonnée associée à une dent pointue pour offrir une traction mécanique optimale sans perforer les surfaces cutanées fragiles.

Conçu pour un alignement anatomique ciblé, ce modèle d'écarteur nasal Cottle présente une longueur totale de 5 ½ pouces (14.0 cm) et une partie travaillante de 10.0 mm de large (\$44). Les chirurgiens peuvent choisir entre deux orientations opérationnelles dédiées : Bille à gauche ou Bille à droite, garantissant que la bille de protection soit orientée vers la marge cutanée externe tandis que la dent pointue s'ancre solidement dans la muqueuse vestibulaire fibreuse. Son manche ergonomique plat offre un retour tactile manuel raffiné.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur nasal Cottle pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL du monde entier une haute résistance à la corrosion, une précision inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest