



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador / Gancho Nasal Alar Cottle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador / Gancho Nasal Alar Cottle

SKU RM-CANR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Esfera no Lado Esquerdo — 14.0 cm comprimento, 10 mm largura, dente com ponta esférica à esquerda	RM-CANR-1-1	\$44
Esfera no Lado Direito — 14.0 cm comprimento, 10 mm largura, dente com ponta esférica à direita	RM-CANR-1-2	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador / Gancho Nasal Alar Cottle é um instrumento cirúrgico essencial para rinoplastia, desenvolvido especificamente para fornecer retração segura e antiderrapante da asa nasal, da margem da narina e das cartilagens laterais inferiores. Projetado com uma arquitetura híbrida distinta de ponta dupla, este instrumento utiliza um pino de ponta esférica romba junto a um pino agudo para proporcionar tração mecânica ideal sem perfurar superfícies cutâneas frágeis.

Construído para alinhamento anatômico direcionado, este modelo de Afastador / Gancho Nasal Alar Cottle apresenta um comprimento total de 5 ½ polegadas (14.0 cm) e uma extremidade de trabalho de 10.0 mm de largura (\$44). Os cirurgiões podem selecionar entre duas orientações operacionais dedicadas: Bola no Lado Esquerdo ou Bola no Lado Direito, garantindo que o pino protetor de bola fique voltado para a margem externa da pele enquanto o pino agudo se fixa com segurança no revestimento vestibular fibroso. Seu cabo ergonômico plano oferece feedback tátil manual refinado.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador / Gancho Nasal Alar Cottle para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos plásticos e otorrinolaringológicos em todo o mundo alta resistência à corrosão, precisão absoluta e durabilidade completa

em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest