



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mathieu Finger Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mathieu Finger Retraktör

SKU RM-MFR-16-1

\$34 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Mathieu Finger Retraktör	Boyutlar / Detaylar: 16 cm toplam uzunluk, 8.0 mm genişlik, her uçta 3 diş (Keskin veya Künt) · Dahil Olan Miktar: 1	\$34
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mathieu Finger Retraktör, el, plastik ve minör genel cerrahi prosedürleri sırasında hassas, kaymayan deri flebi kaldırma ve yumuşak doku retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel bir çift uçlu cerrahi tırmık retraktördür. İki adet 3 dişli çalışma ucunu birbirine bağlayan dengeli bir merkezi sap ile tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden farklı doku vektörleri arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Dar operasyon alanlarında optimal dokunsal kontrol için üretilen bu Mathieu Finger Retraktör konfigürasyonu, 16 cm (\$34) toplam alet uzunluğuna ve 8.0 mm çalışma bıçağı genişliğine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen her bir çalışma ucu, seçilebilir uç konfigürasyonlarında özelleştirilebilir 3 dişe sahiptir: lokal travmayı en aza indiren nazik doku manipülasyonu için Künt uçlar veya yoğun dermiste son derece güvenli ve sıkı doku tutuşu için Keskin uçlar. Düz merkezi sapı, istikrarlı manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Mathieu Finger Retraktörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ayakta tedavi cerrahi merkezlerine, plastik cerrahi kliniklerine ve el travma merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest