



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Yancoskie Coronal Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU RM-YCLR-9IN-1

\$119 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) Gesamtlänge, 150 mm breiter Rechen, 6 counterbalance sharp prongs	\$119
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Yancoskie Coronal Lift Retractor ist ein spezialisierter Retraktor für die plastische und ästhetische Gesichtschirurgie, der gezielt für eine sichere, großflächige Skalp-Flap-Elevation bei koronalen Brauenlifts, subgalealer Stirnverjüngung und fronto-orbitalen Rekonstruktionen entwickelt wurde. Durch den extra breiten Rechenkopf ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen eine gleichmäßige manuelle Gegenaktion über das Calvarium, wodurch der Skalp-Flap sauber angehoben wird, während die empfindlichen supraorbitalen und supratrochleären neurovaskulären Bündel vor Quetschungen geschützt werden.

Konzipiert für hochfrequente Autoklavierzyklen ohne strukturelle Einbußen, weist diese Konfiguration des Yancoskie Coronal Lift Retractor eine Gesamtlänge von 9 inches (22.9 cm, \$119) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Edelmetall AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) zur Gewährleistung höchster Korrosionsbeständigkeit, umfasst die aktive Arbeitsbreite eine 150 mm wide prong interface. Die Zinkenarchitektur verfügt über ein einendiges Layout mit 6 counterbalance sharp prongs, die speziell angewinkelt sind, um dichtes Galeagewebe sicher zu greifen, ohne zu verrutschen oder die Hautoberfläche zu punktieren. Die verlängerte Griffbaugruppe ermöglicht dem OP-Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish stellt Retractor Maker den Yancoskie Coronal Lift Retractor nach strengen klinischen Standards für den Einsatz unter hochintensiver chirurgischer Beleuchtung her und

bietet Kliniken für ästhetische plastische Chirurgie, rekonstruktive Gesichtschirurgie und kraniofaziale Zentren weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest