



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

McCabe Antral Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McCabe Antral Retractor

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

製品詳細

McCabe Antral Retractorは、上顎洞手術およびコールドウェル・ラック法（Caldwell-Luc）の介入中に、安全でハンズフリーな軟部組織および頬部の開創を提供するために特別に設計された、耳鼻咽喉科手術に不可欠な開創器です。特殊な湾曲シャンクで設計されたこの器具は、唇および頬組織を犬歯窩からきれいに挙上し、上顎洞への障害物のない手術経路を確立します。

絶対的な構造制御のために構築されたこのMcCabe Antral Retractorの構成は、全長6 5/8 inches (16.83 cm) です。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、粘膜縁を持続的な機械的張力下でしっかりと保持する2枚刃の集中開創レイアウトと統合された湾曲シャンクを特徴としています。ハンドル部分には指リンググリップと、多段階ラチェットギアロックが組み込まれており、長時間の洞内探索中における助手の疲労を解消します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のMcCabe Antral Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の耳鼻咽喉科、口腔外科クリニック、および病院の手術室に、優れた耐食性、機械的安定性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest