



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MSC-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	標準Mayfield Skull Clampシステム	術中の剛性頭蓋固定および安定した頭部ポジショニングを提供
2	予備頭蓋ピン	成人用または小児用手技のための交換用固定ピン
1	シリコンマット付きアルミニウム製滅菌ボックス	システム全体の保護、整理、保管、および滅菌に使用

製品詳細

Mayfield Skull Clampは、複雑な脳神経外科および頸椎介入術において、揺るぎない剛性3点骨固定を実現するために設計された不可欠な頭部固定装置です。微細な頭部動揺を排除することで、マイクロ解剖、ステレオタクティック・ナビゲーション、ロボット支援手術を通じて、患者の頭蓋を所定の位置に強固にロックします。

鋳造部品を一切使用せず、高強度の航空宇宙グレードアルミニウム合金とサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から、すべてCNC切削加工で精密に仕上げられています。本システムは、最大360 N（80 lbs）の正確な把持力を表示する目盛付きトルクノブ一体型のシングルピン・トルクアーム、頭蓋の輪郭にスムーズに適合するデュアルピン・ロッカーアーム、そして術中の柔軟なポジショニングを可能にする360度ボールジョイント式スイベルアダプターを特徴としています。

Retractor Makerは、本製品を非滅菌かつ完全オートクレーブ対応で提供します。予備の頭蓋ピン2本とともに、カスタムシリコンマットを装着した高耐久アルミニウム製滅菌コンテナに収納されており、手術チームに確かな剛性と長期的な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest