



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Rótula

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Rótula

SKU RM-PTR-9IN-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Rótula	9" (22.86 cm) de longitud, almohadilla de 22 mm, hoja de 16 mm, punta de gancho	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$84

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Rótula es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una eversión y desplazamiento seguro y antideslizante de la rótula y el tendón rotuliano durante la artroplastia total de rodilla y reconstrucciones articulares. Diseñado para engancharse bajo el margen rotuliano, este separador permite a los equipos quirúrgicos movilizar el mecanismo extensor fuera del fémur distal, estableciendo un amplio corredor visual hacia el ligamento cruzado anterior y los cóndilos femorales.

Construido para garantizar una durabilidad absoluta y resistencia a la corrosión, esta configuración dedicada del Separador de Rótula presenta una longitud total de herramienta de 9 pulgadas (22.86 cm). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su geometría estructural estilizada y alargada incorpora una almohadilla rotuliana de 22 mm de ancho combinada con una hoja inferior de 16 mm de ancho que cuenta con un borde ligeramente curvo y una punta funcional distintiva en forma de gancho. Este perfil anatómico se asienta de forma segura detrás del hueso cortical y el tejido blando sin aplastar el cartílago articular rotuliano. El mango ergonómico ofrece una palanca manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Rótula para soportar el alto torque ortopédico y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los especialistas en medicina deportiva y cirujanos reconstructivos de rodilla en todo el mundo una resistencia mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest