



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hoyos Remora

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hoyos Remora

SKU RM-HRR-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoyos Remora Retractor	Hoja curva dentada, haz de fibra óptica integrado, tubo de succión
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a fuentes de luz de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hoyos Remora es un avanzado retractor quirúrgico multifuncional diseñado específicamente para proporcionar una visualización superior de la cavidad, evacuación simultánea de fluidos y elevación iluminada del colgajo durante la abdominoplastia de alta definición. Diseñado para integrarse modularmente en el conjunto primario de remodelación corporal Hoyos, este instrumento permite a los cirujanos navegar por planos profundos de tejido abdominal y subgaleal sin necesidad de guías de luz secundarias o cánulas de succión independientes.

Fabricado para una eficiencia operativa óptima y limpieza de la cavidad, esta configuración del Separador Hoyos Remora (\$499) presenta un diseño de hoja curva especializado equipado con dentado de estabilización patentado que se ancla de forma segura contra los planos tisulares, evitando deslizamientos accidentales durante el contorneado vigoroso. El instrumento alberga canales de fibra óptica integrados junto con un sistema especializado de tubos de succión, proporcionando iluminación libre de sombras mientras elimina instantáneamente el penacho electroquirúrgico, la sangre y los fluidos de irrigación.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras de vidrio óptico de alta transmisión con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica

el Separador Hoyos Remora bajo estrictos estándares clínicos, proporcionando a los cirujanos plásticos y estéticos de todo el mundo una claridad óptica excepcional, durabilidad inquebrantable y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest