



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cirúrgico Retal/Transanal Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Cirúrgico Retal/Transanal Bookwalter

SKU RM-BRTASR-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de Poste em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Barras Flexíveis Horizontais	1" de Diâmetro (2.5 cm)
1	Barra de Extensão Vertical	12" (30 cm)
5	Catracas Basculantes	Multiangular Padrão
1	Anel Pequeno de Meio Círculo	8½" (21.3 cm) DI
1	Anel Perineal Segmentado	9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Lâminas Retais	7⁄8" x 3⁷⁄8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Lâminas Retais	7⁄8" x 2⁷⁄8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis	1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)
2	Lâminas Maleáveis	½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Lâminas Maleáveis	¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Lâminas Deaver	1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cirúrgico Retal/Transanal Bookwalter é um sistema autostático montado em mesa projetado para fornecer exposição cirúrgica estável e mãos-livres durante procedimentos colorretais, transanais, retais e perineais. Sua estrutura de montagem utiliza um poste de campo de 12" (30 cm), duas barras flexíveis horizontais de 1" de diâmetro, uma barra de extensão vertical de 12" (30 cm) e dois acopladores de poste em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de 1" x 1", permitindo o posicionamento flexível da estrutura em relação à mesa de operação e à posição do paciente.

A estrutura de trabalho pode ser montada a partir de um anel perineal segmentado de 9½" x 14½" (23.8 x 36.3 cm) ou um anel de meio círculo pequeno com diâmetro interno de 8½" (21.3 cm), dependendo da abordagem. Cinco catracas basculantes multiangulares padrão fixam-se ao anel e permitem que cada lâmina seja angulada e tensionada de forma independente.

O conjunto de lâminas incluído abrange uma gama de requisitos de exposição: lâminas retais nos tamanhos 7/8" x 37/8" e 7/8" x 27/8", lâminas maleáveis nos tamanhos 1" x 3½", ½" x 4" e ¾" x 4", e lâminas Deaver de 1" x 3½". Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e são fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada.

O Afastador Cirúrgico Retal/Transanal Bookwalter é fornecido não estéril e é reutilizável e totalmente autoclavável. O Afastador Cirúrgico Retal/Transanal Bookwalter deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e o fornece diretamente a hospitais, cirurgiões e distribuidores.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)