



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Rigby 自保持式膾開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rigby 自保持式膣開創器

SKU RM-RSRVR-18-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Rigby 自保持式膣開創器	全長 18 cm、深さ 63.5 mm 平滑ブレード、ラチェットロック付	\$69
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$69

製品詳細

Rigby 自保持式膣開創器は、小規模および大規模な骨盤内手術において、安定したハンズフリーの膣管拡張を提供するために特別に設計された、婦人科および骨盤再建外科に不可欠な開創器です。自己保持型のシザーアクションアームを備えた設計により、機械的な張力下で対向する膣壁を保持し、助手の疲労を排除しながら、子宮頸部への静止的で広い術野を確保します。

高度なポリッシュ仕上げにより滑らかで衛生的な表面を実現したこの Rigby 自保持式膣開創器は、全長 18 cm (\$69) の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、ブレードの形状は深さ 63.5 mm の平坦で滑らかな設計で、粘膜の挟み込みや裂傷を防ぐために非外傷性の丸みを帯びたエッジが施されています。ハンドル部には指輪状のグリップと多段階のロックラチェット機構が組み込まれており、偶発的な解除を防ぎながら、さまざまな開口幅で強固にロックできます。

操作部には反射防止のサテンマット仕上げが施されており、Retractor Maker は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性と構造的剛性を備えた Rigby 自保持式膣開創器を製造し、世界中の婦人科手術室や外来クリニックに完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest