



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bishop リップ&チークレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bishop リップ&チークレトラクター

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Bishop リップ&チークレトラクター	全長 13.5 cm、27 mm 双頭ブレード	\$24
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$24

製品詳細

Bishop リップ&チークレトラクターは、歯科、顎顔面外科、口蓋裂手術において、頬、唇、口腔粘膜を非侵襲的に排除するために特別に設計された多目的双頭型レトラクターです。滑らかで丸みを帯びた縁を持つこの器具は、局所的な虚血を引き起こすことなく、口腔内の軟組織をサージカルドリルや縫合線から遠ざけて保持します。

多目的な口腔内操作用に構築されたこの Bishop リップ&チークレトラクター モデルは、全長 13.5 cm (\$24) で、幅 27 mm の作用部を備えています。双頭型の形状は両端でブレードの曲率がわずかに異なり、術者は器具を持ち替えることなく、多様な顔面解剖学的構造や術野の角度に迅速に対応できます。輪郭形成された中央ハンドルにより、助手は安定した滑りにくい手動コントロールが可能です。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は、過酷な病院のオートクレーブサイクルに耐えるよう製造しています。世界中の歯科および口腔外科において、長期間の臨床的耐久性、高い耐食性、および人間工学的バランスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest