



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique de Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique de Caspar

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis de cadre en ciseaux à double articulation	Cadre articulé à profil bas avec crémaillère et verrou à vis
1	Clé de réglage manuel	Clé de réglage calibrée pour le réglage de la micro-tension
1 Set	Valves à griffes latérales semi-pointues	Profondeur de 38 mm (modèles à 2, 3 ou 4 griffes au choix)
1 Set	Valves à crochet viscéral plat allongées	Modules de valves atraumatiques lisses de 38 mm de profondeur
1	Boîtier de stockage et de transport protecteur	Mallette de transport ajustée sur mesure

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique de Caspar est un système d'écartement rachidien de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement stable et mains libres des tissus mous et des viscères lors des discectomies et fusions cervicales antérieures (ACDF) et des corporectomies cervicales. Doté d'un cadre en ciseaux à double articulation qui déporte les poignées latéralement par rapport au cou, ce système permet aux chirurgiens du rachis de maintenir une contre-traction médio-latérale continue sans obstruer le champ de vision microscopique ni l'imagerie fluoroscopique.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur autostatique de Caspar (\$649) dispose d'un châssis articulé à double branche régi par un verrou à vis intégré et un levier de blocage à crémaillère. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non

magnétique), le système modulaire comprend une clé de réglage manuel ainsi qu'un système de valves latérales amovibles configuré avec une profondeur de travail standard de 38 mm. L'inventaire de valves modulaires combine des valves à griffes semi-pointues (disponibles en modèles à 2, 3 ou 4 griffes pour un ancrage sûr dans les muscles longs du cou) et des modules de valves plates / crochets de Caspar allongés qui écartent en toute sécurité l'œsophage et la trachée médialement.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur autostatique de Caspar pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de neurochirurgie et aux centres de chirurgie orthopédique du rachis du monde entier une stabilité mécanique, une résistance à la corrosion et une durabilité en autoclave inégalées.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest