



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Neivert ナイフ&ガイドレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Neivert ナイフ & ガイドレトラクター

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
標準型 — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

製品詳細

Neivert ナイフ & ガイドレトラクターは、経鼻的処置における正確な軟部組織の牽引と、制御された骨切りナイフのガイダンスを目的として特別に設計された、鼻形成術および顔面形成外科に不可欠な手術器具です。双頭式のレイアウトで設計されており、一方の端で繊細な鼻翼軟骨フラップを挙上し、器具を持ち替えることなく、もう一方の端にあるチャンネルを使用して軟骨間ナイフの通過をシームレスにガイドすることができます。

処置における完全な適応性を実現するため、この Neivert ナイフ & ガイドレトラクターは、固定された双頭チップレイアウトを採用しており、6 ¾ inches (17.15 cm, \$39) と 7 ¾ inches (19.69 cm, \$44) の2つの全長から選択可能です。ワーキングチップ1は、偶発的な皮膚の裂傷を防ぐための丸みを帯びたリップを備えた、15 mm の鈍的皮膚レトラクターです。ワーキングチップ2は、正確な軟骨切断中にメス刃を安定させるように設計された 4 mm の閉鎖型ナイフガイドチャンネルを備えています。中央のフラットハンドルは、最適な人間工学的バランスとタクトイルフィードバックを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、Retractor Maker は、繰り返しの病院でのオートクレーブサイクルに耐えられるよう Neivert ナイフ & ガイドレトラクターを製造しています。これにより、世界中の形成外科、再建外科、耳鼻咽喉科の手術室に、優れた耐食性、構造的剛性、および臨床的な長寿命を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest