



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur cervical Casper

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Écarteur cervical Casper

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD



TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Châssis d'écarteur cervical Casper	Cadre de 11.5 cm, conception transversale articulée à 4 bras, ouverture de 85 mm	\$199
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$199

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cervical Casper est une plateforme d'écartement chirurgical autostatique avancée, conçue spécifiquement pour fournir une exposition fiable et multi-planaire des tissus mous lors de la chirurgie du rachis cervical par voie antérieure. Conçu avec un châssis transversal articulé à quatre bras, cet instrument s'adapte en douceur au cou du patient, répartissant uniformément la force de rétraction sur les berges de l'incision tout en protégeant les structures viscérales vulnérables.

Construit selon les normes des cadres cliniques, ce modèle d'écarteur cervical Casper présente une longueur totale de châssis de 11.5 cm (\$199) capable d'atteindre une ouverture maximale de 85 mm. Ses quatre bras articulés permettent un positionnement peropératoire polyvalent, s'adaptant à la lordose spécifique du patient tout en prévenant l'ischémie musculaire localisée. Le mécanisme de verrouillage à crémaillère intégré maintient automatiquement une tension de rétraction continue, éliminant le besoin de maintien manuel et offrant une stabilité sans compromis pour l'insertion de la cage.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur cervical Casper pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens du rachis une rigidité mécanique exceptionnelle, un contrôle fluide de la crémaillère et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest