



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

PCL Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



PCL Ekartörü

SKU RM-PCLR-25-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
PCL Ekartörü	25 cm (10") toplam uzunluk, 21 mm uç, 4 mm diş dizilimi	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PCL Ekartörü, total diz artroplastisi sırasında posterior kruşiat ligamentin (PCL) ve posterior kapsülün güvenli, atravmatik şekilde yer değiştirmesini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir ortopedik cerrahi alettir. Posterior tibial kenarın arkasına yerleşecek şekilde tasarlanan bu ekartör, proksimal tibiayı öne doğru iterken aynı zamanda popliteal nörovasküler demeti döner raybalardan ve osilasyonlu kemik testerelerinden korur.

Üstün yapısal mukavemetle inşa edilen bu PCL Ekartörü konfigürasyonu, 25 cm (10 inç, \$99) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen çalışma ucu, posterior tibial kortekse güvenli bir şekilde oturacak şekilde tasarlanmış 21 mm genişliğinde uçlar ve 4 mm diş dizilimi içerir; bu sayede yoğun eklem distraksiyonu altında aletin yerinden kaymasını önler. Ağır hizmet tipi ergonomik düz sapı, cerrahi asistanlara uzun süreli ve yorulmadan manuel karşı traksiyon uygulama imkanı sunar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, PCL Ekartörünü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde, sterilize ve yeniden sterilize edilebilir bir ameliyathane cihazı olarak üretmektedir. Bu ürün dünya çapındaki eklem rekonstrüksiyonu ve travma cerrahisi üniteleri için yüksek mekanik dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest