



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador Bookwalter GYN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Sistema de Separador Bookwalter GYN

SKU RM-BGRS-1

\$1,699 USD


LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	Estándar
4	Mecanismos de Trinquete con Inclinación	Multi-ángulo
1	Anillo Perineal con Muecas	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Laterales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valva Vaginal Posterior	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Separador Bookwalter GYN es un separador autoestático montado en mesa diseñado para proporcionar una exposición estable y manos libres durante procedimientos ginecológicos y vaginales. Su estructura modular combina un poste de campo, una barra de soporte horizontal, un anillo perineal con muescas y mecanismos de trinquete con inclinación ajustable para sujetar las valvas seleccionadas alrededor del campo operatorio.

La configuración GYN incluye un anillo perineal con muescas de $9\frac{1}{2}" \times 14\frac{1}{2}"$, cuatro mecanismos de trinquete con inclinación multiangular, valvas vaginales laterales y posteriores, y dos valvas Deaver. El juego completo se suministra en una caja de esterilización dedicada para un almacenamiento y procesamiento organizados.

El Sistema de Separador Bookwalter GYN está fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). Está diseñado para ser reutilizable y autoclavable, y debe limpiarse y esterilizarse antes de su uso de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario.

Retractor Maker suministra el Sistema de Separador Bookwalter GYN directamente a hospitales, distribuidores y otros clientes B2B.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest