



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ricard 開腹リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ricard 開腹リトラクター

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動固定式ベースフレーム	視界を向上させるための湾曲シャंक付きシャーシ
2 (1対)	着脱式ソリッド側弁	幅広のスcoop状サイドパネル (オプションA: 50×58 mm / オプションB: 60×80 mm)
1	着脱式中央弁	非対称フラットプレート (オプションA: 55×70 mm / オプションB: 80×90 mm)
1	特殊ネジ式ロック	弁の展開を固定するための手動回転ロックギア
1	コンパクトフックハンドル	器具の占有スペースを最小限に抑えるための一体型グリップ
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Ricard 開腹リトラクターは、大規模な開腹術や骨盤手術において、軟部組織や内臓を安全かつ広範囲に圧排するために設計され、国際的に高く評価されている腹部外科用開腹器システムです。湾曲したベースフレームのシャंकと3枚弁のジオメトリにより、機械的な張力で腹壁や骨盤内臓器を固定・保持します。これにより、助手の疲労を軽減しながら、腹腔内への遮るもののない視界を確保します。

多様な切開深さに対応するため、本シリーズでは2つの主要なサイズセットをラインナップしています。オプションA（コンパクトセット、\$229）は、55 mm × 70 mmの中央弁1枚と50 mm × 58 mmの側弁1対の構成です。オプションB（ラージセット、\$249）は、80 mm × 90 mmの中央弁1枚と60 mm × 80 mmの側弁1対の構成となっています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、幅広でスcoop状のエッジを持つ側弁が厚みのある筋肉層を清潔に保持します。また、特殊なネジ式ロック機構により、展開した弁を強固に固定できます。一体型のコンパクトなフックハンドルは、術野の貴重なスペースを節約します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Ricard 開腹リトラクターは、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備えています。世界中の一般外科、産婦人科、救急外傷センターに、優れた機械的安定性と耐食性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest