



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Esplácnico Harrington

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Esplácnico Harrington

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
127 mm largo × 38 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm largo × 63 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm largo × 63 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Esplácnico Harrington es un separador quirúrgico visceral de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático y amplio de los órganos abdominales parenquimatosos y estructuras pélvicas profundas durante laparotomías exploratorias y cirugía oncológica. Diseñado con una icónica paleta distal en forma de corazón "sweetheart", este instrumento distribuye la contratracción manual de manera uniforme a través de una amplia superficie, protegiendo estructuras viscerales frágiles como el hígado, el bazo y las asas intestinales de traumas por presión localizada.

Construido para profundidades operativas variables, esta serie de Separador Esplácnico Harrington está disponible en dos longitudes totales: 30.5 cm (\$69) y 31.8 cm (\$74). Los cirujanos pueden personalizar el tamaño de la hoja en tres dimensiones distintas: 127 mm de largo × 38 mm de ancho para campos estrechos, 127 mm de largo × 63 mm de ancho para laparotomías estándar, y un perfil extra profundo de 190 mm de largo × 63 mm de ancho para procedimientos bariátricos o retroperitoneales. Su mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual estable y antideslizante.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Esplácnico Harrington

para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, ofreciendo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica completa para salas de cirugía general y ginecológica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest