



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для перинеальной хирургии Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор для перинеальной хирургии Bookwalter

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная стойка	12" (30 см)
2	Зажимы для стоек	Стандартные
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Вертикальный удлинитель	12" (30 см)
5	Наклонные храповые механизмы	Стандартные многопозиционные
1	Полукруглый сегмент	Диаметр 8½" (21.6 см)
1	Зубчатое перинеальное кольцо	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 см)
2	Задние влагилищные лопатки	1" × 4½" (2.5 × 11.4 см)
1	Лопатка Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 см)
1	Лопатка Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 см)
2	Гибкие лопатки	½" × 4" (1.3 × 10.2 см)
2	Гибкие лопатки	¾" × 4" (1.9 × 10.2 см)
2	Гибкие лопатки	1" × 5" (2.5 × 12.7 см)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор для перинеальной хирургии Bookwalter — это самодержащаяся система, предназначенная для обеспечения стабильного и статического доступа при операциях на промежности, в колопроктологии, гинекологии и хирургии малого таза. Рама крепления состоит из основной стойки 12" (30 см), двух зажимов, горизонтальной штанги и вертикального удлинителя 12" (30 см), что обеспечивает множество вариантов установки и позиционирования относительно операционного стола.

Рабочая рама образована зубчатым перинеальным кольцом размером 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 см), поддерживаемым полукруглым сегментом 8½" (21.6 см). Пять многопозиционных наклонных храповых механизмов крепятся к кольцу и позволяют независимо регулировать угол и глубину каждой лопатки по мере изменения потребностей доступа.

Входящая в комплект конфигурация лопаток охватывает широкий спектр задач: две задние влагалищные лопатки, две лопатки Deaver длиной 5" и 3½", а также шесть гибких (маллеабельных) лопаток размеров ½" × 4", ¾" × 4" и 1" × 5". Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специальном стерилизационном коробе.

Ретрактор для перинеальной хирургии Bookwalter поставляется нестерильным, является многоразовым и полностью автоклавируемым. Перед использованием систему Bookwalter Perineal Surgery Retractor необходимо очистить и простерилизовать в соответствии с утвержденными процедурами медицинского учреждения. Retractor Maker производит систему в Сиалкоте, Пакистан.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest