



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu

SKU RM-HRSB-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Kare bıçak profili, ekstra uzun sap	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Kare uç profili, ekstra uzun sap	RM-HRSB-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu, eklem rekonstrüksiyonu ve kırık fiksasyonu sırasında geniş yüzeyli kemik teması ve güçlü kas deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman ortopedik cerrahi aletlerdir. Geniş, düzlemsel kare uç yüzü ile tasarlanan bu retraktörler, lokalize basınç kırıklarına yol açmadan veya hassas osteoporotik kemiği zedelemekten uzun kemik kortekslerine güvenli bir şekilde oturur.

Üstün mekanik avantaj için üretilen Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu serisi, tüm versiyonlarda ekstra uzun sap düzenine sahiptir; bu da cerrahi asistanların ellerini görüş alanının dışında tutarken sürekli karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır. Cerrahlar iki farklı toplam uzunluk arasından seçim yapabilir: 8 ½ inç (21.59 cm, \$74) ve 9 ½ inç (24.13 cm, \$79). Kare uç profili, kortikal kenarların arkasına sıkıca kancalanarak şiddetli kemik raybalama ve plaklama sırasında doku kaymasını ve kaymaları önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Hohmann Retraktörleri Kare Uçlu aletlerini ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki travma ve eklem replasmanı cerrahi ekiplerine olağanüstü klinik dayanıklılık ve performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest