



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Knapp

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Autoestático Knapp	Dimensiones / Detalles: 10 cm de longitud total, 26 mm de ancho, 4x4 dientes (Recto/Angulado, Agudo/Romo) · Función Clínica Primaria: Exposición autoestática del saco lagrimal y microincisiones · Precio (USD): \$79.00	\$79
Funda / Caja Protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Función Clínica Primaria: — · Precio (USD): Incluido	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Knapp es un separador especializado para microcirugía y oftalmología, diseñado específicamente para proporcionar una exposición fiable y sin manos de tejidos blandos y márgenes de heridas durante procedimientos faciales, oculares y de mano delicados. Diseñado con dientes curvados hacia afuera, este instrumento mantiene abiertas las incisiones pequeñas bajo una tensión mecánica continua, eliminando la fatiga manual del asistente mientras mantiene un corredor quirúrgico estático.

Construido bajo estándares clínicos, este Separador Autoestático Knapp mantiene una longitud total uniforme de 10 cm (\$79) combinada con un ancho de valva de trabajo de 26 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora una disposición de 4x4 dientes curvados hacia afuera, seleccionable en configuración Recta o Angulada para evadir los márgenes orbitales. Los cirujanos pueden elegir entre puntas Romas, diseñadas para un agarre suave pero eficaz de los tejidos, o puntas Agudas, diseñadas para una sujeción altamente segura en el periostio denso.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Knapp para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los cirujanos plásticos, oftalmólogos y otorrinolaringólogos de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest