



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tête humérale

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de tête humérale

SKU RM-HHR-ORTHO-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 ¾" (22.23 cm) — Tige courbe, lame à anneau coudée	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Tige courbe, lame anneau angulée	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — tige courbe, lame annulaire coudée	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Tige courbe, lame à anneau coudée	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tête humérale est un instrument de chirurgie orthopédique spécialisé, conçu pour assurer un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous pendant l'arthroplastie totale et inversée de l'épaule. Doté d'une tige à courbure anatomique et d'un profil de lame en anneau angulé, cet écarteur maintient fermement l'humérus proximal, le déportant vers l'arrière par rapport au bord glénoïdien sans glisser dans les zones neurovasculaires environnantes.

Conçu pour une adaptabilité procédurale complète selon la morphologie du patient, la gamme d'écarteurs de tête humérale est proposée en quatre longueurs totales : 8 ¾ pouces (\$84), 9 pouces (\$89), 10 pouces (\$94) et une version étendue de 11 pouces (\$99) pour les couloirs musculaires profonds ou les patients bariatriques. Les bords profilés de sa lame répartissent uniformément la force de traction sur l'os cortical, tandis que son manche robuste offre aux assistants chirurgicaux une puissance de traction manuelle soutenue, réduisant la fatigue des mains lors de l'alésage glénoïdien prolongé et de la pose des composants.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de tête humérale pour résister à des couples orthopédiques importants et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de reconstruction de l'épaule et de médecine du sport une durabilité clinique, une résistance à la corrosion et une précision chirurgicale sans faille.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest