



# RETRACTOR MAKER

## KATALOG 2026

RETRAKTOR PEMBEDAHAN · SISTEM · BILAH · KOMPONEN

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Pengeluar Retraktor — oleh Retractor Maker

Donald Cameron

# TENTANG KAMI

## Pengeluar Langsung Retraktor Pembedahan

Retractor Maker ialah pengeluar langsung retractor pembedahan yang berpangkalan di Sialkot, Pakistan. Kami membuat sistem retractor, bilah dan komponen untuk lapan kepakaran pembedahan.

## Bagaimana Retractor Maker Bermula

Retractor Maker bermula pada tahun 2023, tetapi pengalaman kami dengan instrumen pembedahan adalah lebih lama daripada itu.

Saya Saad Shahid, dan saya masih bekerja dengan bapa saya di Hospitech Traders, perniagaan instrumen pembedahan keluarga kami. Bapa saya memulakan Hospitech Traders pada tahun 1989, dan kami telah mengeluarkan serta membekalkan instrumen pembedahan selama bertahun-tahun.

Idea untuk Retractor Maker datang daripada salah seorang pelanggan kami. Pada suatu hari, seorang pelanggan meminta retractor pembedahan abdomen daripada kami. Pada masa itu, kami tidak mengeluarkan retractor, jadi saya mula melihat produk yang tersedia daripada syarikat lain.

Apa yang saya temui mengejutkan saya. Beberapa sistem retractor yang lengkap dijual pada harga sekitar \$60,000 hingga \$65,000. Saya mendapati harga ini terlalu mahal, terutamanya apabila saya tahu kami sudah mempunyai jentera, pekerja, dan pengalaman pembuatan yang diperlukan untuk menghasilkan instrumen pembedahan sendiri.

Jadi saya berfikir: Mengapa kita tidak membuat retractor itu sendiri dan menawarkannya pada harga yang jauh lebih berpatutan? Itulah sebabnya saya memulakan Retractor Maker.

# APA YANG KAMI LAKUKAN HARI INI

## Kami Mula Membuatnya Sendiri

Daripada membeli retraktor dari syarikat lain dan menjualnya semula, saya memutuskan untuk mengeluarkannya di bengkel kami sendiri. Kami sudah mempunyai jentera dan persediaan pembuatan melalui pengalaman kami dengan instrumen pembedahan. Kami menggunakan sumber tersebut untuk membangunkan dan mengeluarkan sistem retraktor kami sendiri.

Hari ini, kami menyediakan banyak sistem retraktor kami pada harga sehingga 90% lebih rendah daripada sistem yang setanding daripada jenama utama. Tujuan kami bukan sekadar untuk membuat retraktor. Ia adalah untuk menjadikannya lebih berpatutan dan boleh diakses oleh hospital, pakar bedah, dan organisasi perubatan di seluruh dunia.

## Masih Sebahagian Daripada Perniagaan Pembuatan Keluarga Kami

Retractor Maker berkembang daripada pengalaman yang kami sedia ada dalam pembuatan instrumen pembedahan. Saya masih terlibat secara aktif dengan Hospitech Traders, bekerja bersama bapa saya, sambil turut mengendalikan Retractor Maker sebagai perniagaan khusus yang memfokuskan pada retraktor pembedahan.

## Kepakaran Pembedahan

Pembedahan am · Urologi · Pembedahan kardiovaskular · ENT · Pembedahan plastik · Pembedahan ortopedik dan tulang belakang · Neurosurgeri · Obstetrik dan ginekologi.

Kami bekerjasama secara langsung dengan hospital, pengedar perubatan, pakar bedah, dan organisasi penjagaan kesihatan di seluruh dunia. Kami juga mengusahakan konfigurasi khusus dan keperluan tersuai apabila produk standard tidak memenuhi keperluan pelanggan.

## Matlamat Kami

Mengeluarkan retraktor sendiri dan menyediakannya pada harga yang boleh mencapai sehingga 90% lebih rendah daripada sistem yang setanding daripada jenama utama, supaya lebih banyak hospital mampu membeli peralatan yang mereka perlukan.

# KATEGORI PRODUK

Disusun mengikut bilangan produk dalam setiap kategori

## Retraktor Ortopedik & Tulang Belakang

124 produk

MUKA SURAT 5-52



## Retraktor Pembedahan Am

118 produk

MUKA SURAT 53-95



## Retraktor ENT

109 produk

MUKA SURAT 96-132



## Retraktor Pembedahan Plastik

61 produk

MUKA SURAT 133-154



## Retraktor Kardiovaskular

45 produk


MUKA SURAT 155-171



## Retraktor Obstetrik & Ginekologi

26 produk


MUKA SURAT 172-181



## Retraktor Bedah Saraf

20 produk


MUKA SURAT 182-189



## Retraktor Urologi

4 produk

MUKA SURAT 190-191





### Retraktor Asetabulum Dua Cangkuk Sempit

SKU **RM-ARNDP-1**

HARGA **\$99 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| Sempit — bilah 32 mm   | RM-ARNDP-1-1  | \$99  |
| Standard — bilah 44 mm | RM-ARNDP-1-2  | \$99  |



### Retraktor Kondilus Femur Anterior

SKU **RM-AFCR-1**

HARGA **\$99 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN                                           | HARGA |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kondilus Femur Anterior | Panjang 5" (12.7 cm), bilah bergerigi berfenestra 45 mm | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak          | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                | \$99  |



### Retraktor Leher Femur Anterior dan Pinggir Anteromedial

SKU **RM-AFNAR-1**

HARGA **\$49 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                          | SKU / BUTIRAN                                               | HARGA |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Leher Femur Anterior dan Pinggir Anteromedial | Panjang 15" (37.46 cm), bilah melengkung, pemegang heksagon | \$49  |
| Sarung / Kotak Pelindung                                | Pembungkusan individu untuk penghantaran                    | \$49  |



### Retraktor Pinggir Asetabulum Anterolateral

SKU **RM-AAARR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN                                                    | HARGA |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pinggir Asetabulum Anterolateral | Panjang 10" (25.4 cm), bilah berlebar 18 mm x berkedalaman 3.25" | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak                   | Pembungkusan individu untuk penghantaran                         | \$49  |



### Retraktor Patela AORI

SKU **RM-APR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 5" (12.7 cm), hujung kerja 10 mm | RM-APR-1-1    | \$69  |
| 7" (17.8 cm), hujung kerja 10 mm | RM-APR-1-2    | \$79  |



### Retraktor Pinggul APC

SKU **RM-APCHR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                             |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Cabang Tunggal           | 10" (25.4 cm) — cengkaman tulang yang didasarkan pada pinggir asetabulum         |
| 1        | Dua Cabang               | 10" (25.4 cm) — penyisihan tisu lembut dan kapsul secara seimbang pada dua titik |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                               |



### Retraktor B-Z

SKU **RM-BZR-1**

HARGA **\$339 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| Kedalaman 7.5 cm (45° atau 90°) | RM-BZR-1-1    | \$339 |
| Kedalaman 10 cm (45° atau 90°)  | RM-BZR-1-2    | \$359 |



### Retraktor B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

HARGA **\$339 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                             | HARGA |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor B-Z Weitlaner  | Panjang keseluruhan 28 cm, cangkuk tumpul 4x4 sedalam 83 mm, bersudut 90° | \$339 |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                  | \$339 |



### Retraktor Penahan Kendiri Bisep Distal Beard

SKU **RM-BDBSRR-1**

HARGA **\$299 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------|---------------|-------|
| 6.375" (16.19 cm) | RM-BDBSRR-1-1 | \$299 |
| 7.5" (19.05 cm)   | RM-BDBSRR-1-2 | \$319 |



### Retraktor Hohmann Lebar Beard untuk Radius Distal

SKU **RM-BDRWHR-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                    | SKU / BUTIRAN                                             | HARGA |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hohmann Lebar Beard untuk Radius Distal | Panjang keseluruhan 5.37" (13.63 cm), bilah Hohmann lebar | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak                          | Pembungkusan individu untuk penghantaran                  | \$79  |



### Retraktor Pegangan Kendiri Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

HARGA **\$149 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 14 cm          | RM-BWSRR-1-1  | \$149 |
| 16.5 cm        | RM-BWSRR-1-2  | \$154 |
| 21.5 cm        | RM-BWSRR-1-3  | \$159 |
| 24 cm          | RM-BWSRR-1-4  | \$164 |
| 30.5 cm        | RM-BWSRR-1-5  | \$169 |
| 31 cm          | RM-BWSRR-1-6  | \$174 |



### Retraktor Pegangan Sendiri Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| Profil Batang 25 mm | RM-BASRR-1-1  | \$49  |
| Profil Batang 44 mm | RM-BASRR-1-2  | \$59  |



## Retraktor Tibia Bennett

SKU **RM-BTR-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| Kecil — bilah 45 mm | RM-BTR-1-1    | \$79  |
| Besar — bilah 63 mm | RM-BTR-1-2    | \$89  |



## Retraktor Hohmann Bengkok

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

HARGA **\$69 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|----------------|------------------|-------|
| 8"             | RM-BHR-ORTHO-1-1 | \$69  |
| 9 ¾"           | RM-BHR-ORTHO-1-2 | \$74  |
| 11"            | RM-BHR-ORTHO-1-3 | \$79  |
| 11 ½"          | RM-BHR-ORTHO-1-4 | \$84  |
| 12 ½"          | RM-BHR-ORTHO-1-5 | \$89  |






## Sistem Retraktor Servikal Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                  | DIMENSI / PENERANGAN                                        |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Retraktor (Kanan)  | Konfigurasi rangka sebelah kanan                            |
| 1        | Rangka Retraktor (Kiri)   | Konfigurasi rangka sebelah kiri                             |
| 1        | Rangka Retraktor (Ofset)  | Konfigurasi rangka ofset                                    |
| 2        | Pengapit Pemasangan Bilah | Komponen yang digunakan untuk memasukkan dan memasang bilah |
| 14       | Bilah Bercabang           | Pilihan bilah bercabang 34 mm - 70 mm dalam pelbagai saiz   |
| 14       | Bilah Tumpul              | Pilihan bilah tumpul 34 mm - 70 mm dalam pelbagai saiz      |
| 12       | Bilah Bercabang Dua Aras  | Pilihan bilah bercabang dua aras 40 mm - 55 mm              |
| 6        | Bilah Tumpul Dua Aras     | Pilihan bilah tumpul dua aras 40 mm - 55 mm                 |
| 1        | Bekas Pensterilan         | Bekas untuk penyusunan, penyimpanan dan pemprosesan semula  |



## Retraktor Lutut Blount

SKU **RM-BKR-1**

HARGA **\$64 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------|---------------|-------|
| 6 7/8" (17.5 cm)  | RM-BKR-1-1    | \$64  |
| 7" (17.8 cm)      | RM-BKR-1-2    | \$69  |
| 10 1/4" (26.0 cm) | RM-BKR-1-3    | \$74  |
| 10 3/8" (26.4 cm) | RM-BKR-1-4    | \$79  |





### Retraktor Deltoid Browne

SKU **RM-BDR-1**

HARGA **\$109 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| 10 ¾" (27.3 cm) | RM-BDR-1-1    | \$109 |
| 11 ½" (29.2 cm) | RM-BDR-1-2    | \$114 |
| 12 ¼" (31.1 cm) | RM-BDR-1-3    | \$119 |



### Retraktor C

SKU **RM-CR-1**

HARGA **\$69 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| 12 ½" (31.8 cm) | RM-CR-1-1     | \$69  |
| 14" (35.6 cm)   | RM-CR-1-2     | \$74  |



### Retraktor Akar Saraf Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

HARGA **\$69 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                    | HARGA |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Campbell | Panjang 8 ¾" (22.2 cm), bilah selebar 10-10.5 mm | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran         | \$69  |



### Retraktor Kapsul

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

HARGA **\$64 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| Cangkuk Tunggal (Tajam)         | RM-CR-ORTHO-1-1 | \$64  |
| Dua Cangkuk (Tajam atau Tumpul) | RM-CR-ORTHO-1-2 | \$69  |
| Tiga Cangkuk                    | RM-CR-ORTHO-1-3 | \$74  |



### Retraktor Kekal Kendiri Terowong Karpal

SKU **RM-CTSRR-1**

HARGA **\$144 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN                                              | HARGA |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kekal Kendiri Terowong Karpal | Panjang 4 1/4" (10.79 cm), jejari tumpul, pengunci ratchet | \$144 |
| Sarung / Kotak Pelindung                | Pembungkusan individu untuk penghantaran                   | \$144 |



### Retraktor Serviks Caspar dengan Racet

SKU **RM-CCRWR-1**

HARGA **\$289 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 16.5 cm        | RM-CCRWR-1-1  | \$289 |
| 22.3 cm        | RM-CCRWR-1-2  | \$299 |



## Sistem Retraktor Mikrodisektomi Lumbar Caspar

SKU **RM-CLMRS-1**

HARGA **\$799 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                               | DIMENSI / PENERANGAN                           |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | Bilah Lateral                          | 40 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 45 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 50 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 55 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 60 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 65 mm                                          |
| 1        | Bilah Lateral                          | 75 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 40 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 45 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 50 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 55 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 60 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 65 mm                                          |
| 1        | Spekulum                               | 75 mm                                          |
| 1        | Forsep Pelepas Bilah                   | Forsep penukaran bilah dengan pelepasan pantas |
| 1        | Rangka Retraktor Mikrodisektomi Caspar | Rangka retraksi berlawanan                     |
| 1        | Kotak Pensterilan                      | Bekas aluminium dengan dulang penyusun         |




## Retraktor Akar Saraf Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

HARGA **\$84 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN      | HARGA |
|----------------|--------------------|-------|
| Bilah 4 mm     | RM-CNRR-SERIES-1-1 | \$84  |
| Bilah 6 mm     | RM-CNRR-SERIES-1-2 | \$89  |
| Bilah 8 mm     | RM-CNRR-SERIES-1-3 | \$94  |
| Bilah 10 mm    | RM-CNRR-SERIES-1-4 | \$99  |





### Retraktor Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Caspar         | Panjang 21 cm, bilah 17.0 x 67.0 mm, pemegang bercincin jari | \$64  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                     | \$64  |



### Retraktor Pegang Sendiri Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

HARGA **\$649 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                        |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Casis Rangka Gunting Berengsel Dua               | Rangka berartikulasi berprofil rendah dengan ratchet dan pengunci skru      |
| 1        | Kunci Pelarasan Manual                           | Sepana pelarasan ditentukur untuk tetapan ketegangan mikro                  |
| 1 Set    | Bilah Lateral Bercabang Separa Tajam             | Kedalaman 38 mm (pilihan gaya 2-cabang, 3-cabang atau 4-cabang)             |
| 1 Set    | Bilah Cangkuk Visera Rata Memanjang              | Modul bilah atraumatik licin dengan kedalaman 38 mm                         |
| 1        | Kotak Pelindung untuk Penyimpanan / Pengangkutan | Bekas pengangkutan dengan ruang dalaman yang disesuaikan mengikut instrumen |



### Retraktor Servikal Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

HARGA **\$199 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                                       | HARGA |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Casis Retraktor Servikal Casper | Rangka 11.5 cm, reka bentuk melintang berengsel dengan 4 lengan, lebar bukaan 85 mm | \$199 |
| Sarung / Kotak Pelindung        | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                            | \$199 |



### Bingkai Retraktor Servikal

SKU **RM-CRF-1**

HARGA **\$109 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------|---------------|-------|
| Lengan Tegar 16.5 cm     | RM-CRF-1-1    | \$109 |
| Lengan Berengsel 25.5 cm | RM-CRF-1-2    | \$119 |



### Retraktor Tisu Servikal

SKU **RM-CTR-13-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                        | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Servikal  | Panjang keseluruhan 13 cm, hujung cangkuk tumpul 1x1 | \$79  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran             | \$79  |



### Retraktor Chandler

SKU **RM-CHR-1**

HARGA **\$69 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Kecil (bilah daun 16.0 mm)     | RM-CHR-1-1    | \$69  |
| Sederhana (bilah daun 20.0 mm) | RM-CHR-1-2    | \$74  |
| Besar (bilah daun 25.0 mm)     | RM-CHR-1-3    | \$79  |



## Retraktor Insisi Awal Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

HARGA **\$399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                 | DIMENSI / PENERANGAN                           |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Forseps Gelung Penahan Kendiri                    | Gelung bingkai perimeter yang licin            |
| 1        | Bilah Pendek dengan 4 Cangkuk Tumpul Melengkung ke Luar  | Hujung kerja 25 mm x 32 mm                     |
| 1        | Bilah Panjang dengan 4 Cangkuk Tumpul Melengkung ke Luar | Hujung kerja 25 mm x 38 mm                     |
| 1        | Cangkuk Traksi Boleh Tanggal                             | Penambat melengkung untuk mencengkam tisu      |
| 1        | Rantai Penyambung Traksi Logam                           | Untaian penghubung mekanikal                   |
| 1        | Pemasangan Pemberat Gantung Graviti                      | Pemberat untuk menghasilkan tarikan berterusan |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                      | Pembungkusan penghantaran standard             |



## Retraktor Serviks/Lamina Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------|---------------|-------|
| Rahang Bergerigi Silang | RM-CCLR-1-1   | \$99  |
| Rahang Bergigi          | RM-CCLR-1-2   | \$99  |



## Retraktor Bilah Gaya Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

HARGA **\$84 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 13 x 75 mm     | RM-CSBR-1-1   | \$84  |
| 18 x 75 mm     | RM-CSBR-1-2   | \$89  |
| 20 x 75 mm     | RM-CSBR-1-3   | \$94  |
| 23 x 75 mm     | RM-CSBR-1-4   | \$99  |



## Retraktor Servikal Gaya Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

HARGA **\$75 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                            | HARGA |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Rangka Retraktor Servikal Gaya Cloward | Panjang keseluruhan 17 cm, lengan berengsel, kunci racet | \$75  |
| Sarung Pelindung / Kotak               | Pembungkusan individu untuk penghantaran                 | \$75  |



## Retraktor Cobra

SKU **RM-COBR-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Hujung Standard — 12.0"       | RM-COBR-1-1   | \$79  |
| Hujung Tajam Standard — 12.0" | RM-COBR-1-2   | \$84  |
| Model Lebar — 11.75"          | RM-COBR-1-3   | \$89  |
| Kecil Diubah Suai — 12.5"     | RM-COBR-1-4   | \$94  |
| Dua Hujung — 14.0"            | RM-COBR-1-5   | \$99  |
| Model Dalam — 14.5"           | RM-COBR-1-6   | \$104 |
| Besar Diubah Suai — 14.75"    | RM-COBR-1-7   | \$109 |



## Retraktor Cobra dengan Penyokong Tangan

SKU **RM-CRHR-1**

HARGA **\$169 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN                                           | HARGA |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Cobra dengan Penyokong Tangan | Panjang 10.22", bilah 32 mm, penyokong tangan bersepadu | \$169 |
| Sarung Pelindung / Kotak                | Pembungkusan individu untuk penghantaran                | \$169 |



### Retraktor Femur Gaya Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

HARGA **\$84 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN                                                                         | HARGA |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Femur Gaya Cobra | Panjang 11.75" (29.84 cm), bilah melengkung seperti ular tedung, hujung cangkuk besar | \$84  |
| Sarung Pelindung / Kotak   | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                              | \$84  |



### Retraktor Ligamen Kolateral

SKU **RM-CLR-1**

HARGA **\$104 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                               | HARGA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Ligamen Kolateral | Panjang keseluruhan 8" (20.3 cm), profil bilah 5 mm & 11 mm | \$104 |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Pembungkusan individu untuk penghantaran                    | \$104 |



### Retraktor Tisu Lembut Kolateral

SKU **RM-CSTR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                            | HARGA |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Lembut Kolateral | Panjang 9 1/2", bilah 45 mm, hujung melengkung 2 serampang selebar 11 mm | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                                 | \$69  |



### Retraktor Lutut Cekung

SKU **RM-CKR-1**

HARGA **\$105 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------|---------------|-------|
| Bilah Standard       | RM-CKR-1-1    | \$105 |
| Bilah Panjang Sempit | RM-CKR-1-2    | \$105 |



### Retraktor Akar Saraf D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                        | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 22.8 cm (kira-kira 9.0") — Lebar 7.0 mm x panjang 11.0 mm — Dissektomi lumbar standard dan mobilisasi akar saraf                                      | RM-DNRR-1-1   | \$49  |
| 28.0 cm (kira-kira 11.0") — Lebar 7.0 mm x panjang 11.0 mm — Ruang akses pembedahan yang dalam dan akses tulang belakang lumbar bagi pesakit bariatik | RM-DNRR-1-2   | \$54  |



### Retraktor Gelpi Dalam

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

HARGA **\$68 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                             | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 3 1/2" - 4 1/2" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Bersudut Tegak — Pendedahan kawasan pembedahan kecil superfisial, tangan dan pediatrik               | RM-DGR-SERIES-1-1 | \$68  |
| 5 1/2" - 6 3/4" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Bersudut Tegak — Akses tisu lembut pada kedalaman sederhana, pembedahan plastik dan kawasan servikal | RM-DGR-SERIES-1-2 | \$74  |
| 7 1/2" - 7 3/4" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Bersudut Tegak — Laminektomi tulang belakang lumbar standard dan retraksi sendi                      | RM-DGR-SERIES-1-3 | \$84  |
| 9 1/4" - 12" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Bersudut Tegak — Pembedahan rongga pelvis yang dalam, bariatik dan fusi tulang belakang berbilang aras  | RM-DGR-SERIES-1-4 | \$94  |



## Retraktor Gelpi Penahan Kendiri untuk Rongga Dalam

SKU **RM-DGSRR-1**

HARGA **\$129 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                                                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 7 ½" (kira-kira 19.0 cm) — Rangka bersudut, cangkuk tajam yang melengkung ke luar — Laminektomi tulang belakang lumbar standard dan pendedahan sendi                              | RM-DGSRR-1-1  | \$129 |
| 10 ½" (kira-kira 26.7 cm) — Rangka bersudut yang dipanjangkan, cangkuk tajam yang melengkung ke luar — Pembedahan pelvis dalam, bariatrik dan fusi tulang belakang berbilang aras | RM-DGSRR-1-2  | \$139 |



## Retraktor Kepala Humerus Dingo yang Diubah Suai

SKU **RM-DMHHR-1**

HARGA **\$134 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                  | SKU / BUTIRAN                                      | HARGA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kepala Humerus Dingo yang Diubah Suai | Panjang 10" (25.5 cm), hujung melengkung bergerigi | \$134 |
| Sarung Pelindung / Kotak                        | Pembungkusan individu untuk penghantaran           | \$134 |



## Retraktor Pembentukan Salur Femur Akses Anterior Langsung

SKU **RM-DAABR-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| Orientasi Kiri — 9" (22.86 cm), bilah 57 mm  | RM-DAABR-1-1  | \$99  |
| Orientasi Kanan — 9" (22.86 cm), bilah 57 mm | RM-DAABR-1-2  | \$99  |



### Retraktor Takuk Interkondilar Engh

SKU **RM-EINR-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN                            | HARGA |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Retraktor Takuk Interkondilar Engh | Panjang 8 1/8" (206.4 mm), hujung 2.25"  | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak           | Pembungkusan individu untuk penghantaran | \$79  |



### Retraktor Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

HARGA **\$109 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| Pilihan A — Kiri 54x25 mm / Kanan 76x38 mm | RM-FDR-1-1    | \$109 |
| Pilihan B — Kiri 76x38 mm / Kanan 54x25 mm | RM-FDR-1-2    | \$109 |



### Retraktor Kalkar Femur

SKU **RM-FCR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                               | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kalkar Femur   | Lebar hujung 25 mm, kedalaman 5.08 cm (2"), pemegang cincin | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                    | \$44  |



### Retraktor Femoral/Gluteus Medius Minimus

SKU **RM-FGR-1175-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN                                  | HARGA |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Femoral/Gluteus Medius Minimus | Panjang 11.75" (29.85 cm), bilah selebar 20 mm | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak                 | Pembungkusan individu untuk penghantaran       | \$44  |



### Retraktor Cobra Berkepala Melebar

SKU **RM-FCR-15-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Menghadap Kiri — Serampang Tunggal, 15" (38 cm)   | RM-FCR-15-1-1 | \$69  |
| Menghadap Kiri — Serampang Berganda, 15" (38 cm)  | RM-FCR-15-1-2 | \$69  |
| Menghadap Kanan — Serampang Tunggal, 15" (38 cm)  | RM-FCR-15-1-3 | \$69  |
| Menghadap Kanan — Serampang Berganda, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-4 | \$69  |



### Retraktor Lengan Bawah Berbilah Putar

SKU **RM-FSBR-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN                                                       | HARGA |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Lengan Bawah Berbilah Putar | Bilah 5.12" (13.00 cm), pemegang cincin jari, mekanisme ratchet — 1 | \$74  |
| Sarung Pelindung / Kotak              | Pembungkusan penghantaran individu — 1                              | \$74  |



### Retraktor Gaya Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                                      | HARGA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Gaya Fukuda Kujat | Panjang keseluruhan 9" (22.86 cm), bilah lebar bergerigi, pemegang berbentuk T — 1 | \$94  |
| Sarung / Kotak Pelindung    | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1                                       | \$94  |



### Retraktor Gaya Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

HARGA **\$89 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm atau 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-1 | \$89  |
| 8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm atau 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-2 | \$94  |
| 9" (22.86 cm) — 30 mm atau 35 mm     | RM-FSR-SHLD-1-3 | \$99  |



### Retraktor Gelpi Lengan Bersilang - Sudut Dalam

SKU **RM-GCRDA-1**

HARGA **\$124 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| Bilah 3 1/2 in (9 cm)           | RM-GCRDA-1-1  | \$94  |
| Bilah 5 1/2 in (14 cm)          | RM-GCRDA-1-2  | \$104 |
| Bilah 6 1/2 in (16.5 cm)        | RM-GCRDA-1-3  | \$114 |
| Bilah 7 1/2 in (19 cm)          | RM-GCRDA-1-4  | \$119 |
| Bilah 8 in (20.3 cm) — Standard | RM-GCRDA-1-5  | \$124 |



### Retraktor Glenoid Kondil

SKU **RM-GCR-7-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Glenoid Kondil | Panjang keseluruhan 7" (17.8 cm), bilah cangkuk berkotur — 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1                 | \$44  |




### Retraktor Glenoid

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

HARGA **\$88 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| 8 ¾" - 9" — Menghadap kiri     | RM-GLR-SERIES-1-1 | \$88  |
| 8 ¾" - 9" — Menghadap kanan    | RM-GLR-SERIES-1-2 | \$91  |
| 9 ½" - 10 ½" — Menghadap kiri  | RM-GLR-SERIES-1-3 | \$94  |
| 9 ½" - 10 ½" — Menghadap kanan | RM-GLR-SERIES-1-4 | \$97  |
| 11" - 11 ¾" — Menghadap kiri   | RM-GLR-SERIES-1-5 | \$100 |
| 11" - 11 ¾" — Menghadap kanan  | RM-GLR-SERIES-1-6 | \$103 |



### Retraktor Trokanter Major

SKU **RM-GTR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                                       | HARGA |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Trokanter Major | Panjang 14.875" (37.8 cm), bilah selebar 25 mm x kedalaman 1.5" — 1 | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1                        | \$49  |




### Retraktor Kekal Kendiri Harvey Jackson

SKU **RM-HJSRR-1**

HARGA **\$229 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                                       | HARGA |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kekal Kendiri Harvey Jackson | Panjang keseluruhan 28 cm, rahang 45 x 32 mm, cangkuk tajam 3x3 — 1 | \$229 |
| Sarung Pelindung / Kotak               | Pembungkusan penghantaran individu — 1                              | \$229 |



### Retraktor Akar Saraf Hess

SKU **RM-HNRR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| 10.0 cm — Bilah 3.0 mm - 4.0 mm — Standard | RM-HNRR-1-1   | \$69  |
| 10.0 cm — Bilah 5.0 mm - 7.0 mm — Standard | RM-HNRR-1-2   | \$69  |
| 12.0 cm                                    | RM-HNRR-1-3   | \$74  |
| 17.5 cm                                    | RM-HNRR-1-4   | \$79  |



### Retraktor Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| Panjang 51 mm x lebar 19 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-1 | \$39  |
| Panjang 76 mm x lebar 25 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-2 | \$41  |
| Panjang 82 mm x lebar 25 mm — 24 cm  | RM-HBR-24-1-3 | \$43  |
| Panjang 101 mm x lebar 25 mm — 24 cm | RM-HBR-24-1-4 | \$45  |



### Retraktor Posterior Inferior Hohmann

SKU **RM-HPIR-11-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                 | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Pemegang Kiri dengan Lengkungan #7 — 11" (27.94 cm)            | RM-HPIR-11-1-1 | \$74  |
| Pemegang Kanan Sederhana dengan Lengkungan #7 — 11" (27.94 cm) | RM-HPIR-11-1-2 | \$74  |



### Retraktor Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|------------------------------------|----------------|-------|
| Bilah Lebar 15 mm — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-1 | \$74  |
| Bilah Lebar 17 mm — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-2 | \$79  |



### Retraktor Hohmann dengan Pemegang Bengkok Ekstra Panjang

SKU **RM-HRBELH-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|
| 9 ¾" (24.76 cm) — Pemegang bengkok ekstra panjang  | RM-HRBELH-1-1 | \$69  |
| 10.0" (25.40 cm) — Pemegang bengkok ekstra panjang | RM-HRBELH-1-2 | \$79  |



### Retraktor Hohmann Bersudut Tegak

SKU **RM-HRRA-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                        | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Panjang Keseluruhan 9 ½" — Panjang 24.13 cm, pemegang 7", bengkokan sudut tegak 40 mm | RM-HRRA-1-1   | \$84  |
| Panjang Keseluruhan 9 ¾" — Panjang 24.76 cm, pemegang 7", bengkokan sudut tegak 18 mm | RM-HRRA-1-2   | \$79  |



### Retraktor Hohmann Berhujung Bulat

SKU **RM-HRRE-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| 8 ½" (21.91 cm) — Bilah bulat 19 mm  | RM-HRRE-1-1   | \$74  |
| 9 ¾" (24.76 cm) — Bilah bulat 19 mm  | RM-HRRE-1-2   | \$79  |
| 11.0" (27.94 cm) — Bilah bulat 19 mm | RM-HRRE-1-3   | \$84  |
| 11 ½" (29.21 cm) — Bilah bulat 19 mm | RM-HRRE-1-4   | \$89  |
| 12.0" (30.48 cm) — Bilah bulat 19 mm | RM-HRRE-1-5   | \$94  |
| 12 ½" (30.80 cm) — Bilah bulat 19 mm | RM-HRRE-1-6   | \$99  |



### Retraktor Hohmann Hujung Segi Empat

SKU **RM-HRSE-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 8 ½" (21.59 cm) — Bilah melengkung dengan hujung distal segi empat | RM-HRSE-1-1   | \$74  |
| 9 ½" (24.13 cm) — Bilah melengkung dengan hujung distal segi empat | RM-HRSE-1-2   | \$79  |



### Retraktor Hohmann Bersudut

SKU **RM-HRA-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Panjang Keseluruhan 6 ½" — Panjang 16.51 cm, hujung bersudut 4 mm                 | RM-HRA-1-1    | \$69  |
| Panjang Keseluruhan 11" — Panjang 27.94 cm, pemegang 7", bengkokan bersudut 17 mm | RM-HRA-1-2    | \$79  |



### Retraktor Hohmann Bilah Segi Empat Sama

SKU **RM-HRSB-1**

HARGA **\$74 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 8 ½" (21.59 cm) — Profil bilah segi empat sama, pemegang ekstra panjang | RM-HRSB-1-1   | \$74  |
| 9 ½" (24.13 cm) — Profil bilah segi empat sama, pemegang ekstra panjang | RM-HRSB-1-2   | \$79  |



### Retraktor Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

HARGA **\$43 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Lebar 7 mm — 9 ½" (24.13 cm)  | RM-HLSR-1-1   | \$43  |
| Lebar 9 mm — 9 ½" (24.13 cm)  | RM-HLSR-1-2   | \$46  |
| Lebar 13 mm — 9 ½" (24.13 cm) | RM-HLSR-1-3   | \$49  |



## Retraktor Akar Saraf Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                                | HARGA |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Holsher | Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah lebar dan tumpul yang melengkung ke bawah | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                     | \$44  |



## Retraktor Kepala Humerus

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

HARGA **\$84 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                              | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 8 ¾" (22.23 cm) — Batang melengkung, bilah gelang bersudut  | RM-HHR-ORTHO-1-1 | \$84  |
| 9.0" (22.86 cm) — Batang melengkung, bilah gelang bersudut  | RM-HHR-ORTHO-1-2 | \$89  |
| 10.0" (25.40 cm) — Batang melengkung, bilah gelang bersudut | RM-HHR-ORTHO-1-3 | \$94  |
| 11.0" (27.94 cm) — Batang melengkung, bilah gelang bersudut | RM-HHR-ORTHO-1-4 | \$99  |





## Set Klasik Retraktor ACF Image-Line dengan Distraksi

SKU RM-ILACF-1

HARGA **\$4,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN                                 |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | Tolok Kedalaman               | Berkod warna                                         |
| 2        | Pemegang Kunci Putar          | Genggaman Silikon                                    |
| 1        | Rangka Membujur               | Standard                                             |
| 1        | Rangka Melintang              | Standard                                             |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 30 mm, perak                                         |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 35 mm, biru                                          |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 40 mm, merah                                         |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 55 mm, hitam                                         |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 60 mm, emas                                          |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 65 mm, biru tua                                      |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 70 mm, hijau muda                                    |
| 2        | Bilah Tumpul                  | 75 mm, jingga                                        |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 30 mm, perak                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 35 mm, biru                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 40 mm, merah                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 45 mm, hijau                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 50 mm, ungu                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 55 mm, hitam                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 60 mm, emas                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Pendek          | 65 mm, biru tua                                      |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 30 mm, perak                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 35 mm, biru                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 40 mm, merah                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 45 mm, hijau                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 50 mm, ungu                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 55 mm, hitam                                         |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 60 mm, emas                                          |
| 1        | Bilah Bergigi Panjang         | 65 mm, biru tua                                      |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 35 mm, biru                                     |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 40 mm, merah                                    |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 45 mm, hijau                                    |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 50 mm, ungu                                     |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 55 mm, hitam                                    |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul           | 14 x 60 mm, emas                                     |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 35 mm                                           |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 40 mm                                           |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 45 mm                                           |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 50 mm                                           |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 55 mm                                           |
| 2        | Bilah Mikro, Bergigi Pendek   | 14 x 60 mm                                           |
| 2        | Mata Gerudi Pilin CVB         | Kedalaman 8 mm, panjang 5¼"                          |
| 1        | Panduan Gerudi Distraktor CVB | Kiri                                                 |
| 1        | Panduan Gerudi Distraktor CVB | Kanan                                                |
| 1        | Distraktor Badan Vertebra     | Kiri, rak bergigi 100 mm                             |
| 1        | Distraktor Badan Vertebra     | Kanan, rak bergigi 100 mm                            |
| 2        | Pemutar Skru CVB              | Pemegang Silikon                                     |
| 1        | Distraktor Berbilang Aras     | Kiri, rak bergigi 120 mm, sambungan pemanjang 90 mm  |
| 1        | Distraktor Berbilang Aras     | Kanan, rak bergigi 120 mm, sambungan pemanjang 90 mm |
| 1        | Pemegang Graf Tulang          | Hujung 8 x 15 mm, panjang 210 mm                     |
| 1        | Impaktor Graf Tulang          | 3 mm                                                 |
| 1        | Impaktor Graf Tulang          | 5 mm                                                 |
| 1        | Impaktor Graf Tulang          | 8 mm                                                 |
| 1        | Pemotong Graf                 | Kedalaman boleh laras 8.75", lebar 7 mm              |
| 1        | Angkup ACF                    | 9"                                                   |
| 1        | Kotak Pensterilan             | Bekas dengan Ruang Mengikut Bentuk Instrumen         |





### Retraktor Neuroma Johnson

SKU **RM-JNR-1**

HARGA **\$74 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 8.0 cm         | RM-JNR-1-1    | \$74  |
| 10.0 cm        | RM-JNR-1-2    | \$79  |
| 11.0 cm        | RM-JNR-1-3    | \$84  |
| 14.0 cm        | RM-JNR-1-4    | \$89  |



### Rangka Retraktor Bahu Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

HARGA **\$159 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Kecil — bilah 36 mm x 36 mm     | RM-KSRF-23-1-1 | \$159 |
| Sederhana — bilah 53 mm x 36 mm | RM-KSRF-23-1-2 | \$169 |
| Besar — bilah 68 mm x 36 mm     | RM-KSRF-23-1-3 | \$179 |



### Retraktor Tisu Lembut Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

HARGA **\$119 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                                                                        | HARGA |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Lembut Kolbel | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 8" (20.32 cm), bilah melengkung dengan jejari tumpul · Kuantiti Disertakan: 1 | \$119 |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                                 | \$119 |



## Retraktor Pad Lemak Lateral

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

HARGA **\$84 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                                                                         | HARGA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pad Lemak Lateral | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 10" (25.4 cm), bilah melengkung digilap selebar 41 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$84  |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                                  | \$84  |



## Retraktor Tisu Lembut Lateral

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

HARGA **\$84 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN        | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-----------------------|-------------------|-------|
| 9.75 in — bilah 20 mm | RM-LSTR-ORTHO-1-1 | \$84  |
| 9.87 in — bilah 22 mm | RM-LSTR-ORTHO-1-2 | \$89  |





## Retraktor Lumbar Anterior Lobster

SKU **RM-LALR-1**

HARGA **\$3,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                        | DIMENSI / PENERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6        | Pengapit Retraktor Lobster                                      | —                    |
| 1        | Pengapit Meja Lobster dengan Tiang Menegak & Pengganding Rangka | —                    |
| 1        | Rangka Lobster                                                  | —                    |
| 2        | Retraktor Putar Mayo Lobster, Keluli Tahan Karat                | 2¾" x 2"             |
| 1        | Retraktor Putar Mayo Lobster, Keluli Tahan Karat                | 3½" x 2"             |
| 1        | Retraktor Putar Deaver Lobster, Keluli Tahan Karat              | 2¾" x 4½"            |
| 1        | Retraktor Putar Harrington Lobster, Keluli Tahan Karat          | 2" x 5"              |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster, Keluli Tahan Karat        | 2" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster, Keluli Tahan Karat        | 3" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Putar Berbentuk Pagar Lobster, Keluli Tahan Karat     | 4" x 6"              |
| 2        | Retraktor Putar Renal Lobster, Keluli Tahan Karat               | 1" x 4"              |
| 2        | Retraktor Putar Renal Lobster, Keluli Tahan Karat               | 1" x 6"              |
| 2        | Retraktor Putar Renal Lobster, Keluli Tahan Karat               | 1" x 8"              |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster, Keluli Tahan Karat           | 1½" x 6"             |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster, Keluli Tahan Karat           | 2" x 4½"             |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster, Keluli Tahan Karat           | 2" x 6"              |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster, Keluli Tahan Karat           | 2" x 8"              |
| 1        | Kotak Pensterilan                                               | —                    |



## Retraktor Akar Saraf Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

HARGA **\$24 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                  | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Profil Lurus              | Panjang Tersedia: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinikal Utama: Akses interlamina linear secara langsung dan pengalihan akar saraf yang keluar · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00 |
| 1        | Profil Bersudut 45 Darjah | Panjang Tersedia: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinikal Utama: Penyahmampatan reses lateral dan perlindungan akar saraf subartikular · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00          |
| 1        | Profil Bersudut 90 Darjah | Panjang Tersedia: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinikal Utama: Eksplorasi foraminal yang dalam dan penahanan kantung dura ke arah medial · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00      |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak  | Panjang Tersedia: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                                         |





### Retraktor Akar Saraf Love, Bayonet

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

HARGA **\$29 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                                                                             | HARGA |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Love (Bayonet) | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 21 cm, batang bayonet, bilah saraf cekung · Kuantiti Disertakan: 1 | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk pengangkutan · Kuantiti Disertakan: 1                      | \$29  |



### Retraktor Kaki dan Buku Lali Berprofil Rendah

SKU **RM-LPFAR-1**

HARGA **\$84 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 7.5 inches     | RM-LPFAR-1-1  | \$84  |
| 8.75 inches    | RM-LPFAR-1-2  | \$89  |




### Retraktor Hemilaminektomi Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

HARGA **\$124 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Kecil — bilah 40 mm x 25 mm     | RM-MMHR-17-1-1 | \$104 |
| Sederhana — bilah 50 mm x 25 mm | RM-MMHR-17-1-2 | \$114 |
| Besar — bilah 60 mm x 25 mm     | RM-MMHR-17-1-3 | \$124 |



## Rangka Retraktor Tegar Mikrodisektomi Jenis McCulloch

SKU **RM-MMRRF-14-1**

HARGA **\$384 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                        | SKU / BUTIRAN                                                                                                | HARGA |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rangka Retraktor Tegar Mikrodisektomi Jenis McCulloch | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 14 cm, casis tegar tanpa engsel, pemacu gear · Kuantiti Disertakan: 1 | \$384 |
| Sarung Pelindung / Kotak                              | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk pengangkutan · Kuantiti Disertakan: 1                         | \$384 |



## Retraktor Akar Saraf Jenis McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

HARGA **\$64 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 12.8 cm        | RM-MNRR-1-1   | \$64  |
| 14.5 cm        | RM-MNRR-1-2   | \$74  |



## Retraktor Pembaikan Meniskus

SKU **RM-MRR-5IN-1**

HARGA **\$59 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                                                                        | HARGA |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pembaikan Meniskus | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), bilah pengalih melengkung yang digilap · Kuantiti Disertakan: 1 | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                                       | \$59  |



## Retraktor Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

HARGA **\$99 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Hujung Kerja Tumpul           | Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pengalihan otot paraspina tanpa trauma dan penahanan tisu lembut · Harga (USD): \$99.00                    |
| 1        | Hujung Kerja Tajam            | Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinikal Utama: Cengkaman kukuh pada fasia berserat padat dan tapak perlekatan tendon · Harga (USD): \$99.00               |
| 1        | Hujung Kerja Bergigi          | Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinikal Utama: Penambatan tulang tanpa gelinciran pada lamina dan sempadan faset · Harga (USD): \$99.00                   |
| 1        | Hujung Kerja Berbentuk Pelana | Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinikal Utama: Sokongan berkas otot mengikut kontur dan akses untuk penyahmampatan tulang belakang · Harga (USD): \$99.00 |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak      | Panjang Keseluruhan: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                     |



## Retraktor Meyerding dengan Ratchet

SKU **RM-MRWR-18-1**

HARGA **\$84 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------|----------------|-------|
| 32 mm x 25 mm Lebar | RM-MRWR-18-1-1 | \$84  |
| 41 mm x 25 mm Lebar | RM-MRWR-18-1-2 | \$89  |
| 50 mm x 25 mm Lebar | RM-MRWR-18-1-3 | \$94  |
| 57 mm x 25 mm Lebar | RM-MRWR-18-1-4 | \$99  |



## Retraktor Lutut Invasif Minimum

SKU **RM-MIKR-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------|---------------|-------|
| Panjang Keseluruhan 19 cm | RM-MIKR-1-1   | \$79  |
| Panjang Keseluruhan 20 cm | RM-MIKR-1-2   | \$84  |
| Panjang Keseluruhan 22 cm | RM-MIKR-1-3   | \$89  |



### Retraktor Akar Saraf MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

HARGA **\$84 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN       | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|----------------------|-------------------|-------|
| Bilah Selebar 4.7 mm | RM-MIS-NRR-17-1-1 | \$84  |
| Bilah Selebar 7.3 mm | RM-MIS-NRR-17-1-2 | \$89  |



### Retraktor Jenis Fukuda Diubah Suai

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

HARGA **\$89 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN                                                                                 | HARGA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Jenis Fukuda Diubah Suai | Retraktor ortopedik pegangan tangan untuk mengungkit humerus, dengan bilah cincin berfenestra | \$89  |
| Sarung Pelindung / Kotak           | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                      | \$89  |



### Retraktor Patela

SKU **RM-PTR-9IN-1**

HARGA **\$84 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                 | HARGA |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Patela         | Panjang 9" (22.86 cm), pad 22 mm, bilah 16 mm, hujung cangkuk | \$84  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                      | \$84  |



### Retraktor PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

HARGA **\$99 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor PCL            | Panjang keseluruhan 25 cm (10"), hujung 21 mm, susunan serampang 4 mm | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                              | \$99  |



### RETRACTOR AMPUTASI PERCY

SKU **RM-PAR-1**

HARGA **\$399 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 24.3 cm        | RM-PAR-1-1    | \$399 |
| 35.0 cm        | RM-PAR-1-2    | \$449 |
| 42.0 cm        | RM-PAR-1-3    | \$499 |



### Retraktor Penahan Sendiri Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

HARGA **\$99 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                        | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Corak Cangkuk Padu Standard — 13 cm, Kiri atau Kanan  | RM-PSRR-99-1-1 | \$99  |
| 2 Cangkuk & Bilah Runcing — 11 cm                     | RM-PSRR-99-1-2 | \$99  |
| 2 Cangkuk & Bilah Runcing — 13 cm                     | RM-PSRR-99-1-3 | \$99  |
| 3 Cangkuk & Bilah Runcing — 11 cm                     | RM-PSRR-99-1-4 | \$99  |
| 3 Cangkuk & Bilah Runcing — 13 cm                     | RM-PSRR-99-1-5 | \$99  |
| Bilah Melengkung Berfenestra — 13 cm, Kiri atau Kanan | RM-PSRR-99-1-6 | \$99  |
| Bilah Padu Berduri — 12.7 cm, Kiri atau Kanan         | RM-PSRR-99-1-7 | \$99  |



## Sistem Akses Pembedahan Lumbar Anterior Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

HARGA **\$3,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN                                               |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4        | Bilah 25 × 60 mm              | Bilah retractor berkedalaman cetek                                 |
| 4        | Bilah 25 × 80 mm              | Bilah retractor berkedalaman sederhana cetek                       |
| 4        | Bilah 25 × 100 mm             | Bilah retractor berkedalaman pertengahan                           |
| 4        | Bilah 25 × 120 mm             | Bilah retractor berkedalaman standard                              |
| 4        | Bilah 25 × 140 mm             | Bilah retractor dengan kedalaman lanjutan                          |
| 4        | Bilah 25 × 160 mm             | Bilah retractor untuk laluan pembedahan yang dalam                 |
| 4        | Bilah 25 × 180 mm             | Bilah retractor untuk laluan pembedahan yang sangat dalam          |
| 4        | Bilah 25 × 200 mm             | Bilah retractor dengan jangkauan maksimum                          |
| 1        | Gelang Retraktor              | Rangka bulat pusat berdiameter 300 mm untuk retractor              |
| 2        | Bar Sambungan                 | Memanjangkan atau menetapkan kedudukan pemasangan rangka retractor |
| 6        | Pengapit Gelang               | Mengukuhkan pemegang dan komponen pada gelang retractor            |
| 6        | Pemegang Bilah Berpaksi       | Menyediakan pemasangan bilah yang boleh dilaras pada gelang        |
| 1        | Kunci Heksagon                | Kunci manual 225 mm untuk pelarasan dan pemasangan rangka          |
| 2        | Lengan dengan Pemegang Gelang | Menyokong dan menyambungkan gelang retractor kepada pelekap meja   |
| 2        | Pengapit Meja Boleh Putar     | Menambat struktur sokongan pada rel sisi meja pembedahan           |
| 1        | Alat Pemutar Heksagon         | Alat pemutar khusus untuk pelarasan sistem                         |
| 1        | Kotak Pensterilan             | Bekas penyimpanan aluminium berlubang untuk pemprosesan semula     |





## Sistem Akses Pembedahan Lumbar Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

HARGA **\$3,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Cangkuk Lurus 40 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 50 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 60 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 70 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 80 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 90 mm                                     | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Cangkuk Lurus 100 mm                                    | Cangkuk retraksi sempit khusus                                                                   |
| 1        | Kawalan Pangsi dengan Pemegang T                        | Pemegang kawalan manual untuk pelarasan pangsi                                                   |
| 1        | Pengapit Meja Boleh Putar                               | Menambat pemasangan pada rel sisi meja pembedahan                                                |
| 1        | Kabel Cahaya                                            | Lengkungan standard, 10 ft, tidak steril; menyalurkan cahaya daripada sumber ke retraktor        |
| 1        | Sumber Cahaya LED                                       | Unit pencahayaan mudah alih/atas meja                                                            |
| 1        | Lengan Berartikulasi Bersudut                           | Lengan pengapit rak berbilang sendi yang menyambungkan pengapit ke rangka                        |
| 1        | Retraktor Berpangsi dengan Tapak Lumbar MIS             | Rangka tapak struktur utama dengan rak 250 mm, dipasang dari atas, untuk akses lumbar            |
| 1        | Penyambung Rak                                          | Menyambungkan rak tambahan ke rangka utama                                                       |
| 1        | Pemegang Bilah Tengah Berpangsi                         | Rak 130 mm, dipasang dari atas; memegang bilah tengah dengan kawalan pangsi                      |
| 1        | Retraktor Retraksi Balas Berpangsi Jenis Melangkah Atas | Lengan retraksi balas dengan rak 225 mm, dipasang dari sisi, Sure-Lock, untuk kestabilan lateral |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 50 mm            | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 60 mm            | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 70 mm            | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 80 mm            | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 90 mm            | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 100 mm           | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 110 mm           | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1 Pasang | Bilah Berhujung Serong (Sepasang) 22 x 120 mm           | Sepasang bilah retraktor dengan hujung serong                                                    |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 40 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 50 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 60 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 70 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 80 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 90 mm          | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 100 mm         | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 110 mm         | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Retraksi Balas Bergigi Pendek 14 x 120 mm         | Bilah retraksi balas dengan gigi pencengkam pendek                                               |
| 1        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 50 mm                   | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 1        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 60 mm                   | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 70 mm                   | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 80 mm                   | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 90 mm                   | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 100 mm                  | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 110 mm                  | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 2        | Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 120 mm                  | Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bahagian distal                                    |
| 1        | Dilator 8 mm                                            | Instrumen untuk dilatasi tisu secara berperingkat                                                |
| 1        | Dilator 13 mm                                           | Instrumen untuk dilatasi tisu secara berperingkat                                                |
| 1        | Dilator 18 mm                                           | Instrumen untuk dilatasi tisu secara berperingkat                                                |
| 1        | Dilator 22 mm                                           | Instrumen untuk dilatasi tisu secara berperingkat                                                |
| 1        | Obturator 18 mm                                         | Instrumen untuk pemasangan awal dan panduan                                                      |
| 1        | Obturator 22 mm                                         | Instrumen untuk pemasangan awal dan panduan                                                      |
| 1        | Kotak Pensterilan                                       | Bekas penyimpanan untuk penyusunan dan pemrosesan semula                                         |





### Retraktor Lutut Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                              | HARGA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Lutut Ranawat  | Panjang 9 ½" (24.13 cm), bilah 17 x 34 mm bersudut 90° (Tumpul atau Tajam) | \$79  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                   | \$79  |



### Retraktor Hohmann Terbalik

SKU **RM-RHR-85-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN                                                                             | HARGA |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hohmann Terbalik | Panjang 8 ½" (21.59 cm), bilah tidak simetri dengan jejari tumpul, pemegang berfenestrasi | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak   | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                  | \$69  |



### Retraktor Lutut Total S

SKU **RM-STKR-6IN-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                               | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Bilah Tunggal 10 mm — panjang 6", bilah lebar 10 mm          | RM-STKR-6IN-1-1 | \$59  |
| Bilah Tunggal 20 mm — panjang 6", bilah lebar 20 mm          | RM-STKR-6IN-1-2 | \$59  |
| Konfigurasi Dua Hujung — panjang 6", dua hujung 5 mm & 13 mm | RM-STKR-6IN-1-3 | \$59  |



### Retraktor Akar Saraf Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

HARGA **\$54 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                             | HARGA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Sandhu | Panjang keseluruhan 24.3 cm, bilah tumpul 3.2 mm, batang boleh lentur 90° | \$54  |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                  | \$54  |



### Retraktor Cantuman Tulang Saxena

SKU **RM-SBGR-1**

HARGA **\$124 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| Varian 16.5 cm — Bergerigi atau Bergerigi Silang | RM-SBGR-1-1   | \$124 |
| Varian 25.5 cm — Bergerigi atau Bergerigi Silang | RM-SBGR-1-2   | \$149 |



### Retraktor Akar Saraf Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                                               | HARGA |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Scoville | Panjang keseluruhan 23.5 cm, hujung bersudut dan berkontur, batang langsing | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                    | \$29  |



## Retraktor Pegang Sendiri Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

HARGA **\$259 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                             | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Kerangka Rel Panduan Pegang Sendiri                  | Rel gelangsar tapak utama yang direka untuk pendedahan rongga dalam pembedahan saraf dan tulang belakang |
| 1        | Bilah Lateral Bercangkuk Tunggal Tajam Boleh Tanggal | Bilah cangkuk tunggal 50 mm yang direka untuk mencengkam jauh di bawah tepi insisi pada tisu tebal       |
| 1        | Bilah Lateral Padu Bergigi Boleh Tanggal             | Bilah retraksi tulang padu 60 mm x 25 mm yang dilengkapi hujung bergigi berstruktur                      |
| 1        | Mekanisme Pengunci Skru Manual Bersepadu             | Pemasangan berulir yang mengunci bukaan mendatar dengan tepat sambil mengurangkan keletihan pengguna     |
| 2        | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik                     | Batang dwilengan ringan yang dibina dengan tepi keliling yang licin sepenuhnya                           |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                  | Pembungkusan penghantaran standard                                                                       |



## Retraktor Pegangan Kendiri Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

HARGA **\$339 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                       | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Pegangan Kendiri dengan Batang Berengsel                | Rangka bersendi dengan tindakan gunting yang bersudut ke bawah, di luar garis penglihatan           |
| 1        | Bilah Lateral Bercangkuk Tunggal Tajam yang Boleh Ditanggalkan | Bilah cakar tunggal 50 mm yang direka untuk mencengkam jauh di bawah tepi insisi                    |
| 1        | Bilah Lateral Padu Bergigi yang Boleh Ditanggalkan             | Bilah leper padu untuk retraksi tulang berukuran 60 mm x 25 mm yang dilengkapi hujung bergigi mikro |
| 1        | Gear Pengunci Skru Manual Bersepadu                            | Mekanisme ulir pusat yang mengekalkan bukaan secara tetap untuk mengurangkan keletihan              |
| 2        | Lengan Forseps Retraksi Ergonomik                              | Lengan pemegang berstruktur ringan yang ditempa dengan tepi yang licin sepenuhnya                   |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                            | Pembungkusan penghantaran standard                                                                  |



## Retraktor Pengekal Kendiri Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

HARGA **\$395 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                    | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Landasan Rangka Asas Pengekal Kendiri                       | Casis bar gelangsar utama yang direka untuk mengekalkan pendedahan kecil pada tisu liat di tempatnya        |
| 1        | Bilah Lateral Separa Tajam 3-Cabang yang Boleh Ditanggalkan | Komponen tambahan berujung cakar 62 mm x 37 mm yang direka untuk memegang permukaan tisu dalam dengan kukuh |
| 1        | Bilah Lateral Separa Tajam 4-Cabang yang Boleh Ditanggalkan | Komponen tambahan berujung cakar 62 mm x 52 mm yang direka untuk menyisihkan sempadan tisu yang lebih luas  |
| 1        | Gear Pengunci Skru Manual Bersepadu                         | Pengapit putaran mekanikal yang mengekalkan bukaan secara tetap untuk meminimumkan keletihan                |
| 2        | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik                            | Reka bentuk dua pemegang yang ringan dengan tepi yang licin sepenuhnya di sekelilingnya                     |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                         | Pembungkusan penghantaran standard                                                                          |



## Set Retraktor Tulang Belakang Servikal SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

HARGA **\$2,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                           | DIMENSI / PENERANGAN                                                       |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tolok Kedalaman Berkod Warna                       | Instrumen & Rangka — standard                                              |
| 2        | Pemegang Retraktor Berkunci (Pemasangan dari Sisi) | Instrumen & Rangka — standard                                              |
| 1        | Rangka Retraktor Melintang Bertingkat Menurun      | Instrumen & Rangka — berengsel ganda, pemasangan dari sisi                 |
| 1        | Rangka Retraktor Melintang                         | Instrumen & Rangka — berengsel ganda, pemasangan dari sisi (bukaan 120 mm) |
| 1        | Bekas Instrumen                                    | Penyimpanan & Perlindungan — dulang penyusun                               |
| 1        | Kotak Pensterilan                                  | Penyimpanan & Perlindungan — bekas berlubang                               |
| 2        | Bilah Tisu Perak                                   | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 30 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Biru                                    | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 35 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Merah                                   | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 40 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Hijau                                   | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 45 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Ungu                                    | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 50 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Hitam                                   | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 55 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Emas                                    | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 60 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Biru Laut                               | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 65 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Hijau Muda                              | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 70 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Tisu Jingga                                  | Bilah tisu tumpul (berpasangan) — 75 mm x 23 mm                            |
| 2        | Bilah Otot Sempit Biru                             | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 35 mm x 14 mm               |
| 2        | Bilah Otot Sempit Merah                            | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 40 mm x 14 mm               |
| 2        | Bilah Otot Sempit Hijau                            | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 45 mm x 14 mm               |
| 2        | Bilah Otot Sempit Ungu                             | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 50 mm x 14 mm               |
| 2        | Bilah Otot Sempit Hitam                            | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 55 mm x 14 mm               |
| 2        | Bilah Otot Sempit Emas                             | Bilah otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 60 mm x 14 mm               |
| 1        | Bilah Otot Lateral Perak                           | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 30 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Biru                            | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 35 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Merah                           | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 40 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Hijau                           | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 45 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Ungu                            | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 50 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Hitam                           | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 55 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Emas                            | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 60 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Lateral Biru Laut                       | Bilah otot lateral (gigi pendek, unit tunggal) — 65 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Perak                            | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 30 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Biru                             | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 35 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Merah                            | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 40 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Hijau                            | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 45 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Ungu                             | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 50 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Hitam                            | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 55 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Emas                             | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 60 mm x 23 mm             |
| 1        | Bilah Otot Median Biru Laut                        | Bilah otot median (gigi panjang, unit tunggal) — 65 mm x 23 mm             |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Biru                             | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 35 mm x 14 mm                    |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Merah                            | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 40 mm x 14 mm                    |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Hijau                            | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 45 mm x 14 mm                    |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Ungu                             | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 50 mm x 14 mm                    |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Hitam                            | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 55 mm x 14 mm                    |
| 2        | Bilah Tisu Sempit Emas                             | Bilah tisu sempit (tumpul, berpasangan) — 60 mm x 14 mm                    |





## Retraktor Artroplasti Bahu untuk Pendedahan Glenoid

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Artroplasti Bahu untuk Pendedahan Glenoid | Panjang 7 ¾" (19.68 cm), bilah selebar 40 mm, pemegang T ergonomik | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak                            | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$79  |



## Retraktor Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

HARGA **\$46 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                  | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Saiz #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-1 | \$46  |
| Saiz #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-2 | \$46  |
| Saiz #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-3 | \$46  |
| Saiz #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-4 | \$46  |
| Saiz #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-5 | \$46  |
| Saiz #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-6 | \$46  |



## Retraktor Hohmann Boleh Ditindan

SKU **RM-SHR-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 8 ¾" (20.96 cm) — Bilah Standard, Lebar atau Bengkok | RM-SHR-1-1    | \$89  |
| 9 ¾" (23.50 cm) — Bilah Standard, Lebar atau Bengkok | RM-SHR-1-2    | \$99  |



## Retraktor Laminektomi Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN



| KUANTITI | KOMPONEN          | DIMENSI / PENERANGAN                                                    |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Retraktor  | Rangka struktur utama sistem retractor                                  |
| 4        | Bilah Kecil       | Pilihan bilah lebih kecil dengan kedalaman 2" untuk retraksi pembedahan |
| 4        | Bilah Sederhana   | Pilihan bilah kedalaman sederhana, sedalam 3"                           |
| 4        | Bilah Besar       | Pilihan bilah lebih dalam, sedalam 4"                                   |
| 4        | Bilah Tambahan    | Pilihan bilah dengan kedalaman lanjutan 4 3/4"                          |
| 1        | Kotak Pensterilan | Bekas untuk menyusun dan menyimpan set lengkap                          |



## Plat Retraktor Tangan Plumbum Pembedahan

SKU **RM-SLHRP-199-1**

HARGA **\$199 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA



| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN                                               | HARGA |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Plat Retraktor Tangan Plumbum Pembedahan | Plat retractor plumbum boleh bentuk berbentuk tangan dewasa | \$199 |
| Sarung / Kotak Pelindung                 | Pembungkusan penghantaran standard                          | \$199 |



## Retraktor Pemegang T dengan Bilah Bersudut

SKU **RM-THRAB-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA



| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| 8.0" (20.32 cm) — bergigi 110×32 mm atau 120×32 mm  | RM-THRAB-1-1  | \$99  |
| 11.0" (27.94 cm) — bergigi 110×32 mm atau 120×32 mm | RM-THRAB-1-2  | \$109 |
| 14.0" (35.56 cm) — bergigi 110×32 mm atau 120×32 mm | RM-THRAB-1-3  | \$139 |



## Retraktor Tulang Belakang Taylor

SKU **RM-TSR-1**

HARGA **\$74 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 7 ¼" (18.42 cm) — Kedalaman 3" (7.62 cm) — Laminektomi posterior serviks dan toraks, tulang belakang remaja             | RM-TSR-1-1    | \$74  |
| 7 ½" (19.05 cm) — Kedalaman 3" atau 4" — Laminektomi dan diskektomi lumbar dewasa standard                              | RM-TSR-1-2    | \$79  |
| 8.0" (20.32 cm) — Kedalaman 4" (10.16 cm) — Fusi lumbar dalam, tulang belakang pesakit bariatrik, dan pendedahan sakrum | RM-TSR-1-3    | \$89  |



## Retraktor Akar Saraf Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                              | HARGA |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Akar Saraf Toennis | Panjang keseluruhan 15 cm, batang langsing, hujung cangkuk licin berkontur | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                   | \$29  |



## Retraktor Komponen Glenosfera untuk Artroplastik Bahu Total dan Songsang

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

HARGA **\$109 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                           | SKU / BUTIRAN                                                            | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Komponen Glenosfera untuk Artroplastik Bahu Total dan Songsang | Panjang 10 ¼" (26.03 cm), hujung bercabang dua 24 mm, pemegang ergonomik | \$109 |
| Sarung Pelindung / Kotak                                                 | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                 | \$109 |




## Sistem Retraktor Tubular

SKU **RM-TRS-MIS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN                                            |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 30 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 40 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 50 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 60 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 70 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 80 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 12-14 mm, panjang 90 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 30 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 40 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 50 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 60 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 70 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 80 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 14-16 mm, panjang 90 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 30 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 40 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 50 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 60 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 70 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 80 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 16-18 mm, panjang 90 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 30 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 40 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 50 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 60 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 70 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 80 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 18-20 mm, panjang 90 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 30 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 40 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 50 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 60 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 70 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 80 mm                                |
| 1        | Retraktor Tiub MIS Neupsy Key | Diameter 27-29 mm, panjang 90 mm                                |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 6 mm                                                   |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 8 mm                                                   |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 10 mm                                                  |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 12 mm                                                  |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 14 mm                                                  |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 16 mm                                                  |
| 1        | Dilator Retraktor Tiub MIS    | Diameter 18 mm                                                  |
| 1        | Lengan Fleksibel Tiub         | Lengan pemegang berbilang sendi yang boleh dilaraskan           |
| 1        | Set Pengapit Meja             | Pelekap rel meja pembedahan                                     |
| 1        | Kotak Pensterilan             | Bekas dengan ruang khusus untuk pemprosesan semula yang teratur |





### Retraktor Lutut Wallace

SKU **RM-WKR-5IN-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                           | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Lutut Wallace  | Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), rangka penahan sendiri dua lengan, gear pengunci skru | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                | \$79  |



### Retraktor Diskektomi Williams

SKU **RM-WDR-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| 50 mm x 20 mm (Kiri atau Kanan) | RM-WDR-1-1    | \$94  |
| 70 mm x 20 mm (Kiri atau Kanan) | RM-WDR-1-2    | \$99  |



### Retraktor Fraktur Radius Distal Williams

SKU **RM-WDRFR-45-1**

HARGA **\$189 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                   | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Bilah Melengkung ke Kiri — panjang 4.5" (11.43 cm), jejari tumpul bersudut, lengkungan ke kiri   | RM-WDRFR-45-1-1 | \$189 |
| Bilah Melengkung ke Kanan — panjang 4.5" (11.43 cm), jejari tumpul bersudut, lengkungan ke kanan | RM-WDRFR-45-1-2 | \$189 |




## Retraktor Diskektomi Tulang Belakang Williams

SKU **RM-WSDR-153-1**

HARGA **\$149 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                            | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Kedalaman 50 mm - 70 mm (10 atau 20 mm) — Sebelah Kiri atau Sebelah Kanan | RM-WSDR-153-1-1 | \$149 |
| Kedalaman 80 mm - 90 mm (10 atau 20 mm) — Sebelah Kiri atau Sebelah Kanan | RM-WSDR-153-1-2 | \$149 |
| Kedalaman 110 mm (10 atau 20 mm) — Sebelah Kiri atau Sebelah Kanan        | RM-WSDR-153-1-3 | \$149 |




## Retraktor Pegangan Kendiri Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

HARGA **\$99 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Konfigurasi 28.0 cm — Lengan melengkung ke luar, hujung tajam, pengunci ratchet | RM-WGSRR-1-1  | \$99  |
| Konfigurasi 30.5 cm — Lengan melengkung ke luar, hujung tajam, pengunci ratchet | RM-WGSRR-1-2  | \$109 |





## Set Retraktor ACF Image-Line Pelepasan Pantas dengan Distraksi

SKU RM-ILACF-QR-1

HARGA **\$4,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                             | DIMENSI / PENERANGAN                    |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Tolok Kedalaman                      | Berkod warna                            |
| 2        | Pemegang Berpegas                    | Mekanisme Pelepasan Pantas              |
| 1        | Bingkai Membujur                     | Pelepasan Pantas Standard               |
| 1        | Bingkai Membujur (Berslut Panther)   | Permukaan Penyerap Silau                |
| 1        | Bingkai Melintang                    | Pelepasan Pantas Standard               |
| 1        | Bingkai Melintang (Seramik Panther)  | Salutan Seramik Tanpa Pantulan          |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 30 mm, perak                            |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 35 mm, biru                             |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 40 mm, merah                            |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 45 mm, hijau                            |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 50 mm, ungu                             |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 55 mm, hitam                            |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 60 mm, emas                             |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 65 mm, biru tua                         |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 70 mm, hijau muda                       |
| 2        | Bilah Tumpul                         | 75 mm, jingga                           |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 30 mm, perak                            |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 35 mm, biru                             |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 40 mm, merah                            |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 45 mm, hijau                            |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 50 mm, ungu                             |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 55 mm, hitam                            |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 60 mm, emas                             |
| 1        | Bilah, Gigi Pendek                   | 65 mm, biru tua                         |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 30 mm, perak                            |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 35 mm, biru                             |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 40 mm, merah                            |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 45 mm, hijau                            |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 50 mm, ungu                             |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 55 mm, hitam                            |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 60 mm, emas                             |
| 1        | Bilah, Gigi Panjang                  | 65 mm, biru tua                         |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 35 mm, biru                        |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 40 mm, merah                       |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 45 mm, hijau                       |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 50 mm, ungu                        |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 55 mm, hitam                       |
| 2        | Bilah Mikro, Tumpul                  | 14 x 60 mm, emas                        |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 35 mm                              |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 40 mm                              |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 45 mm                              |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 50 mm                              |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 55 mm                              |
| 2        | Bilah Mikro, Gigi Pendek             | 14 x 60 mm                              |
| 1        | Mata Gerudi Berpilin CVB             | Kedalaman 8 mm, panjang 5¾"             |
| 1        | Panduan Gerudi Distraktor CVB, Kiri  | Standard                                |
| 1        | Panduan Gerudi Distraktor CVB, Kanan | Standard                                |
| 1        | Distraktor Badan Vertebra, Kiri      | Rak bergigi 100 mm                      |
| 1        | Distraktor Badan Vertebra, Kanan     | Rak bergigi 100 mm                      |
| 2        | Pemutar Skru CVB, Pemegang Silikon   | Standard                                |
| 1        | Distraktor Berbilang Aras, Kiri      | Rak bergigi 120 mm, sambungan 90 mm     |
| 1        | Distraktor Berbilang Aras, Kanan     | Rak bergigi 120 mm, sambungan 90 mm     |
| 1        | Pemegang Graf Tulang                 | Hujung 8 x 15 mm, panjang 210 mm        |
| 1        | Impaktor Graf Tulang                 | 3 mm                                    |
| 1        | Impaktor Graf Tulang                 | 5 mm                                    |
| 1        | Impaktor Graf Tulang                 | 8 mm                                    |
| 1        | Pemotong Graf                        | Kedalaman boleh laras 8.75", lebar 7 mm |
| 1        | Angkup ACF                           | 9"                                      |
| 1        | Kotak Pensterilan                    | Kotak Penyusun Tahan Lasak              |






## Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

HARGA **\$2,399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                        | DIMENSI / PENERANGAN                       |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan | 12" (30.5 cm)                              |
| 1        | Pengganding Tiang               | Standard                                   |
| 1        | Bar Mendatar                    | Diameter 1" (2.5 cm)                       |
| 6        | Racet Standard                  | Tanpa Kecondongan                          |
| 4        | Mekanisme Racet Boleh Condong   | Berbilang Sudut                            |
| 1        | Segmen Gelang Separuh Bulatan   | Diameter 8 1/2" (21.6 cm)                  |
| 1        | Segmen Gelang Lurus             | Diameter 4" (10.2 cm)                      |
| 1        | Segmen Gelang Lurus             | Diameter 6" (15.2 cm)                      |
| 1        | Segmen Gelang Lurus             | Diameter 8" (20.3 cm)                      |
| 2        | Bilah Meyerding                 | 3/8" x 2 1/2" (1.7 x 5.9 cm)               |
| 2        | Bilah Meyerding                 | 1" x 3 3/4" (2.5 x 8.5 cm)                 |
| 2        | Bilah Meyerding                 | 2" x 3 3/4" (5.1 x 9.5 cm)                 |
| 2        | Cangkuk Scoville                | Kecil                                      |
| 2        | Cangkuk Scoville                | Besar                                      |
| 2        | Pencakar 3 Cabang               | Lebar 3/4" x Kedalaman 3/4" (1.7 x 1.9 cm) |
| 2        | Pencakar 4 Cabang               | Lebar 3/4" x Kedalaman 1/2" (1.9 x 0.8 cm) |
| 2        | Pencakar 6 Cabang               | Lebar 1" x Kedalaman 1/2" (2.5 x 0.8 cm)   |
| 1        | Kotak Pensterilan               | Bekas Pelindung                            |



## Set Retraktor Servikal Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

HARGA **\$2,899 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI                          | KOMPONEN                                             | DIMENSI / PENERANGAN                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 Pasang (20 Bilah Ke seluruhan) | Bilah Retraktor Bertepi Tumpul                       | Panjang dari 30 mm hingga 75 mm (peningkatan 5 mm)                                        |
| 6 Pasang (12 Bilah Ke seluruhan)  | Bilah Retraktor Bertepi Mikro-Tumpul                 | Panjang dari 35 mm hingga 60 mm (peningkatan 5 mm)                                        |
| 8 Bilah                           | Bilah Retraktor Bergigi Panjang                      | Panjang dari 30 mm hingga 65 mm (peningkatan 5 mm)                                        |
| 1 Pasang (2 Bilah Keseluruhan)    | Bilah Berbentuk Pendayung                            | Serasi dengan rangka distraktor pelbagai arah standard                                    |
| 2 Pemegang                        | Pemegang Retraktor dengan Pemasangan Bilah dari Sisi | Reka bentuk ergonomik dengan pelepas putar untuk penukaran bilah modular yang pantas      |
| 1 Tolok                           | Tolok Kedalaman Berkod Warna                         | Ditentukan untuk pengukuran kedalaman tisu lembut yang pantas                             |
| 1 Pemasangan                      | Gerudi Pilin dengan Pemegang Pemutar                 | Pemasangan mata gerudi pemula manual untuk skru distraksi                                 |
| 1 Panduan                         | Panduan Gerudi Dua Lubang                            | Untuk memastikan jarak selari yang tepat antara skru distraksi vertebra                   |
| 1 Panduan                         | Panduan Gerudi Satu Lubang                           | Untuk penempatan skru distraksi secara berasingan atau modular                            |
| 1 Mata Gerudi                     | Mata Gerudi Pilin                                    | Mata gerudi gantian khusus untuk penggerudian lubang pandu skru distraksi                 |
| 2 Pemutar                         | Pemutar Skru Distraksi                               | Pemutar pemasangan manual dengan gengaman kukuh untuk pin gaya Caspar                     |
| 1 Alat                            | Alat Pengukur Angkup                                 | Tolok berketepatan tinggi untuk mengesahkan ketinggian cakera dan toleransi jurang implan |
| 1 Alat                            | Pengetam Tulang dengan Pelindung                     | Alat penempatan pembedahan dua hujung dengan profil 6 mm x 10 mm                          |
| 1 Bekas                           | Kotak Pensterilan                                    | Dulang pembedahan tahan lasak dengan ruang susunan yang dibentuk khas mengikut instrumen  |





## Retraktor Pegangan Sendiri ALM

SKU **RM-ASRR-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                        | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 7 cm (kira-kira 2.75"), cangkuk 4x4 tajam atau tumpul | RM-ASRR-1-1   | \$89  |
| 10 cm (kira-kira 4.0"), cangkuk 4x4 tajam atau tumpul | RM-ASRR-1-2   | \$99  |



## Retraktor Penahan Kendiri Ambidekster

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

HARGA **\$239 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN   | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|------------------|-----------------|-------|
| Susunan gigi 4x3 | RM-ASRR-AMB-1-1 | \$239 |
| Susunan gigi 4x4 | RM-ASRR-AMB-1-2 | \$249 |
| Susunan gigi 7x7 | RM-ASRR-AMB-1-3 | \$259 |




## Retraktor Army-Navy-Set Dua Unit

SKU **RM-ANR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                          | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Army-Navy      | Panjang keseluruhan 21 cm, bilah pada kedua-dua hujung | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan standard untuk penghantaran               | \$49  |



## Retraktor Pegangan Sendiri Balfour Bayi

SKU **RM-BBSRR-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI        | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Set (2 bilah) | Bilah Lateral            | Kedalaman 60 mm               |
| 1               | Bilah Tengah Balfour     | Lebar 21 mm × kedalaman 24 mm |
| 1               | Rangka Retraktor Balfour | 125 × 90 mm                   |




## Retraktor Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                      |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Pembuka Balfour                   | 200 × 155 mm, 200 × 235 mm, atau 200 × 265 mm             |
| 1 Pasang | Bilah Retraksi Lateral                   | Bersepadu/Boleh Ditanggalkan (kedalaman 60 mm atau 90 mm) |
| 1        | Bilah Tengah Boleh Laras                 | 47 × 80 mm, 62 × 76 mm, atau 80 × 80 mm                   |
| 1        | Pembungkusan Pelindung untuk Penyimpanan | Kotak penghantaran individu                               |



## Retraktor Pegangan Sendiri Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

HARGA **\$399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI               | KOMPONEN             | DIMENSI / PENERANGAN                                         |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 Set (jumlah 8 bilah) | Bilah Lateral        | Kedalaman 65 mm, 85 mm, 105 mm, dan 155 mm                   |
| 1                      | Bilah Tengah Balfour | Lebar 70 mm × kedalaman 70 mm                                |
| 1                      | Bilah Tengah Lurus   | Lebar 70 mm × kedalaman 100 mm                               |
| 1                      | Rangka Balfour       | Rangka sokongan struktur pusat dengan skru ibu jari pengunci |



### Retraktor Boley

SKU **RM-BR-16-1**

HARGA **\$85 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                          | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Boley          | Panjang keseluruhan 16 cm, bilah pada kedua-dua hujung | \$85  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran               | \$85  |



### Retraktor Brewster

SKU **RM-BRW-1**

HARGA **\$159 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------|---------------|-------|
| Kelas 'E' (1.9 × 3.8 cm) | RM-BRW-1-1    | \$159 |
| Kelas 'D' (4.4 × 2.5 cm) | RM-BRW-1-2    | \$164 |
| Kelas 'C' (5.1 × 3.5 cm) | RM-BRW-1-3    | \$169 |
| Kelas 'B' (5.7 × 4.4 cm) | RM-BRW-1-4    | \$174 |
| Kelas 'A' (6.3 × 4.7 cm) | RM-BRW-1-5    | \$179 |



### Retraktor Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

HARGA **\$54 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 89 × 19 mm     | RM-BRUN-1-1   | \$54  |
| 101 × 25 mm    | RM-BRUN-1-2   | \$56  |
| 120 × 25 mm    | RM-BRUN-1-3   | \$58  |
| 130 × 29 mm    | RM-BRUN-1-4   | \$60  |
| 140 × 29 mm    | RM-BRUN-1-5   | \$62  |
| 159 × 29 mm    | RM-BRUN-1-6   | \$64  |
| 178 × 29 mm    | RM-BRUN-1-7   | \$69  |




### Retraktor Hospital Kanak-kanak

SKU **RM-CHR-PED-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                            | HARGA |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hospital Kanak-kanak | Panjang keseluruhan 14 cm, bilah pediatrik berhujung dua | \$39  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Pembungkusan individu untuk penghantaran                 | \$39  |



### Retraktor Berbentuk S Collin Hartmann

SKU **RM-CHSR-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN                                             | HARGA |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Berbentuk S Collin Hartmann | Panjang keseluruhan 16 cm, dua hujung 52x33 mm & 30x21 mm | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak              | Pembungkusan individu untuk penghantaran                  | \$29  |



### Retraktor Cope Dua Hujung

SKU **RM-CRDE-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                         | HARGA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Cope Dua Hujung | Panjang keseluruhan 18 cm, dua bilah 6.0 mm & 11.0 mm | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk pengangkutan              | \$29  |



## Retraktor Crile Dua Hujung

SKU **RM-CRDE-RET-1**

HARGA **\$29 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                 | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Gaya #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16") | RM-CRDE-RET-1-1 | \$29  |
| Gaya #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"                            | RM-CRDE-RET-1-2 | \$35  |




## Retraktor Czerny Dua Hujung

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

HARGA **\$44 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                            | HARGA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Czerny Dua Hujung | Panjang keseluruhan 17.5 cm, bilah dua hujung 38 × 22 mm | \$44  |
| Sarung / Kotak Pelindung    | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                 | \$44  |





## Retraktor Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Pendedahan untuk pembedahan pediatrik, abdomen cetek dan tiroid                | RM-DR-STD-1-1 | \$59  |
| 20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Akses untuk apendektomi standard dan laparotomi kecil                  | RM-DR-STD-1-2 | \$63  |
| 21 cm L x 23 mm W — Retraksi dinding abdomen dan pelvis pada kedalaman sederhana                           | RM-DR-STD-1-3 | \$69  |
| 23 cm L x 26 mm W — Pendedahan standard untuk laparotomi eksploratori dewasa                               | RM-DR-STD-1-4 | \$71  |
| 26 cm L x 26 mm W — Akses dalam untuk pembedahan pelvis dan ginekologi                                     | RM-DR-STD-1-5 | \$73  |
| 30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Pengalihan organ visera dan hati secara meluas                         | RM-DR-STD-1-6 | \$75  |
| 30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Penahanan dinding abdomen dan organ visera bariatik dengan bilah ekstra lebar | RM-DR-STD-1-7 | \$81  |
| 33 cm L x 26 mm W — Pembedahan kanser retroperitoneum dan pelvis yang dalam                                | RM-DR-STD-1-8 | \$85  |
| 36 cm L x 26 mm W — Pendedahan dengan jangkauan maksimum untuk pembedahan bariatik dan aorta               | RM-DR-STD-1-9 | \$87  |



## Retraktor Deaver Pemegang Nipis

SKU **RM-DRTH-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                 | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 12" (kira-kira 30.5 cm) — 25, 38, 50, atau 75 mm — Retraksi standard dinding abdomen dan organ visera pelvis   | RM-DRTH-1-1   | \$59  |
| 13" (kira-kira 33.0 cm) — 25, 38, 50, atau 75 mm — Akses retroperitoneum dalam, bariatik dan ortopedik pinggul | RM-DRTH-1-2   | \$64  |





## Retraktor Deaver Berpemegang Berongga

SKU **RM-DRHGH-1**

HARGA **\$64 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 7" (kira-kira 17.8 cm) — Pendedahan luka pediatrik dan luka abdomen cetek                         | RM-DRHGH-1-1  | \$64  |
| 8" – 8 ½" (kira-kira 20.3 – 21.6 cm) — Retraksi standard untuk apendektomi, tiroid dan pelvis     | RM-DRHGH-1-2  | \$66  |
| 9" – 10" (kira-kira 22.9 – 25.4 cm) — Pendedahan standard untuk laparotomi eksploratori dewasa    | RM-DRHGH-1-3  | \$70  |
| 10 ½" (kira-kira 26.7 cm) — Medan pembedahan pelvis dalam dan ginekologi                          | RM-DRHGH-1-4  | \$74  |
| 12" – 13" (kira-kira 30.5 – 33.0 cm) — Pengalihan organ viseral dalam dan pengangkatan hati/limpa | RM-DRHGH-1-5  | \$76  |
| 14" (kira-kira 35.6 cm) — Pembedahan bariatrik dan retroperitoneum dengan jangkauan maksimum      | RM-DRHGH-1-6  | \$80  |




## Retraktor Cakar Dalam

SKU **RM-DRR-1**

HARGA **\$68 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Kedalaman 38 mm — Lebar 57 mm x kedalaman 38 mm — Retraksi subkutaneus dan otot pada kedalaman sederhana                             | RM-DRR-1-1    | \$68  |
| Kedalaman 51 mm — Lebar 57 mm x kedalaman 51 mm — Pendedahan standard dinding abdomen dan sendi untuk pembedahan ortopedik           | RM-DRR-1-2    | \$72  |
| Kedalaman 63 mm — Lebar 57 mm x kedalaman 63 mm — Pengalihan dasar pelvis dan otot parasпина pada kedalaman yang tinggi              | RM-DRR-1-3    | \$76  |
| Kedalaman 76 mm — Lebar 57 mm x kedalaman 76 mm — Daya ungkit pada kedalaman maksimum untuk pembedahan bariatrik dan otot yang tebal | RM-DRR-1-4    | \$80  |



## Retraktor Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

HARGA **\$499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                                        | DIMENSI / PENERANGAN                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Tapak Bulat Penahan Kendiri              | Rangka 175 mm x 150 mm yang membolehkan pandangan dari semua arah           |
| 2 (1 Pasang) | Bilah Tisu Cetek Boleh Tukar Ganti              | Hujung melengkung 40 mm x 30 mm yang sesuai untuk lapisan halus             |
| 2 (1 Pasang) | Bilah Tisu Dalam Boleh Tukar Ganti              | Hujung melengkung 40 mm x 40 mm yang dioptimumkan untuk tisu tebal          |
| 4            | Pengunci Pin Gelongsor Pantas Boleh Tukar Ganti | Mekanisme penambatan gelongsor dan kunci untuk mengurangkan ketegangan jari |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak             | Pembungkusan penghantaran standard                                          |



### Retraktor Kekal Sendiri Desai

SKU **RM-DSRR-1**

HARGA **\$129 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                                        | HARGA |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kekal Sendiri Desai | Panjang 7.25" (18.41 cm), bilah gelung terbuka 90°, pengunci ratchet | \$129 |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran                             | \$129 |



### Retraktor Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------|---------------|-------|
| Bilah 12.0 mm × 40.0 mm | RM-DOCK-1-1   | \$64  |
| Bilah 14.0 mm × 55.0 mm | RM-DOCK-1-2   | \$69  |



### Retraktor Abdomen Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------|---------------|-------|
| Bilah Lebar 90 mm — 25 cm  | RM-DAR-25-1-1 | \$94  |
| Bilah Lebar 100 mm — 25 cm | RM-DAR-25-1-2 | \$99  |
| Bilah Lebar 115 mm — 25 cm | RM-DAR-25-1-3 | \$104 |



## Retraktor Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Bilah 30 x 30 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-1  | \$89  |
| Bilah 32 x 40 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-2  | \$94  |
| Bilah 40 x 50 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-3  | \$99  |
| Bilah 40 x 60 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-4  | \$104 |
| Bilah 45 x 75 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-5  | \$109 |
| Bilah 65 x 85 mm — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-6  | \$114 |



## Retraktor Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------------------|----------------|-------|
| Set 12 cm (kira-kira 4.7") | RM-FBR-SET-1-1 | \$24  |
| Set 15 cm (kira-kira 6.0") | RM-FBR-SET-1-2 | \$29  |



## Retraktor Spring Farr

SKU **RM-FSR-1**

HARGA **\$34 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------|---------------|-------|
| 4 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam   | RM-FSR-1-1    | \$34  |
| 5 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam   | RM-FSR-1-2    | \$36  |
| 5.5 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam | RM-FSR-1-3    | \$38  |
| 6 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam   | RM-FSR-1-4    | \$40  |
| 7.8 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam | RM-FSR-1-5    | \$42  |
| 14 cm — Bilah Rata atau Hujung Tajam  | RM-FSR-1-6    | \$44  |



## Retraktor Deaver Gentian Optik

SKU **RM-FODR-1**

HARGA **\$139 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                     |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Deaver Gentian Optik   | Pemegang 8" (20.3 cm), bilah melengkung 1" (25 mm), berkas gentian optik |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal | Disambungkan kepada kabel gentian optik standard bilik bedah             |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung         | Pembungkusan penghantaran standard                                       |



## Retraktor Fischl Berbentuk Sudu Kasut

SKU **RM-FSHR-16-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN                                                            | HARGA |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Fischl Berbentuk Sudu Kasut | Panjang keseluruhan 16 cm, bilah spatula melengkung berbentuk sudu kasut | \$24  |
| Sarung Pelindung / Kotak              | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                 | \$24  |



## Retraktor Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                       | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Goelet         | Panjang 18.5 cm, bilah dua hujung 38 mm & 45 mm — 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1        | \$44  |



## Retraktor Pegangan Kendiri Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                              | DIMENSI / PENERANGAN                                                                         |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Casis Rangka Abdomen Pegangan Kendiri | Rangka struktur berbentuk gelang pelbagai guna untuk akses mendalam dalam pembedahan am      |
| 2        | Bilah Lateral Padu Boleh Tanggal      | Panel sisi berpermukaan rata (kedalaman 51 mm atau 102 mm)                                   |
| 2        | Bilah Tengah Boleh Tanggal            | Bilah sedikit melengkung yang mengikut kontur struktur organ dalaman (51 mm atau 102 mm)     |
| 3        | Pengunci Skru Gelongsor Individu      | Bolt pengunci ratchet mekanikal yang dipasang pada setiap bilah untuk mengurangkan keletihan |
| 2        | Palang Forseps Retraksi Ergonomik     | Profil pemegang ringan dengan tepi keliling yang licin                                       |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak   | Pembungkusan penghantaran standard                                                           |



## Retraktor Kekal Sendiri Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

HARGA **\$349 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                                    | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Trek Gelangsar Kekal Sendiri         | Casis asas tersedia dengan batang mekanikal lurus atau melengkung                                                    |
| 2 (1 Pasang) | Bilah Lateral Dawai Tetap                   | Bilah 63 mm x 35 mm berbentuk gelung yang tidak mencederakan tisu                                                    |
| 1            | Bilah Tengah Pejal Boleh Tanggal            | Bilah retraksi tisu berbentuk pendayung yang sedikit melengkung, berukuran 60 mm x 65 mm (dalam konfigurasi 3 bilah) |
| 1            | Mekanisme Pengunci Skru Gelangsar Berkembar | Sistem skru pengunci ibu jari manual berbilang titik untuk menetapkan kedudukan trek                                 |
| 2            | Batang Sambungan Forseps Ergonomik          | Rel pemegang ringan yang berkontur dengan tepi luar yang licin sepenuhnya                                            |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak         | Pembungkusan penghantaran standard                                                                                   |



## Retraktor Splanknik Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| Panjang 127 mm x lebar 38 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-1 | \$69  |
| Panjang 127 mm x lebar 63 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-2 | \$69  |
| Panjang 190 mm x lebar 63 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-3 | \$74  |



## Retraktor Splanknik Harrington dengan Gentian Optik

SKU **RM-HSR-FO-1**

HARGA **\$189 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Splanknik Harrington dengan Gentian Optik | Bilah 127 × 62 mm, berkas gentian cahaya, saluran sedutan-irigasi — 1 |
| 1        | Penyambung Kabel Cahaya Universal                   | Disambungkan kepada kabel gentian optik standard bilik bedah — 1      |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                            | Pembungkusan penghantaran standard — 1                                |




## Retraktor Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

HARGA **\$129 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 4 × 12.8 cm    | RM-HSR-1-1    | \$129 |
| 6.5 × 12.8 cm  | RM-HSR-1-2    | \$134 |
| 6.5 × 14.6 cm  | RM-HSR-1-3    | \$139 |
| 9 × 25.5 cm    | RM-HSR-1-4    | \$144 |
| 11.5 × 25.5 cm | RM-HSR-1-5    | \$149 |



## Retraktor Hasson S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                    | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|
| Reka Bentuk Tegar — 10.0 mm atau 13.0 mm          | RM-HSR-LAP-1-1 | \$24  |
| Reka Bentuk Boleh Dibentuk — 10.0 mm atau 13.0 mm | RM-HSR-LAP-1-2 | \$44  |



## Retraktor Luka Heiss

SKU **RM-HWR-1**

HARGA **\$94 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Susunan Cangkuk 5x5 — 10x10 mm atau 15x10 mm (Tajam / Tumpul) | RM-HWR-1-1    | \$94  |
| Susunan Cangkuk 6x6 — 10x10 mm atau 15x10 mm (Tajam / Tumpul) | RM-HWR-1-2    | \$99  |



## Retraktor Pegangan Kendiri Holzimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                          | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Retraktor Pegangan Kendiri Holzimer — Panjang 4" (10 cm), gigi 4x4 menghala ke luar (Tajam atau Tumpul) | RM-HSRR-4IN-1-1 | \$49  |



## Retraktor Cangkuk

SKU **RM-HKR-165-1**

HARGA **\$14 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                              | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1 Mata Cangkuk (Cangkuk Tunggal) — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-HKR-165-1-1 | \$14  |
| 2 Mata Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul                   | RM-HKR-165-1-2 | \$16  |
| 3 Mata Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul                   | RM-HKR-165-1-3 | \$18  |
| 4 Mata Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul                   | RM-HKR-165-1-4 | \$20  |



## Retraktor Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 55 mm x 60 mm  | RM-KLR-26-1-1 | \$89  |
| 70 mm x 40 mm  | RM-KLR-26-1-2 | \$94  |
| 95 mm x 60 mm  | RM-KLR-26-1-3 | \$99  |



## Retraktor Kelly dengan Pemegang Genggaman

SKU **RM-KLR-GH-1**

HARGA **\$94 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                    | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Panjang 38 mm x lebar 51 mm | Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Pemegang: Genggaman Berongga atau Genggaman Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1        | Panjang 51 mm x lebar 63 mm | Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Pemegang: Genggaman Berongga atau Genggaman Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1        | Panjang 63 mm x lebar 76 mm | Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Pemegang: Genggaman Berongga atau Genggaman Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1        | Panjang 76 mm x lebar 89 mm | Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Pemegang: Genggaman Berongga atau Genggaman Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1        | Panjang 89 mm x lebar 76 mm | Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Pemegang: Genggaman Berongga atau Genggaman Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung    | Pilihan Panjang: Pembungkusan Penghantaran Standard · Pilihan Jenis Pemegang: — · Harga (USD): Termasuk                               |



## Retraktor Kelly-Pemegang Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

HARGA **\$94 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                    | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | panjang 51 mm x lebar 63 mm | Panjang Keseluruhan: 24 cm · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi standard dinding abdomen dan retraksi otot pada kedalaman pertengahan · Harga (USD): \$94.00 |
| 1        | panjang 63 mm x lebar 76 mm | Panjang Keseluruhan: 24 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pengalihan dasar pelvis dalam dan visera semasa laparotomi · Harga (USD): \$94.00                     |
| 1        | panjang 76 mm x lebar 89 mm | Panjang Keseluruhan: 24 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pendedahan dinding abdomen dan visera bariatrik dengan lebar maksimum · Harga (USD): \$94.00          |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak    | Panjang Keseluruhan: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                |



## Retraktor Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

HARGA **\$449 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI         | KOMPONEN                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                      |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Rangka Tapak Rel Panduan Penahan Kendiri | Casis bujur atau segi empat sama (240×240 mm atau 340×240 mm)             |
| 4 hingga 6 Bilah | Bilah Tisu Tumpul Modular                | Pilihan Set Berpasangan 2 Bilah atau Set Lengkap 4 Bilah                  |
| 4                | Pengunci Pin Penahan Individu            | Mekanisme penetapan gelangсар dan kunci untuk mengukuhkan kedudukan bilah |
| 2                | Lengan Forceps Retraksi Ergonomik        | Pemegang berstruktur ultraringan dengan tepi luar yang licin              |
| 1                | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak      | Pembungkusan penghantaran standard                                        |



## Retraktor Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

HARGA **\$44 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bilah Sempit (cth., 25×6, 35×8 mm)      | Panjang & Pemegang yang Tersedia: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi terfokus untuk tiroid, tendon dan pembedahan kecil · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00                             |
| 1        | Bilah Sederhana (cth., 28×15, 41×14 mm) | Panjang & Pemegang yang Tersedia: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinikal Utama: Akses standard untuk apendektomi, hernia dan sendi ortopedik · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00                            |
| 1        | Bilah Dalam (cth., 70×14, 80×16 mm)     | Panjang & Pemegang yang Tersedia: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinikal Utama: Menahan otot dalam dan mendedahkan kawasan pembedahan rekonstruktif pelvis atau pinggul · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                | Panjang & Pemegang yang Tersedia: Pembungkusan Penghantaran Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Disertakan                                                                                               |



## Retraktor Kocher

SKU **RM-KCR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                              | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Konfigurasi 20.3 cm dengan bilah 20 mm × 12 mm        | Fungsi Klinikal Utama: Mengangkat tepi luka superfisial dan lobus tiroid · Harga (USD): \$49.00             |
| 1        | Konfigurasi 21 cm dengan bilah 8×25, 12×40, 12×45 mm  | Fungsi Klinikal Utama: Retraksi tisu lembut pada kedalaman sederhana dan apendektomi · Harga (USD): \$54.00 |
| 1        | Konfigurasi 21 cm dengan bilah 12×60, 12×65 mm        | Fungsi Klinikal Utama: Retraksi fasia dalam dan penahanan otot anggota badan · Harga (USD): \$54.00         |
| 1        | Konfigurasi 23 cm dengan bilah 18×40, 20×38, 20×60 mm | Fungsi Klinikal Utama: Laparotomi standard dewasa dan pendedahan sendi ortopedik · Harga (USD): \$64.00     |
| 1        | Konfigurasi 23 cm dengan bilah 25×60, 30×75, 40×75 mm | Fungsi Klinikal Utama: Pengalihan otot yang luas dalam pembedahan pelvis dan pinggul · Harga (USD): \$64.00 |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                              | Fungsi Klinikal Utama: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Harga (USD): Termasuk                           |



## Retraktor Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

HARGA **\$49 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dengan Bilah Berfenestra | Dimensi Tersedia: 13×13 mm atau 13×16 mm · Peranan Klinikal Utama: Visualisasi langsung salur darah/struktur di bawahnya melalui bilah · Harga (USD): \$49.00 |
| 1        | Tanpa Bilah Berfenestra  | Dimensi Tersedia: 13×13 mm atau 13×16 mm · Peranan Klinikal Utama: Menahan tisu lembut dengan penghalang padu dan meretraksi tepi luka · Harga (USD): \$49.00 |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi Tersedia: Pembungkusan Penghantaran Standard · Peranan Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                      |



## Retraktor Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                                                             | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Koerte         | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 24 cm, 8 gigi pencakar tajam, pemegang cincin dengan cincin antiegelincir · Kuantiti Disertakan: 1 | \$54  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                                                            | \$54  |



## Retraktor Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                         | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Krasky         | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 28 cm, bilah 50 × 25 mm, 6 gigi tajam · Kuantiti Disertakan: 1 | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                        | \$99  |



## Retraktor Jari Lahey

SKU **RM-LFR-12-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 1 Serampang / Cangkul Tunggal | RM-LFR-12-1-1 | \$24  |
| 2 Serampang                   | RM-LFR-12-1-2 | \$29  |
| 3 Serampang                   | RM-LFR-12-1-3 | \$34  |



## Retraktor Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| 18 cm (kira-kira 7")   | RM-LR-HH-1-1  | \$39  |
| 20.3 cm (kira-kira 8") | RM-LR-HH-1-2  | \$49  |



## Retraktor Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 17 cm          | RM-LGR-1-1    | \$44  |
| dan 22 cm      | RM-LGR-1-2    | \$49  |



## Retraktor Langenbeck-Pemegang Padu

SKU **RM-LRSH-203-1**

HARGA **\$49 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Jenis #1                 | Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 32 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi tertumpu pada pinggir luka dan tisu lembut superfisial · Harga (USD): \$49.00 |
| 1        | Jenis #2                 | Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi fascia pada kedalaman sederhana dan pendedahan tendon · Harga (USD): \$49.00  |
| 1        | Jenis #3                 | Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 12 mm · Fungsi Klinikal Utama: Apendektomi standard dewasa, hernia dan akses sendi ortopedik · Harga (USD): \$49.00   |
| 1        | Jenis #4                 | Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 16 mm · Fungsi Klinikal Utama: Pengalihan otot yang luas dan penahanan tisu lembut dalam · Harga (USD): \$49.00       |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi (Panjang × Lebar): Pembungkusan Pengangkutan Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                       |



## Retraktor Leriche-Bilah Lebar Atraumatik

SKU **RM-LRAW-1**

HARGA **\$94 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 25.5 cm        | RM-LRAW-1-1   | \$94  |
| dan 27 cm      | RM-LRAW-1-2   | \$99  |



## Retraktor Little

SKU **RM-LTR-195-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------|----------------|-------|
| 10 mm × 12 mm  | RM-LTR-195-1-1 | \$54  |
| 16 mm × 12 mm  | RM-LTR-195-1-2 | \$59  |



## Sistem Retraktor Pembedahan Am Lobster

SKU **RM-LGRS-1**

HARGA **\$2,699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                            | DIMENSI / PENERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | Rangka Lobster                                      | —                    |
| 1        | Pengapit Meja Lobster dengan Tiang Menegak & Rangka | —                    |
| 6        | Pengapit Retraktor Lobster                          | —                    |
| 2        | Retraktor Berputar Lobster Mayo                     | ¾" x 2"              |
| 1        | Retraktor Berputar Lobster Fence                    | 4" x 6"              |
| 1        | Retraktor Berputar Lobster Splanchnic               | 2" x 6"              |
| 1        | Retraktor Berputar Lobster Deaver                   | 2¾" x 4½"            |
| 1        | Retraktor Berputar Mudah Lentur Lobster (Berlubang) | 2" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Berputar Mudah Lentur Lobster (Berlubang) | 3" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Lobster Harrington Sweetheart             | 2" x 5"              |
| 1        | Retraktor Berputar Lobster Kelly, Diubah Suai       | 3" x 2½"             |
| 1        | Retraktor Berputar Lobster Kelly, Diubah Suai       | 3" x 4"              |
| 1        | Kotak Pensterilan                                   | —                    |



## Retraktor Lone Star (Pembedahan Kolon, Rektum, Kepala & Leher)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

HARGA **\$399 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                  | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Cincin Kecil — 14.1 cm x 14.1 cm (Kolorektal)   | RM-LSR-CRHN-1-1 | \$384 |
| Cincin Standard — 18.6 cm x 8.9 cm (Kolorektal) | RM-LSR-CRHN-1-2 | \$399 |
| Cincin Besar — 25.0 cm x 25.0 cm (Kolorektal)   | RM-LSR-CRHN-1-3 | \$414 |





## Retraktor Lone Star (Pembedahan Am, Kepala & Leher)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

HARGA **\$499 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                          | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Cincin Kecil — 22.0 cm x 11.3 cm (Am/Kepala & Leher)    | RM-LSR-GHN-1-1 | \$484 |
| Cincin Standard — 28.3 cm x 18.3 cm (Am/Kepala & Leher) | RM-LSR-GHN-1-2 | \$499 |
| Cincin Besar — 32.5 cm x 18.3 cm (Am/Kepala & Leher)    | RM-LSR-GHN-1-3 | \$514 |



## Retraktor Lengan Martin

SKU **RM-MAR-1**

HARGA **\$799 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN             | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                         |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Pengganding          | Mengapit dengan kukuh pada rel sisi meja pembedahan sambil memegang dan mengunci Bar Berbentuk L pada kedudukannya                                           |
| 1        | Bar Berbentuk L      | Dimasukkan ke dalam Pengganding untuk berfungsi sebagai rangka sokongan struktur utama secara menegak dan mendatar                                           |
| 1        | Lengan Berartikulasi | Disambungkan pada Bar Berbentuk L untuk membolehkan pergerakan berbilang paksi dan penentududukan terkunci bagi instrumen retractor di atas tapak pembedahan |



## Retraktor Jari Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

HARGA **\$34 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                                                      | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Jari Mathieu   | Dimensi / Butiran: panjang keseluruhan 16 cm, lebar 8.0 mm, 3 gigi pada setiap hujung (Tajam atau Tumpul) · Kuantiti Disertakan: 1 | \$34  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk pengangkutan · Kuantiti Disertakan: 1                                               | \$34  |



### Retraktor Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-1 | \$44  |
| 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-2 | \$54  |



### Retraktor Abdomen Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

HARGA **\$109 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------------|---------------|-------|
| Standard — 11 in, bilah melengkung 70 mm | RM-MAR-28-1-1 | \$109 |



### Retraktor Mayo-Collins-Set Dua Unit

SKU **RM-MCR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Standard — 5 7/8 in, bilah dua hujung | RM-MCR-SET-1-1 | \$49  |



## Retraktor Jari Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

HARGA **\$39 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 3 Cabang, Tajam          | Dimensi (Panjang x Lebar): 9.5 mm x 3.9 mm lebar · Fungsi Klinikal Utama: Cengkaman dermis tanpa tergelincir dan pengangkatan flap kulit kecil · Harga (USD): \$39.00       |
| 1        | Profil Bergigi           | Dimensi (Panjang x Lebar): 3.1 mm x 6.3 mm lebar · Fungsi Klinikal Utama: Pendedahan sarung tendon secara tertumpu dan pegangan tepi tisu berserabut · Harga (USD): \$39.00 |
| 1        | Profil Bergigi           | Dimensi (Panjang x Lebar): 4.7 mm x 15.8 mm lebar · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi fasia sederhana dan pembinaan semula tendon · Harga (USD): \$39.00                      |
| 1        | Profil Tumpul            | Dimensi (Panjang x Lebar): 3.1 mm x 9.5 mm lebar · Fungsi Klinikal Utama: Retraksi neurovaskular atraumatik dan pendedahan struktur jari · Harga (USD): \$39.00             |
| 1        | Profil Tumpul            | Dimensi (Panjang x Lebar): 6.3 mm x 17.4 mm lebar · Fungsi Klinikal Utama: Pengangkatan tisu lembut yang luas dan pendedahan ligamen tangan · Harga (USD): \$39.00          |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi (Panjang x Lebar): Pembungkusan Penghantaran Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                            |



## Retraktor Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------|---------------|-------|
| 7.0 mm x 14.0 mm  | RM-MDR-28-1-1 | \$49  |
| 22.0 mm x 20.0 mm | RM-MDR-28-1-2 | \$54  |
| 30.0 mm x 26.0 mm | RM-MDR-28-1-3 | \$59  |



## Retraktor Morris Hujung Tunggal

SKU **RM-MRSE-23-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                                     | HARGA |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Morris Hujung Tunggal | Panjang keseluruhan 230 mm (23 cm), bilah pejal berbentuk L, pemegang berfenestra | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                          | \$49  |



### Retraktor Bebola Murphy

SKU **RM-MBR-35-1**

HARGA **\$39 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| Hujung Sfera 2.0 mm | RM-MBR-35-1-1 | \$39  |
| Hujung Sfera 3.0 mm | RM-MBR-35-1-2 | \$39  |
| Hujung Sfera 4.0 mm | RM-MBR-35-1-3 | \$39  |



### Retraktor Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

HARGA **\$44 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| 2 Gigi (lebar 8.0 mm)  | RM-MR-195-1-1 | \$44  |
| 3 Gigi (lebar 13.0 mm) | RM-MR-195-1-2 | \$49  |
| 4 Gigi (lebar 18.0 mm) | RM-MR-195-1-3 | \$54  |
| 6 Gigi (lebar 28.0 mm) | RM-MR-195-1-4 | \$59  |



### Retraktor Pita T Neonatal

SKU **RM-NTRR-265-1**

HARGA **\$49 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN   | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|------------------|-----------------|-------|
| 2.5 cm x 1.25 cm | RM-NTRR-265-1-1 | \$49  |
| 3.8 cm x 1.40 cm | RM-NTRR-265-1-2 | \$54  |
| 4.5 cm x 1.60 cm | RM-NTRR-265-1-3 | \$59  |





### Retraktor Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

HARGA **\$74 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|-----------------|------------------|-------|
| 8 ½" (21.59 cm) | RM-OR-SERIES-1-1 | \$74  |
| 9.0" (22.86 cm) | RM-OR-SERIES-1-2 | \$79  |



### Retraktor Parker- Set Dua Unit

SKU **RM-PR-SET-1**

HARGA **\$44 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 5 in           | RM-PR-SET-1-1 | \$44  |
| 5 1/2 in       | RM-PR-SET-1-2 | \$49  |
| 6 in           | RM-PR-SET-1-3 | \$54  |
| 7 in           | RM-PR-SET-1-4 | \$59  |
| 7 1/4 in       | RM-PR-SET-1-5 | \$64  |



### Retraktor Parker-Mott-Set Dua Unit

SKU **RM-PMR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Parker-Mott    | Panjang keseluruhan 15.3 cm, bilah padu dua hujung yang tidak simetri | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                    | \$49  |




### Retraktor Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                        | HARGA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Parker-Tommy   | Panjang keseluruhan 16 cm, bilah melengkung dua hujung tidak simetri | \$39  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                             | \$39  |



### Retraktor Deaver Pediatrik

SKU **RM-PDR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PDR-1-1    | \$69  |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PDR-1-2    | \$74  |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PDR-1-3    | \$79  |



### Retraktor Pita Pediatrik

SKU **RM-PRR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PRR-1-1    | \$44  |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PRR-1-2    | \$49  |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PRR-1-3    | \$54  |



## Retraktor Jari Jenis Cakar

SKU **RM-RFR-153-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1 Mata (Cangkuk Tunggal) — Hujung Tumpul atau Tajam | RM-RFR-153-1-1 | \$29  |
| 2 Mata — Hujung Tumpul atau Tajam                   | RM-RFR-153-1-2 | \$34  |
| 3 Mata — Hujung Tumpul atau Tajam                   | RM-RFR-153-1-3 | \$39  |
| 4 Mata — Hujung Tumpul atau Tajam                   | RM-RFR-153-1-4 | \$44  |



## Retraktor Redler

SKU **RM-RDR-5IN-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                               | HARGA |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Redler         | Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), bilah berfungsi yang menirus, pemegang ergonomik langsing | \$49  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                    | \$49  |



## Retraktor Abdomen Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

HARGA **\$229 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                    |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Asas Penahan Kendiri         | Rangka dengan batang melengkung untuk meningkatkan akses visual                         |
| 2 (1 Pasang) | Bilah Sisi Pejal Boleh Tanggal      | Panel sisi lebar dengan tepi berbentuk sudu (Pilihan A: 50x58 mm / Pilihan B: 60x80 mm) |
| 1            | Bilah Tengah Boleh Tanggal          | Plat rata tidak simetri (Pilihan A: 55x70 mm / Pilihan B: 80x90 mm)                     |
| 1            | Pengunci Skru Berulir Khas          | Gear pengunci putaran manual untuk mengekalkan bukaan bilah                             |
| 1            | Pemegang Cangkuk Kompak             | Pemegang minimalis bersepadu yang direka untuk menjimatkan ruang instrumen              |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                      |



## Retraktor Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

HARGA **\$54 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                              | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 10 ¼" (kira-kira 26.0 cm) — Dua bilah cekung bersudut tegak | RM-RER-SERIES-1-1 | \$54  |
| 10 ½" (kira-kira 26.7 cm) — Dua bilah cekung bersudut tegak | RM-RER-SERIES-1-2 | \$59  |
| 10 ¾" (kira-kira 27.3 cm) — Dua bilah cekung bersudut tegak | RM-RER-SERIES-1-3 | \$64  |
| 11 ¼" (kira-kira 28.6 cm) — Dua bilah cekung bersudut tegak | RM-RER-SERIES-1-4 | \$69  |



## Retraktor Richardson dengan Pemegang Genggaman

SKU **RM-RRGH-1**

HARGA **\$64 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 9 ½" (24.13 cm) — Genggaman Berongga, Lamb, atau Genggaman Ringan  | RM-RRGH-1-1   | \$64  |
| 10.0" (25.40 cm) — Genggaman Berongga, Lamb, atau Genggaman Ringan | RM-RRGH-1-2   | \$69  |
| 11.0" (27.94 cm) — Genggaman Berongga, Lamb, atau Genggaman Ringan | RM-RRGH-1-3   | \$74  |



## Retraktor Richardson Berpemegang Gelung

SKU **RM-RRLH-1**

HARGA **\$54 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 9 ½" (24.13 cm) — Bilah melengkung bersudut tegak, pemegang gelung  | RM-RRLH-1-1   | \$54  |
| 10.0" (25.40 cm) — Bilah melengkung bersudut tegak, pemegang gelung | RM-RRLH-1-2   | \$59  |



## Retraktor Rochard

SKU **RM-RR-1**

HARGA **\$1,699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                  | DIMENSI / PENERANGAN                         |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 2        | Pengapit Rel              | Komponen pemasangan pada rel meja pembedahan |
| 2        | Palang Sisi Meja          | 26" (Rangka Pemasangan)                      |
| 1        | Palang Melintang Meja     | 21" (Rangka Pemasangan)                      |
| 1        | Peranti Penetapan Rochard | Mekanisme penetapan rangka                   |
| 1        | Retraktor Abdomen Rochard | 50 x 90 mm                                   |
| 1        | Retraktor Abdomen Rochard | 50 x 105 mm                                  |
| 1        | Retraktor Abdomen Rochard | 50 x 120 mm                                  |



## Retraktor Rose Dua Hujung

SKU **RM-RRDE-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 5.0" (12.7 cm) — cangkuk tumpul<br>11.5x12 mm / 10x14.5 mm    | RM-RRDE-1-1   | \$44  |
| 5 1/2" (13.97 cm) — cangkuk tumpul<br>11.5x12 mm / 10x14.5 mm | RM-RRDE-1-2   | \$49  |



## Retraktor Roux - Dua Hujung

SKU **RM-RRDE-14-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                    | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Bilah Kecil — lebar 19 mm x panjang 25 mm                         | RM-RRDE-14-1-1 | \$54  |
| Bilah Sederhana — lebar 22 mm x panjang 41 mm                     | RM-RRDE-14-1-2 | \$59  |
| Bilah Besar — lebar 25 mm x panjang 41 mm                         | RM-RRDE-14-1-3 | \$64  |
| Naik Taraf Set Tiga Instrumen — Gabungan Kecil, Sederhana & Besar | RM-RRDE-14-1-4 | \$94  |



## Retraktor Dua Hujung Berbentuk S

SKU **RM-SSDER-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 10.0 cm (kira-kira 4.0") — dua hujung<br>15×11 mm / 14×10 mm | RM-SSDER-1-1  | \$29  |
| 11.5 cm (kira-kira 4.5") — dua hujung<br>15×11 mm / 14×10 mm | RM-SSDER-1-2  | \$34  |



## Retraktor Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| $\frac{3}{8}$ " × 1 $\frac{3}{4}$ " (kira-kira 16 × 44 mm) —<br>9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-1 | \$69  |
| 2 $\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (kira-kira 54 × 22 mm) —<br>9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-2 | \$69  |
| $\frac{7}{8}$ " × 2 $\frac{1}{2}$ " (kira-kira 22 × 64 mm) —<br>9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-3 | \$69  |
| $\frac{3}{4}$ " × 2 $\frac{7}{8}$ " (kira-kira 19 × 73 mm) —<br>9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-4 | \$69  |



## Retraktor Seeburger-Set Dua Unit

SKU **RM-SRS-14-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                    | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Seeburger      | Panjang keseluruhan 14 cm,<br>pemegang rata, bilah<br>melengkung | \$54  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran<br>standard                            | \$54  |



## Retraktor Senn Hujung Hadapan

SKU **RM-SFR-625-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Senn Hujung Hadapan | Panjang 6.25" (15.87 cm), hujung hadapan bergigi cetek, pemegang rata | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran                              | \$49  |



## Retraktor Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

HARGA **\$27 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------|---------------|-------|
| Bilah 6 mm x 10 mm — 14 cm | RM-SGR-14-1-1 | \$27  |
| Bilah 6 mm x 20 mm — 14 cm | RM-SGR-14-1-2 | \$29  |



## Retraktor Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                        | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Jangkauan 15.0 cm — bilah rata 10x9 mm / pencangkuk 3-cabang 10x11 mm | RM-SMR-SERIES-1-1 | \$29  |
| Jangkauan 15.5 cm — bilah rata 10x9 mm / pencangkuk 3-cabang 10x11 mm | RM-SMR-SERIES-1-2 | \$34  |
| Jangkauan 16.0 cm — bilah rata 10x9 mm / pencangkuk 3-cabang 10x11 mm | RM-SMR-SERIES-1-3 | \$39  |
| Jangkauan 20.0 cm — bilah rata 10x9 mm / pencangkuk 3-cabang 10x11 mm | RM-SMR-SERIES-1-4 | \$49  |



### Retraktor Senn Berpemegang T

SKU **RM-STHR-45-1**

HARGA **\$54 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                                    | HARGA |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Senn Berpemegang T | Panjang 4.5" (11.43 cm), pencakar berbilang gigi (Tumpul atau Tajam), pemegang T | \$54  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                         | \$54  |



### Retraktor Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN                                                             | HARGA |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Strandell Stille | Panjang keseluruhan 17 cm, bilah melengkung 6 x 15 mm (Tajam atau Tumpul) | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak   | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                  | \$44  |



### Retraktor US Army, Set Dua Unit

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                          | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor US Army        | Panjang keseluruhan 21 cm, dua hujung dengan bilah 38x22 mm & 41x25 mm | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                     | \$49  |



### Retraktor Volkman-Reka Bentuk USA

SKU **RM-VRUP-223-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| 2 Cangkuk (Tumpul / Tajam) — 8 mm – 11 mm  | RM-VRUP-223-1-1 | \$64  |
| 3 Cangkuk (Tumpul / Tajam) — 11 mm – 18 mm | RM-VRUP-223-1-2 | \$69  |
| 4 Cangkuk (Tumpul / Tajam) — 18 mm – 26 mm | RM-VRUP-223-1-3 | \$74  |
| 6 Cangkuk (Tumpul / Tajam) — 26 mm – 40 mm | RM-VRUP-223-1-4 | \$79  |



### Retraktor Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 2 Gigi (Tumpul / Tajam) — 8 mm – 11 mm  | RM-VR-SERIES-1-1 | \$64  |
| 3 Gigi (Tumpul / Tajam) — 10 mm – 18 mm | RM-VR-SERIES-1-2 | \$69  |
| 4 Gigi (Tumpul / Tajam) — 13 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-3 | \$74  |
| 6 Gigi (Tumpul / Tajam) — 18 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-4 | \$79  |
| 8 Gigi (Tumpul / Tajam) — 28 mm – 42 mm | RM-VR-SERIES-1-5 | \$84  |



### Retraktor W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

HARGA **\$119 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                           | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Bilah Lebar 25 mm — lebar 25 mm x permukaan kerja 235 mm | RM-WMLDR-395-1-1 | \$119 |
| Bilah Lebar 50 mm — lebar 50 mm x permukaan kerja 235 mm | RM-WMLDR-395-1-2 | \$119 |



## Retraktor Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

HARGA **\$94 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                     | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 4" hingga 4 ½" (10-11.5 cm) — cangkuk 2x2 atau 2x3 | RM-WR-SERIES-1-1 | \$94  |
| 5" hingga 5 ½" (13-14 cm) — cangkuk 3x4            | RM-WR-SERIES-1-2 | \$99  |
| 6 ½" (16.5 cm) — cangkuk 3x4                       | RM-WR-SERIES-1-3 | \$104 |
| 8" (20 cm) — cangkuk 3x4                           | RM-WR-SERIES-1-4 | \$109 |
| 9 ½" hingga 10" (24-25.5 cm) — cangkuk 5x6         | RM-WR-SERIES-1-5 | \$114 |



## Retraktor Lebar Pegangan Kendiri

SKU **RM-WSRR-35-1**

HARGA **\$139 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                                       | HARGA |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Lebar Pegangan Kendiri | Bilah licin selebar 3.5" (8.89 cm), hujung 10x12 mm, rangka ratchet | \$139 |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran                            | \$139 |



## Retraktor Jalur Mudah Dibentuk Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 10 cm          | RM-ZMRR-1-1   | \$44  |
| 18 cm          | RM-ZMRR-1-2   | \$49  |
| 20 cm          | RM-ZMRR-1-3   | \$54  |
| 21 cm          | RM-ZMRR-1-4   | \$59  |
| 26 cm          | RM-ZMRR-1-5   | \$64  |
| 30 cm          | RM-ZMRR-1-6   | \$69  |
| 33 cm          | RM-ZMRR-1-7   | \$69  |




## Retraktor Bookwalter (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                   | DIMENSI / PENERANGAN         |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan Bookwalter | 12" (30.5 cm)                |
| 1        | Batang Mendatar Bookwalter                 | Standard                     |
| 1        | Penyambung Tiang Bookwalter                | Tugas Berat                  |
| 1        | Batang Fleksibel Mendatar Bookwalter       | Diameter 1" (2.5 cm)         |
| 2        | Racet Standard Bookwalter                  | Tidak Boleh Condong          |
| 7        | Mekanisme Racet Boleh Condong Bookwalter   | Pelbagai Sudut               |
| 1        | Gelang Bujur Sederhana                     | 10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm) |
| 1        | Gelang Bersegi Sederhana                   | 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)  |
| 2        | Bilah Balfour                              | 2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)      |
| 4        | Bilah Kelly                                | 2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)       |
| 4        | Bilah Kelly                                | 2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)      |
| 4        | Bilah Kelly                                | 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)      |
| 4        | Bilah Kelly                                | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)      |
| 4        | Bilah Kelly                                | 2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)      |
| 1        | Bilah Boleh Bentuk                         | 3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)      |
| 2        | Bilah Boleh Bentuk                         | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)      |
| 1        | Kotak Pensterilan                          | Bekas Penyusut Berlubang     |



## Sistem Retraktor Omni

SKU **RM-OR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                   | DIMENSI / PENERANGAN                                                 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tiang Medan Steril dengan Pengapit Omni    | Pengapit rel meja dan tiang tugas berat                              |
| 1        | Rangka Wishbone Standard                   | Rangka gelang struktur berbelah berbentuk garpu                      |
| 1        | Lengan Sambungan Berengsel                 | 19" (48.3 cm) untuk jangkauan lebih jauh dan fleksibiliti            |
| 8        | Pemegang Bilah SnapClamp                   | Pengapit sambungan pantas yang dipasang secara gelongsor pada rangka |
| 2        | Retraktor Berputar Mayo                    | 2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)                                              |
| 1        | Retraktor Berputar Mayo                    | 3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)                                              |
| 1        | Retraktor Berputar Fence                   | Bilah lebar untuk dinding otot 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)              |
| 1        | Retraktor Berputar Splanknik               | Bilah visera dalam 2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm)                          |
| 1        | Retraktor Berputar Splanknik               | Bilah visera dalam 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)                           |
| 2        | Retraktor Berputar Vena Renal              | Bilah vaskular sempit 1" x 6" (2.5 x 15.2 cm)                        |
| 1        | Retraktor Berputar Deaver                  | Bilah melengkung 2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm)                           |
| 1        | Retraktor Berputar Berslot Boleh Lentur    | Jalur boleh lentur 2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm)                          |
| 1        | Retraktor Berputar Berslot Boleh Lentur    | Jalur boleh lentur 3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm)                          |
| 1        | Retraktor Berputar Harrington (Sweetheart) | Bilah berbentuk hati 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)                         |
| 1        | Kotak Penyimpanan                          | Kotak penyimpanan kayu dengan slot berlapis yang dibuat khas         |





## Sistem Retraktor Bariatrik Bookwalter

SKU **RM-BBRS-1**

HARGA **\$1,899 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN                 |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Tiang Medan Pembedahan        | 18" (45.7 cm)                        |
| 1        | Bar Mendatar                  | Standard                             |
| 1        | Penyambung Tiang              | Standard                             |
| 6        | Mekanisme Ratchet Kecondongan | Berbilang Sudut                      |
| 1        | Pemanjang Ratchet             | Sambungan Standard                   |
| 1        | Ratchet Putar                 | Sudut Boleh Ubah                     |
| 1        | Gelang, Bujur                 | Sederhana                            |
| 1        | Bilah Kelly                   | 2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)               |
| 1        | Bilah Kelly                   | 2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)              |
| 1        | Bilah Kelly                   | 2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)              |
| 1        | Bilah Balfour                 | 3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)             |
| 1        | Bilah Boleh Bentuk            | 3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)             |
| 1        | Bilah Boleh Bentuk            | 2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)              |
| 1        | Bilah Boleh Bentuk            | 2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)             |
| 1        | Bilah Boleh Bentuk            | 4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)             |
| 1        | Bilah Harrington              | 2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm) |
| 1        | Kotak Pensterilan             | Bekas Pelindung                      |




## Retraktor Pembedahan Am Bookwalter

SKU **RM-BGSR-1**

HARGA **\$1,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                         | DIMENSI / PENERANGAN                 |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan  | 12" (30.5 cm)                        |
| 1        | Palang Mendatar                  | Standard                             |
| 1        | Penyambung Tiang                 | Standard                             |
| 1        | Palang Fleksibel Mendatar        | Diameter 1" (2.5 cm)                 |
| 2        | Mekanisme Ratchet Standard       | Tanpa Kecondongan                    |
| 6        | Mekanisme Ratchet Berkecondongan | Pelbagai Sudut                       |
| 1        | Gelang Bujur, Sederhana          | 10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)         |
| 1        | Gelang Bersegmen, Sederhana      | 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)          |
| 1        | Bilah Balfour                    | 2¼" x 3" (6.7 x 7.6 cm)              |
| 2        | Bilah Kelly                      | 2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)               |
| 1        | Bilah Kelly                      | 2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)              |
| 1        | Bilah Kelly                      | 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)              |
| 1        | Bilah Kelly                      | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)              |
| 1        | Bilah Boleh Lentur               | 3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)              |
| 2        | Bilah Boleh Lentur               | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)              |
| 1        | Bilah Boleh Lentur               | 1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)             |
| 1        | Bilah Harrington                 | 1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm) |
| 1        | Bilah Gelpi                      | Standard                             |
| 1        | Kotak Pensterilan                | Bekas Pelindung                      |





## Sistem Retraktor Thompson

SKU **RM-TRS-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                               | DIMENSI / PENERANGAN                                              |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2        | Pengapit Rel Elite                     | Pelekap rel sisi tugas berat 22" (55.9 cm)                        |
| 1        | Lengan Dua Sudut                       | 22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)                        |
| 1        | Lengan Lateral Bersudut                | 19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (diameter 3/8")             |
| 2        | Lengan Lateral Bersudut                | 17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (diameter 3/8")             |
| 1        | Palang Silang Bilateral (Berengsel)    | 34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)          |
| 3        | Cam Clip-On                            | Klip gelongsor rangka sambungan pantas                            |
| 1        | Pemegang Boleh Laras Mikro             | 10" (25.4 cm) dengan skru ketegangan berketepatan tinggi          |
| 3        | Bilah Balfour Berbibir                 | 83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm                              |
| 3        | Bilah Balfour Lebar                    | Boleh ditukar ganti, untuk menahan kawasan dinding otot yang luas |
| 1        | Bilah Harrington (Sweetheart)          | 114 x 254 mm (4 1/2" x 10") untuk menahan organ di bahagian dalam |
| 9        | Bilah Kelly Boleh Tukar Ganti          | 3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) bersudut tepat standard                |
| 1        | Set Bilah Boleh Bentuk dan Tukar Ganti | 25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm                       |
| 2        | Bilah St. Marks Boleh Tukar Ganti      | 51 x 152 mm (2" x 6") dengan tepi berbibir dalam                  |
| 1        | Kotak Penyimpanan                      | Kotak penyimpanan kayu dengan slot pelapik yang dibuat khas       |




## Retraktor Pembedahan Rektum/Transanal Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

HARGA **\$2,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                             | DIMENSI / PENERANGAN                 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan                       | 12" (30 cm)                          |
| 2        | Pengganding Tiang Keluli Tahan Karat | 1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)            |
| 2        | Bar Fleksibel Mendatar               | Diameter 1" (2.5 cm)                 |
| 1        | Bar Sambungan Menegak                | 12" (30 cm)                          |
| 5        | Mekanisme Ratchet Kecondongan        | Berbilang Sudut Standard             |
| 1        | Gelang Separuh Bulatan Kecil         | Diameter Dalaman 8 1/2" (21.3 cm)    |
| 1        | Gelang Perineum Bersegmen            | 9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm) |
| 2        | Bilah Rektum                         | 7/8" x 3 3/4" (2.2 cm x 9.7 cm)      |
| 2        | Bilah Rektum                         | 7/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)      |
| 2        | Bilah Boleh Lentur                   | 1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)         |
| 2        | Bilah Boleh Lentur                   | 1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)          |
| 2        | Bilah Boleh Lentur                   | 3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)           |
| 2        | Bilah Deaver                         | 1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)        |
| 1        | Kotak Pensterilan                    | Bekas Pelindung                      |





## Retraktor Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

HARGA **\$1,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                       |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Bookwalter                | 12" (30.5 cm)                                              |
| 1        | Bar Mendatar Bookwalter                  | Standard                                                   |
| 1        | Pengganding Tiang Bookwalter             | Standard                                                   |
| 1        | Bar Fleksibel Mendatar Bookwalter        | Diameter 1" (2.5 cm)                                       |
| 2        | Racet Standard Bookwalter                | Tanpa Kecondongan                                          |
| 5        | Mekanisme Racet Boleh Condong Bookwalter | Berbilang Sudut                                            |
| 1        | Gelang Bujur Bookwalter, Sederhana       | 10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)                               |
| 1        | Gelang Bersegmen Bookwalter, Sederhana   | 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)                                |
| 2        | Bilah Balfour Bookwalter                 | 2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)                                    |
| 1        | Bilah Kelly Bookwalter                   | 2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)                                     |
| 1        | Bilah Kelly Bookwalter                   | 2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)                                    |
| 1        | Bilah Kelly Bookwalter                   | 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)                                    |
| 1        | Bilah Kelly Bookwalter                   | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)                                    |
| 1        | Bilah Boleh Dibentuk Bookwalter          | 3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)                                    |
| 2        | Bilah Boleh Dibentuk Bookwalter          | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)                                    |
| 1        | Bilah Harrington Bookwalter              | 1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)                       |
| 1        | Kotak Penyimpanan Kayu                   | Bekas Pelindung dengan Ruang Khas Mengikut Bentuk Komponen |



## Sistem Retraktor Insisi Kecil Bookwalter

SKU **RM-BSIRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                             | DIMENSI / PENERANGAN                                                       |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan      | Rod sokongan menegak 12" (30 cm)                                           |
| 1        | Pengganding Tiang Keluli Tahan Karat | Pengapit rel tugas berat 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)                            |
| 1        | Bar Fleksibel Mendatar               | Lengan berbilang sendi berdiameter 1" (2.5 cm)                             |
| 1        | Gelang Bulat Padu Bersaiz Kecil      | Diameter Dalam (ID) 8½" (21.3 cm)                                          |
| 1        | Gelang Bujur Bersegmen Bersaiz Kecil | Bingkai berengsel yang boleh diubah konfigurasinya, 8½" x 14" (20 x 35 cm) |
| 6        | Pengunci Ratchet Boleh Condong       | Pengunci bingkai mekanikal berprofil rendah                                |
| 2        | Bilah Boleh Dibentuk                 | 1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)                                                   |
| 2        | Bilah Boleh Dibentuk                 | ¾" x 4" (1.9 x 10 cm)                                                      |
| 2        | Bilah Boleh Dibentuk                 | 2" x 6" (5 x 15 cm)                                                        |
| 2        | Bilah Deaver                         | Bilah pelvis melengkung 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)                            |
| 2        | Bilah Kelly                          | Bilah bersudut tepat yang cetek, 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)                     |
| 2        | Bilah Kelly                          | Bilah bersudut tepat 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)                               |
| 2        | Bilah Kelly                          | Bilah bersudut tepat 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)                                |
| 2        | Bilah Pencakar Dalam                 | Cakar bercabang banyak dengan kedalaman ¾" x lebar ½" (1.9 x 1.7 cm)       |
| 2        | Bilah Richardson                     | Bilah cetek berbibir rata ¾" x 2" (1.9 x 5 cm)                             |
| 2        | Bilah Richardson                     | Bilah cetek berbibir rata 1" x 1¼" (2.5 x 3.1 cm)                          |
| 2        | Bilah Richardson                     | Bilah cetek berbibir rata ¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm)                           |
| 1        | Kotak Pensterilan                    | Bekas penyusun berlubang yang dibuat khas                                  |






## Sistem Retraktor Asas Pembedahan Am Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                      | DIMENSI / PENERANGAN                   |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | Pemegang StrongArm PLUS Jenis Pemasangan Atas | Ketinggian Boleh Dilaraskan / Bersendi |
| 1        | Gelang Bujur, Sederhana                       | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)           |
| 1        | Pengapit Rel Tugas Berat                      | Serasi dengan Rel Meja                 |
| 4        | Mekanisme Racet Kecondongan                   | Berbilang Sudut                        |
| 1        | Bilah Balfour                                 | 2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)                |
| 1        | Bilah Harrington                              | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)   |
| 2        | Bilah Boleh Lentur                            | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)                |
| 1        | Kotak Pensterilan                             | Bekas Pelindung                        |




## Sistem Retraktor Pembedahan Am Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                | DIMENSI / PENERANGAN                   |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | Pemegang StrongArm PLUS Pemasangan Atas | Ketinggian Boleh Laras / Berartikulasi |
| 1        | Pengapit Rel Tugas Berat                | Serasi dengan Rel Meja                 |
| 2        | Mekanisme Ratchet                       | Standard Tanpa Kecondongan             |
| 6        | Mekanisme Ratchet Boleh Condong         | Berbilang Sudut                        |
| 1        | Gelang Bersegmen                        | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)           |
| 1        | Gelang Bersegmen                        | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)            |
| 1        | Bilah Balfour                           | 2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)                |
| 2        | Bilah Kelly                             | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)                 |
| 1        | Bilah Kelly                             | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)                |
| 1        | Bilah Kelly                             | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)                |
| 1        | Bilah Kelly                             | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)                |
| 1        | Bilah Harrington                        | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)   |
| 1        | Bilah Gelpi                             | Standard                               |
| 1        | Bilah Boleh Dibentuk                    | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)                |
| 2        | Bilah Boleh Dibentuk                    | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)                |
| 1        | Bilah Boleh Dibentuk                    | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)               |
| 1        | Kotak Pensterilan                       | Bekas Pelindung                        |





## Retraktor Bookwalter Tempahan Khas

SKU **RM-CBR-1**

HARGA **\$2,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                                        | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boleh dikofigurasi | Perkakasan Pemasangan (pilihan tersedia)        | Tiang Medan Pembedahan Standard (12", 18"), Pemegang StrongArm PLUS Pemasangan Atas, Pengapit Rel Tugas Berat, Penyambung Tiang, Bar Mendatar, Bar Fleksibel Mendatar, Bar Pemanjang |
| Boleh dikofigurasi | Bingkai Cincin (pilihan tersedia)               | Cincin Bujur Utuh, Cincin Bulat Utuh, Cincin Bujur Bersegmen, Cincin Bulat Bersegmen, Segmen Separuh Bulatan, Segmen Cincin Lurus (4", 6", 8"), Cincin Perineum Bertakuk             |
| Boleh dikofigurasi | Mekanisme Racet (pilihan tersedia)              | Racet Standard Tanpa Kecondongan, Racet Kecondongan Pelbagai Sudut, Racet Putar, Pemanjang Racet, Mekanisme Pengunci Berprofil Rendah                                                |
| Boleh dikofigurasi | Bilah Tegar & Boleh Dibentuk (pilihan tersedia) | Bilah Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, Boleh Dibentuk, Richardson, Meyerdig, Gelpi, Faraj Lateral/Posterior, Renal Wylie dan Rektum, Cakar Pencangkuk Dalam                       |
| Boleh dikofigurasi | Penyimpanan & Pembungkusan (pilihan tersedia)   | Kotak Pensterilan Berlubang, Sisipan Dulang Tempahan Khas, Bekas Pengangkutan Pelindung, Pembungkusan Label Persendirian OEM                                                         |



## Set Aksesori Rektum/Transanal

SKU **RM-RTAAS-1**

HARGA **\$499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                | DIMENSI / PENERANGAN                           |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 2        | Bilah Rektum            | 7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)                   |
| 2        | Bilah Rektum            | 7/8" x 3 3/8" (2.2 x 9.7 cm)                   |
| 1        | Gelang Bulat Padu Kecil | Diameter Dalaman (ID) 8.5" (21.3 cm)           |
| 1        | Kotak Pensterilan       | Bekas Penyimpanan Tersusun dengan Perlindungan |



## Set Aksesori Insisi Kecil

SKU **RM-SIAS-1**

HARGA **\$449 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                | DIMENSI / PENERANGAN                 |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Bilah Cangkuk Gelpi     | Profil Hujung Halus Standard         |
| 1        | Bilah Kelly             | 1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)           |
| 1        | Bilah Kelly             | 1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)           |
| 1        | Gelang Padu Bulat Kecil | Diameter Dalaman (ID) 8.5" (21.3 cm) |
| 1        | Kotak Pensterilan       | Bekas Penyimpanan Tersusun Khusus    |




## Sistem Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

HARGA **\$899 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                      | DIMENSI / PENERANGAN                                        |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | Lengan Penentu Kedudukan Bookwalter StrongArm | Sistem Penentu Kedudukan Berartikulasi 3 Sendi yang Lengkap |
| 1        | Tiang Medan Pembedahan                        | Tersedia dalam panjang 12" (30 cm) atau 18" (45 cm)         |



## Retraktor Hati Bentuk Ular

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

HARGA **\$299 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN   | HARGA   |
|----------------------------|-----------------|---------|
| Model Hujung Segi Tiga     | RM-SLR-TRI-1    | \$299   |
| Model Hujung Jalur Gastrik | RM-SLR-GB-1     | \$299   |
| Model Hujung Bulat         | RM-SLR-CIR-1    | \$299   |
| Model Hujung Bercangkuk    | RM-SLR-HOOK-1   | \$299   |
| Model Hujung Poligon       | RM-SLR-POLY-1   | \$299   |
| Set Lengkap 5 Model        | RM-SLR-SERIES-1 | \$1,399 |



## Retraktor Kipas Dengan 5 Jari

SKU **RM-FR5F-299-1**

HARGA **\$299 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------|---------------|-------|
| 5 mm — Berartikulasi     | RM-FR5F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — Tanpa Artikulasi  | RM-FR5F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — Berartikulasi    | RM-FR5F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — Tanpa Artikulasi | RM-FR5F-10N-1 | \$299 |



### Retraktor Kipas Dengan 3 Jari

SKU **RM-FR3F-299-1**

HARGA **\$299 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------|---------------|-------|
| 5 mm — Berartikulasi     | RM-FR3F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — Tanpa Artikulasi  | RM-FR3F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — Berartikulasi    | RM-FR3F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — Tanpa Artikulasi | RM-FR3F-10N-1 | \$299 |



### Retraktor Esofagus Berartikulasi

SKU **RM-EAR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| Batang 5 mm    | RM-EAR-5-1    | \$299 |
| Batang 10 mm   | RM-EAR-10-1   | \$299 |



### Retraktor Kipas Berbentuk Layang-layang

SKU **RM-KSFR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------|---------------|-------|
| 5 mm — Batang Lurus       | RM-KSFR-5S-1  | \$299 |
| 5 mm — Batang Melengkung  | RM-KSFR-5C-1  | \$299 |
| 10 mm — Batang Lurus      | RM-KSFR-10S-1 | \$299 |
| 10 mm — Batang Melengkung | RM-KSFR-10C-1 | \$299 |



## Iron Intern Lengan Tunggal

SKU **RM-IISA-SERIES-1**

HARGA **\$999 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA   |
|------------------------|---------------|---------|
| Model Standard 17"     | RM-IISA-1-1   | \$999   |
| Model Standard 22"     | RM-IISA-2-1   | \$1,199 |
| Jumbo Tugas Berat 22"  | RM-IISA-3-1   | \$1,299 |
| Varian Dupleks 22"     | RM-IISA-4-1   | \$1,399 |
| Varian Boleh Lipat 22" | RM-IISA-5-1   | \$1,499 |
| Model Standard 26"     | RM-IISA-6-1   | \$1,599 |
| Jumbo Tugas Berat 26"  | RM-IISA-7-1   | \$1,699 |



## Iron Intern Hydra Dua Lengan

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

HARGA **\$1,699 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN | HARGA   |
|--------------------------|---------------|---------|
| Model Hydra Standard 22" | RM-IIHDA-1-1  | \$1,699 |
| Jumbo Tugas Berat 22"    | RM-IIHDA-2-1  | \$1,799 |
| Jumbo Tugas Berat 26"    | RM-IIHDA-3-1  | \$1,999 |





## Kit Retraktor Pencengkam Rusuk Stieber

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

HARGA **\$4,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI                           | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | Platform Tengah Lees                | Menghubungkan palang utama kepada sambungan khusus dua lengan Hydra Yoke                                                        |
| 1                                  | Lengan Berganda Hydra Yoke          | Menukar konfigurasi tiang tunggal menjadi rangka dua lengan yang tegar untuk akses bilateral                                    |
| 1                                  | Tiang Menegak dengan Nat Sayap      | Tiang sokongan tegak standard; mesti dipasang pada sebelah kiri meja                                                            |
| 1                                  | Tiang Menegak dengan Takuk V        | Tiang menegak dengan dua titik penambatan yang memberikan keseimbangan rangka dan kestabilan ant putaran                        |
| 1                                  | Palang Mendatar Dua Bahagian        | Palang melintang mendatar tugas berat yang dikunci merentasi kawasan dada atas/abdomen                                          |
| 2                                  | Pengapit Rel 3/D Swinger Beralur    | Mengunci tiang sokongan menegak dengan kukuh terus pada rel katil pembedahan                                                    |
| 1                                  | Platform Kecil Stieber (Kiri)       | Perumah ratchet yang memandu bilah retraktor sebelah kiri ke hadapan atau ke belakang                                           |
| 1                                  | Platform Kecil Stieber (Kanan)      | Perumah ratchet yang memandu bilah retraktor sebelah kanan ke hadapan atau ke belakang                                          |
| 1                                  | Platform Besar Stieber (Kiri)       | Sayap anatomi luar yang memberikan daya tuil struktur pada medan pembedahan sebelah kiri                                        |
| 1                                  | Platform Besar Stieber (Kanan)      | Sayap anatomi luar yang memberikan daya tuil struktur pada medan pembedahan sebelah kanan                                       |
| 2                                  | Pemegang Pemutar Stieber            | Pemegang pemacu yang boleh disisipkan untuk menggerakkan bilah ber ratchet ke hadapan atau menariknya ke belakang secara manual |
| 1                                  | Jarum Stieber                       | Alat pin pelarasan khusus untuk mengunci pemasangan platform dengan kukuh atau melonggarkannya                                  |
| 2                                  | Bilah Ber ratchet Stieber (Saiz 4A) | Bilah struktur tugas berat berkedalaman sederhana (dibekalkan dengan pemegang Jenis A atau Jenis B)                             |
| 2                                  | Bilah Ber ratchet Stieber (Saiz 5A) | Bilah struktur tugas berat berprofil dalam (dibekalkan dengan pemegang Jenis A atau Jenis B)                                    |
| 1                                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Bekas standard tugas berat untuk pengangkutan dan penyimpanan                                                                   |
| Jenis Sambungan Mekanikal          | Varian Pemegang Bilah               | Butiran Julat Pergerakan                                                                                                        |
| Konfigurasi Pin Tetap / Kekal      | Pemegang Jenis A                    | Mengehadkan putaran bilah pada satu satah rata sahaja                                                                           |
| Hujung Beralur / Boleh Tukar Ganti | Pemegang Jenis B                    | Membolehkan putaran penuh pada berbilang satah; sesuai untuk mengangkat pinggir kosta yang sukar diangkat                       |





### Retraktor Alar

SKU **RM-AR-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                               | HARGA |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Retraktor Alar           | Panjang keseluruhan 15 cm, bilah 22 x 13 mm | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran    | \$29  |



### Retraktor Mastoid Allport

SKU **RM-AMR-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                  | HARGA |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Mastoid Allport | Panjang keseluruhan 10.2 cm, cangkuk tajam 4x4 | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran       | \$59  |



### Retraktor Bibir Atas Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                                        | HARGA |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Bibir Atas Arnett Le Fort | Instrumen maksilofasial untuk pendedahan melalui retraksi bibir atas | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                             | \$49  |



## Retraktor Hidung Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                               | HARGA |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Aufricht Daniel | Panjang keseluruhan 11 cm, bilah 50 x 10 mm | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran    | \$29  |



## Retraktor Hidung Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|--------------------------|----------------|-------|
| Tanpa sedutan (standard) | RM-ANR-6IN-1-1 | \$59  |
| Dengan tiub sedutan      | RM-ANR-6IN-1-2 | \$199 |



## Retraktor Hidung Aufricht - Gentian Optik

SKU **RM-ANR-FO-1**

HARGA **\$149 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                  | DIMENSI / PENERANGAN                                       |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Hidung Aufricht - Gentian Optik | Panjang 6 ¼" (15.9 cm), bilah cekung 7.0 mm, berkas cahaya |
| 1        | Penyesuai Pandu Cahaya Universal          | Serasi dengan kabel gentian optik standard bilik bedah     |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                  | Pembungkusan standard untuk pengangkutan                   |



### Retraktor Hidung Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                                     | HARGA |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Aufricht Walter | Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah dua hujung berukuran 42 x 7 mm | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran                          | \$69  |



### Retraktor Tisu dan Pipi Austin

SKU **RM-ATCR-1**

HARGA **\$45 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                  | HARGA |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu dan Pipi Austin | Retraktor intraoral bersudut tegak yang kompak | \$45  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Pembungkusan individu untuk penghantaran       | \$45  |



### Retraktor Leher Kondilus Awty

SKU **RM-ACNR-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                        | HARGA |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Leher Kondilus Awty | Panjang keseluruhan 22 cm, bilah kondilus melengkung | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran             | \$59  |



### Retraktor Hidung Barsky

SKU **RM-BNR-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                            | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Barsky  | Panjang 3 ¾" (9.5 cm), bilah 10 x 55 mm  | \$64  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk pengangkutan | \$64  |



### Retraktor Intraoral Takuk Sigmoid Bauer

SKU **RM-BSNIOR-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| Tanpa Pandu Cahaya (Kiri atau Kanan)                | RM-BSNIOR-1-1 | \$79  |
| Dengan Pandu Cahaya Gentian Optik (Kiri atau Kanan) | RM-BSNIOR-1-2 | \$149 |



### Retraktor Endaural Bellucci

SKU **RM-BER-1**

HARGA **\$174 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| Bilah Padu dengan 2 Gigi Tumpul | RM-BER-1-1    | \$174 |
| Bilah Padu dengan 2 Gigi Tajam  | RM-BER-1-2    | \$174 |



## Retraktor Bibir dan Pipi Bishop

SKU **RM-BLCR-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                            | HARGA |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Bibir dan Pipi Bishop | Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah pada kedua-dua hujung berukuran 27 mm | \$24  |
| Sarung / Kotak Pelindung        | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                 | \$24  |



## Retraktor Trakea Bose

SKU **RM-BOTR-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| Orientasi Kiri  | RM-BOTR-1-1   | \$29  |
| Orientasi Kanan | RM-BOTR-1-2   | \$29  |



## Retraktor Trakea Bose Jenis Spring

SKU **RM-BTR-ST-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN                                                     | HARGA |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Trakea Bose Jenis Spring | Panjang keseluruhan 7 cm, bilah melengkung dengan tindakan spring | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak           | Pembungkusan individu untuk penghantaran                          | \$59  |



### Retraktor Saluran Mandibula Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

HARGA **\$44 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 18 cm          | RM-BMCR-1-1   | \$44  |
| 22.5 cm        | RM-BMCR-1-2   | \$49  |



### Retraktor Hidung Dua Hujung Cerkes

SKU **RM-CDENR-1**

HARGA **\$69 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------|---------------|-------|
| Kecil (10×7 mm & 15×7 mm)  | RM-CDENR-1-1  | \$69  |
| Besar (30×8 mm & 35×10 mm) | RM-CDENR-1-2  | \$74  |



### Retraktor Hidung Cerkes dengan Pemberat - Retraktor Kolumela Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                 | SKU / BUTIRAN                                                 | HARGA |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kolumela Berpemberat Cerkes / Gruber | Bilah cangkuk berkontur dengan pemberat sfera yang ditentukan | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak                       | Pembungkusan individu untuk penghantaran                      | \$79  |



## Retraktor Gabungan Luka dan Pipi

SKU **RM-CWCR-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                  | HARGA |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Gabungan Luka dan Pipi | Retraktor mulut dan luka dengan dua hujung — 1 | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1   | \$69  |



## Retraktor Kondil

SKU **RM-CONDR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 8 mm x 27 mm   | RM-CONDR-1-1  | \$44  |
| 10 mm x 44 mm  | RM-CONDR-1-2  | \$49  |



## Retraktor Alar Converse Dua Hujung

SKU **RM-CARDE-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------|---------------|-------|
| Bukaan Selebar 10 mm | RM-CARDE-1-1  | \$49  |
| Bukaan Selebar 14 mm | RM-CARDE-1-2  | \$54  |



## Retraktor Hidung Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------|---------------|-------|
| Tanpa Lampu Gentian Optik  | RM-CNR-45-1-1 | \$69  |
| Dengan Lampu Gentian Optik | RM-CNR-45-1-2 | \$209 |



## Retraktor Hidung Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

HARGA **\$14 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|----------------|-----------------|-------|
| 10 mm x 16 mm  | RM-CNR-10CM-1-1 | \$14  |
| 12 mm x 30 mm  | RM-CNR-10CM-1-2 | \$19  |
| 12 mm x 40 mm  | RM-CNR-10CM-1-3 | \$24  |
| 12 mm x 50 mm  | RM-CNR-10CM-1-4 | \$29  |



## Retraktor / Cangkuk Ala Hidung Cottle

SKU **RM-CANR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bebola di Sebelah Kiri — panjang 14.0 cm, lebar 10 mm, cabang bebola di sebelah kiri   | RM-CANR-1-1   | \$44  |
| Bebola di Sebelah Kanan — panjang 14.0 cm, lebar 10 mm, cabang bebola di sebelah kanan | RM-CANR-1-2   | \$44  |



## Retraktor Hidung Cottle - 4 Cangkuk Tumpul

SKU **RM-CNR4BP-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN                                                    | HARGA |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Cottle - 4 Cangkuk Tumpul | Panjang 6" (15.0 cm), pencakar selebar 10.0 mm, 4 cangkuk tumpul | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak                   | Pembungkusan individu untuk penghantaran                         | \$44  |



## Retraktor Cangkuk Cottle 2 Cabang

SKU **RM-CRH2P-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| Cabang Berhujung Bebola — panjang 6 ¾", lebar 12 mm | RM-CRH2P-1-1  | \$49  |
| Cabang Berhujung Tajam — panjang 6 ¾", lebar 12 mm  | RM-CRH2P-1-2  | \$49  |



## Retraktor Pipi Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                             | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pipi Cronin    | Panjang keseluruhan 16 cm, bilah melengkung selebar 19 mm | \$24  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                  | \$24  |



## Retraktor Bibir & Lubang Hidung Cronin

SKU **RM-CLNR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                             | HARGA |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Bibir & Lubang Hidung Cronin | Panjang keseluruhan 6" (15.2 cm), lebar 14 mm, dua hujung | \$49  |
| Sarung / Kotak Pelindung               | Pembungkusan individu untuk penghantaran                  | \$49  |



## Retraktor Saluran Mandibula Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------|---------------|-------|
| Melengkung ke Kiri — 23 cm  | RM-DMCR-1-1   | \$49  |
| Melengkung ke Kanan — 23 cm | RM-DMCR-1-2   | \$49  |



## Retraktor Lateral Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                       | HARGA |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Lateral Dunn Dautrey | Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah lateral bersudut | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Pembungkusan individu untuk penghantaran            | \$29  |



## Retraktor Fisch Bersendi

SKU **RM-FRWJ-1**

HARGA **\$109 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| 2 gigi di kanan / plat bergerigi di kiri — 17 cm | RM-FRWJ-1-1   | \$109 |
| 2 gigi di kiri / plat bergerigi di kanan — 17 cm | RM-FRWJ-1-2   | \$109 |



## Retraktor Berleher Fleksibel

SKU **RM-FNR-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| Konfigurasi 2 Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-FNR-1-1    | \$29  |
| Konfigurasi 3 Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-FNR-1-2    | \$34  |
| Konfigurasi 4 Cangkuk — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-FNR-1-3    | \$39  |



## Retraktor Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Konfigurasi Standard — Panjang 17 cm, hujung bebola 5 x 10 mm, keluli tahan karat   | RM-FMR-17-1-1 | \$44  |
| Konfigurasi Berpenebat — Panjang 17 cm, hujung bebola 5 x 10 mm, salutan dielektrik | RM-FMR-17-1-2 | \$54  |



## Retraktor Sedutan Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

HARGA **\$209 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 14 cm — Retraktor Sedutan                                                                                          | RM-GTSR-1-1   | \$194 |
| 18 cm — Retraktor Sedutan — Standard                                                                               | RM-GTSR-1-2   | \$209 |
| Konfigurasi Dwi Sedutan & Gentian Optik — Retraktor dengan hujung 3 lubang, salur sedutan dan berkas gentian optik | RM-GTSR-1-3   | \$209 |



## Retraktor Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

HARGA **\$84 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                 | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Susunan Cangkuk 3x3 — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-GJR-115-1-1 | \$84  |
| Susunan Cangkuk 4x4 — Hujung Tajam atau Tumpul | RM-GJR-115-1-2 | \$89  |



## Retraktor Uvula Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

HARGA **\$34 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| 6 1/4 in (15.9 cm)                         | RM-GUR-18-1-1 | \$26  |
| 7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, bilah 15 mm | RM-GUR-18-1-2 | \$34  |



## Retraktor Tiroid Green

SKU **RM-GTR-223-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                           | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tiroid Green   | Panjang keseluruhan 22.3 cm, bilah gelung dawai terbuka melengkung, pemegang cincin — 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1                                            | \$44  |



## Retraktor Rinoplasti Gruber

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                              | HARGA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Rinoplasti Gruber | Susunan cangkuk berkembar selebar 10 mm, pemegang rata — 1 | \$89  |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1               | \$89  |



## Retraktor Pipi Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                           | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pipi Hajek     | Panjang keseluruhan 17.5 cm, bilah pipi atraumatik, gengaman selesa — 1 | \$24  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran individu — 1                                  | \$24  |



### Retraktor Koronoid Hargis dengan Rantai

SKU **RM-HCRWC-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                  | DIMENSI / PENERANGAN                                             |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Koronoid Hargis | Panjang keseluruhan 19 cm, bilah koronoid bertakuk — 1           |
| 1        | Rantai Retraksi Bersepadu | Rantai pautan keluli tahan karat tahan lasak sepanjang 20 cm — 1 |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung  | Pembungkusan penghantaran individu — 1                           |



### Retraktor Badan Mandibula Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                       | HARGA |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Badan Mandibula Hargis | Panjang keseluruhan 17 cm, hujung cangkuk 13 mm — 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran — 1        | \$44  |



### Retraktor Ramus Medial Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------|---------------|-------|
| Menghadap Kiri — 7 ¾" (19.7 cm)  | RM-HMRR-1-1   | \$59  |
| Menghadap Kanan — 7 ¾" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-2   | \$59  |



## Retraktor Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

HARGA **\$109 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Helms          | Panjang keseluruhan 11 cm, 2 cangkuk tumpul yang licin, pengunci skru | \$109 |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                              | \$109 |



## Retraktor Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| 17 cm (kira-kira 6.7") — Bilah Tumpul Saiz 2 | RM-HNHR-1-1   | \$44  |
| 20 cm (kira-kira 7.9") — Bilah Tumpul Saiz 2 | RM-HNHR-1-2   | \$49  |




## Retraktor Endaural Henner

SKU **RM-HER-475-1**

HARGA **\$189 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|--------------------------------|----------------|-------|
| 4 1/2 in (11.4 cm)             | RM-HER-475-1-1 | \$179 |
| 4 3/4 in (12.06 cm) — Standard | RM-HER-475-1-2 | \$189 |



## Retraktor Pegang Tangan House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN                                                                  | HARGA |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pegang Tangan House | Panjang 6" (15.24 cm), bilah pada kedua-dua hujung berukuran 5x16 mm & 9x25 mm | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak      | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                       | \$69  |



## Retraktor Trakea Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                          | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Trakea Jackson | Panjang keseluruhan 14 cm, hujung tajam bersudut 8.0 mm, pemegang rata | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                               | \$29  |



## Retraktor Trakea Jackson Dua Hujung

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                                            | HARGA |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Trakea Jackson Dua Hujung | Panjang keseluruhan 17 cm, bilah dua hujung yang langsing dan melengkung | \$39  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Pembungkusan penghantaran individu                                       | \$39  |



### Retraktor Mastoid Jansen

SKU **RM-JMR-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 3"             | RM-JMR-1-1    | \$69  |
| 3 ¼"           | RM-JMR-1-2    | \$74  |
| 3 ½"           | RM-JMR-1-3    | \$79  |
| 4"             | RM-JMR-1-4    | \$84  |
| 4 ¼"           | RM-JMR-1-5    | \$89  |
| 4 ½"           | RM-JMR-1-6    | \$94  |



### Retraktor Kekal Sendiri Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                                                       | HARGA |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kekal Sendiri Jolls Friedman | Dimensi / Butiran: Panjang 6" (15.24 cm), rahang melengkung berfenestra, kunci skru | \$94  |
| Sarung / Kotak Pelindung               | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk pengangkutan                         | \$94  |



### Retraktor Tisu Lembut Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                                                                          | HARGA |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Lembut Kreidler | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 21 cm, bilah lebar berukuran 5 x 20 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                         | \$44  |



## Retraktor Tiroid Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                                                 | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tiroid Lahey   | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 20.3 cm (8"), bilah bersudut tepat 25 mm dengan bibir penahan · Kuantiti Disertakan: 1 | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                                          | \$49  |



## Retraktor Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                                                               | HARGA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Levasseur Merrill | Dimensi / Butiran: panjang keseluruhan 25 cm, bilah beralur osteotomi 12.5 / 27 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                        | \$69  |




## Retraktor Gentian Optik Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-FO-1**

HARGA **\$139 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                  | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Gentian Optik Levasseur Merrill | Dimensi / Butiran: Panjang 25 cm, bilah 12.5 / 27 mm, berkas cahaya gentian optik · Kuantiti Disertakan: 1 |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal          | Dimensi / Butiran: Disambungkan kepada kabel cahaya standard bilik bedah · Kuantiti Disertakan: 1          |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                  | Dimensi / Butiran: Pembungkusan standard untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                       |



### Retraktor Bibir dan Pipi

SKU **RM-LCR-26-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                                     | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Bibir dan Pipi | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 26 cm, bilah melengkung atraumatik, pemegang rata · Kuantiti Disertakan: 1 | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                                    | \$49  |



### Retraktor Uvula Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 17 cm          | RM-LUR-1-1    | \$44  |
| 25 cm          | RM-LUR-1-2    | \$49  |



### Retraktor Uvula Love

SKU **RM-LUR-17-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| Bilah selebar 18 mm | RM-LUR-17-1-1 | \$59  |
| Bilah selebar 20 mm | RM-LUR-17-1-2 | \$64  |



## Retraktor Trakea Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 10 cm          | RM-LSTR-1-1   | \$24  |
| 13 cm          | RM-LSTR-1-2   | \$29  |
| 14 cm          | RM-LSTR-1-3   | \$34  |



## Retraktor Trakea Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                                    | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Trakea Lukens  | Dimensi / Butiran: panjang 6 3/4" (17.1 cm), dua bilah melengkung 10 mm & bersudut 7 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                             | \$79  |



## Retraktor Saluran Mandibula

SKU **RM-MCR-17-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                                                        | HARGA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Saluran Mandibula | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 17 cm, bilah bersaluran selebar 8 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                 | \$29  |



## Retraktor Pipi dan Bibir Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

HARGA **\$24 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------|---------------|-------|
| 10 cm              | RM-MSCLR-1-1  | \$24  |
| 4 ½ inches / 11 cm | RM-MSCLR-1-2  | \$29  |




## Retraktor Tiroid McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

HARGA **\$49 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| Standard — 7.5 in, bilah 16x10 mm | RM-MTR-19-1-1 | \$49  |



## Retraktor Antrum McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

HARGA **\$99 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------|----------------|-------|
| Standard — 6 5/8 in | RM-MAR-658-1-1 | \$99  |



## Retraktor Ramus Medial & Tepi Orbita

SKU **RM-MRORR-29-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN                                                                                                         | HARGA |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Ramus Medial & Tepi Orbita | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 29 cm, bilah kraniofasial melengkung mengikut anatomi · Kuantiti Disertakan: 1 | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak             | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                                  | \$49  |



## Retraktor Ramus Medial

SKU **RM-MRR-195-1**

HARGA **\$99 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Varian Model Kiri        | Panjang Keseluruhan: 19.5 cm · Peranan Klinikal Utama: Perlindungan tisu lembut medial dalam osteotomi belahan sagital sebelah kiri · Harga (USD): \$99.00  |
| 1        | Varian Model Kanan       | Panjang Keseluruhan: 19.5 cm · Peranan Klinikal Utama: Perlindungan tisu lembut medial dalam osteotomi belahan sagital sebelah kanan · Harga (USD): \$99.00 |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak | Panjang Keseluruhan: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Peranan Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                 |



## Retraktor Millard Cottle dengan Cincin Jari

SKU **RM-MCRFR-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                              | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Millard Cottle dengan Cincin Jari | Panjang 5.5 cm, bilah tajam 2 cabang berukuran 5 x 12 mm, cincin jari | \$24  |
| Sarung Pelindung / Kotak                    | Pembungkusan individu untuk penghantaran                              | \$24  |



## Retraktor Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| Reka Bentuk Standard (Tanpa Sedutan) | RM-MNR-55-1-1 | \$39  |
| Dengan Tiub Sedutan                  | RM-MNR-55-1-2 | \$49  |



## Retraktor Pilar Anterior Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pilar Anterior Mollison | Panjang keseluruhan 22 cm, dua bilah ramping 10 mm, pemegang bersudut | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak          | Pembungkusan penghantaran individu                                    | \$44  |



## Retraktor Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Mollison       | Panjang keseluruhan 15.5 cm, jejari tajam 4x4, kunci ratchet | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                     | \$99  |



## Retraktor Mukoperiosteal

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                   | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Mukoperiosteal | Retraktor intraoral pegang tangan, bilah melengkung yang tidak mencederakan tisu, pemegang rata | \$54  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                                                        | \$54  |



## Retraktor Kulit Hidung

SKU **RM-NSR-6IN-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                      | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kulit Hidung   | Panjang keseluruhan 6" (15 cm), bilah melengkung selebar 16 mm, pemegang ergonomik | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                           | \$44  |




## Retraktor Pisau dan Pemandu Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| Kecil — 6 3/4 in    | RM-NKGR-1-1   | \$39  |
| Standard — 7 3/4 in | RM-NKGR-1-2   | \$44  |



## Retraktor Alveolar Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                 | HARGA |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Alveolar Obwegeser | Panjang keseluruhan 22 cm, bilah alveolar melengkung bertakuk | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                      | \$49  |



## Retraktor Daggu Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Daggu Obwegeser | Panjang keseluruhan 16 cm, bilah daggu berbentuk pelana melengkung | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$44  |



## Retraktor Mandibula Beralur Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| Saiz Alur 8 mm  | RM-OMCR-1-1   | \$44  |
| Saiz Alur 10 mm | RM-OMCR-1-2   | \$49  |




### Retraktor Tepi Mandibula Obwegeser

SKU **RM-OMRR-20-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN                                              | HARGA |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tepi Mandibula Obwegeser | Panjang keseluruhan 20 cm, bilah tepi mandibula melengkung | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak           | Pembungkusan individu untuk penghantaran                   | \$49  |




### Retraktor Spina Nasal Obwegeser

SKU **RM-ONSR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                         | HARGA |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Spina Nasal Obwegeser | Panjang keseluruhan 22 cm, bilah spina nasal bertakuk | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk pengangkutan              | \$49  |



### Retraktor Ramus Obwegeser

SKU **RM-ORR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Ramus Obwegeser | Panjang keseluruhan 22 cm, bilah ramus melengkung mengikut anatomi | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$49  |




## Retraktor Tisu Lembut Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                            | HARGA |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Lembut Obwegeser | Panjang keseluruhan 8 ¾" (22.2 cm)       | \$39  |
| Sarung / Kotak Pelindung        | Pembungkusan individu untuk pengangkutan | \$39  |



## Retraktor Pipi Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                        | HARGA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pipi Orringer  | Panjang 4" (10.16 cm), lebar 3" (8 cm), dawai spring penahan sendiri | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                             | \$49  |




## Retraktor Pegangan Kendiri Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                 | SKU / BUTIRAN                                                                           | HARGA |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pegangan Kendiri Paparella-Weitlaner | Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), serampang 2x2 (13 mm), bukaan 33 mm, pengunci ratchet | \$89  |
| Sarung / Kotak Pelindung                       | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                | \$89  |



## Retraktor Pterigoid Intraoral Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                              | HARGA |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pterigoid Intraoral Petri | Panjang keseluruhan 23 cm, bilah pterigoid selebar 25.5 mm | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Pembungkusan individu untuk penghantaran                   | \$79  |



## Retraktor Pterigoid Intraoral Petri dengan Gentian Optik

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

HARGA **\$149 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Pterigoid Intraoral Petri dengan Gentian Optik | Panjang 23 cm, bilah selebar 25.5 mm, berkas cahaya gentian optik |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal                         | Disambungkan kepada kabel cahaya bilik bedah standard             |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                                 | Pembungkusan penghantaran standard                                |



## Retraktor Pinggir Piriform

SKU **RM-PRR-17-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 17 cm                     | RM-PRR-17-1-1 | \$44  |
| Standard — 18.5 cm, bilah 45×7 mm | RM-PRR-17-1-2 | \$49  |



## Retraktor Pegangan Kendiri Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

HARGA **\$109 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                        | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Reka Bentuk Standard Boleh Tanggal — 4", 5" (kira-kira 11 cm), cangkuk halus separa tajam, bilah padu Kiri atau Kanan | RM-PSRR-109-1-1 | \$109 |
| Reka Bentuk Cangkuk Sangat Halus 2:2 — 11 cm atau 13 cm, susunan cangkuk sangat halus asimetri 2x2                    | RM-PSRR-109-1-2 | \$109 |
| Reka Bentuk Asimetri 3 Cangkuk Kiri — 13 cm, 3 cangkuk separa tajam di kiri dengan bilah licin di kanan               | RM-PSRR-109-1-3 | \$109 |



## Retraktor Ramus

SKU **RM-RR-MAX-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 17 cm, bilah 11/15x70 mm | RM-RR-MAX-1-1 | \$59  |
| Standard — 22 cm, bilah 11x70 mm | RM-RR-MAX-1-2 | \$69  |
| Besar — 22 cm, bilah 12/22x70 mm | RM-RR-MAX-1-3 | \$79  |



## Retraktor Kondil Reich

SKU **RM-RCR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| Panjang Keseluruhan 18 cm — profil 80° atau 110° | RM-RCR-1-1    | \$49  |
| Panjang Keseluruhan 19 cm — profil 80° atau 110° | RM-RCR-1-2    | \$59  |



## Retraktor Batang Hidung Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                                  | HARGA |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Batang Hidung Sailer | Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah melengkung 15-20 mm x 50 mm | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Pembungkusan individu untuk penghantaran                       | \$49  |



## Retraktor Spina Nasal Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                               | HARGA |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Spina Nasal Sailer | Retraktor pegang tangan dengan bilah spina nasal bertakuk dan pemegang rata | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                    | \$49  |



## Retraktor Tisu Lembut Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-----------------------------------------|----------------|-------|
| Kecil — 15 cm, bilah 7x25 mm            | RM-SSTR-15-1-1 | \$39  |
| Standard — 15 cm, bilah 10x35 mm        | RM-SSTR-15-1-2 | \$44  |
| Sederhana Besar — 15 cm, bilah 12x55 mm | RM-SSTR-15-1-3 | \$49  |
| Besar — 15 cm, bilah 14x70 mm           | RM-SSTR-15-1-4 | \$54  |
| Ekstra Besar — 15 cm, bilah 16x80 mm    | RM-SSTR-15-1-5 | \$59  |



## Retraktor Leher Kondil Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                             | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Model Sisi Kanan — panjang 22.5 cm, bilah leher kondil melengkung ke kanan | RM-SCNR-225-1-1 | \$49  |
| Model Sisi Kiri — panjang 22.5 cm, bilah leher kondil melengkung ke kiri   | RM-SCNR-225-1-2 | \$49  |



## Retraktor Tepi Mandibula Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN                                              | HARGA |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tepi Mandibula Salzburg | Panjang keseluruhan 23 cm, bilah tepi mandibula melengkung | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak          | Pembungkusan individu untuk penghantaran                   | \$49  |



## Retraktor Tisu Lembut Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                              | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Varian 13 cm — Bilah licin pada satu hujung | RM-SSTR-1-1   | \$44  |
| Varian 14 cm — Bilah licin pada satu hujung | RM-SSTR-1-2   | \$49  |



## Retraktor Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

HARGA **\$114 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 2 Gigi (Susunan 2:2) — panjang 13 cm, cangkuk separa tajam 2:2, boleh tanggal | RM-SFR-13-1-1 | \$114 |
| 3 Gigi (Susunan 3:3) — panjang 13 cm, cangkuk separa tajam 3:3, boleh tanggal | RM-SFR-13-1-2 | \$124 |




## Retraktor Shea dengan Pandu Cahaya Gentian Optik

SKU **RM-SRFOG-22-1**

HARGA **\$139 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Shea dengan Pandu Cahaya Gentian Optik | Panjang 22 cm, bilah selebar 14.5 mm, berkas gentian cahaya bersepadu |
| 1        | Penyesuai Kabel Lampu Universal                  | Disambungkan kepada kabel gentian optik bilik bedah standard          |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                         | Pembungkusan penghantaran standard                                    |



## Retraktor Hidung Sheen Bersudut

SKU **RM-SNRA-65-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Sheen Bersudut | Panjang keseluruhan 6 ½" (165 mm), bilah pejal 10 mm, rangka bersudut | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                              | \$49  |



## Retraktor Takuk Sigmoid

SKU **RM-SNR-22-1**

HARGA **\$64 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                  | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Takuk Sigmoid  | Panjang keseluruhan 22 cm, bilah cekung 9.5 / 16 mm, hujung bengkok sepenuhnya | \$64  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                       | \$64  |




## Retraktor Takuk Sigmoid dengan Pandu Gentian Optik

SKU **RM-SNRF0G-22-1**

HARGA **\$139 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                           | DIMENSI / PENERANGAN                                         |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Takuk Sigmoid dengan Pandu Gentian Optik | Panjang 22 cm, bilah 9.5 / 16 mm, saluran gentian optik      |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal                   | Disambungkan kepada kabel gentian optik bilik bedah standard |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                           | Pembungkusan penghantaran standard                           |



## Retraktor Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                              | HARGA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Sistrunk       | Panjang keseluruhan 15.3 cm, bilah dua hujung 3/8" (9.5 mm), pemegang rata | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                   | \$49  |



## Retraktor Endaural Swatahan Snitman

SKU **RM-SSER-108-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Endaural Swatahan Snitman | Panjang keseluruhan 10.8 cm, serampang tajam 3x3, pengunci ratchet | \$99  |
| Sarung / Kotak Pelindung            | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$99  |



## Retraktor Dua Hujung Sternberg

SKU **RM-SDER-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Asas 14 cm — Hujung dawai berbentuk U yang menghadap arah bertentangan           | RM-SDER-1-1   | \$24  |
| Jangkauan Jauh 37 cm — Hujung dawai berbentuk U yang menghadap arah bertentangan | RM-SDER-1-2   | \$34  |



## Retraktor Hidung dengan Cincin Putar

SKU **RM-SRNR-11-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN                                                    | HARGA |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung dengan Cincin Putar | Panjang keseluruhan 11 cm, bilah selebar 8 mm, cincin putar 360° | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak             | Pembungkusan individu untuk penghantaran                         | \$59  |



## Retraktor Hidung Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                        | HARGA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Hidung Terry   | Panjang keseluruhan 6" (152 mm), bilah 5 x 46 mm, pemegang ergonomik | \$44  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                             | \$44  |



## Retraktor Pita Boleh Lentur Tessier

SKU **RM-TMRR-22-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                         | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Bilah Sempit — panjang 22 cm, spatula sempit boleh lentur — Eksplorasi lantai orbita, akses kantung medial, pembedahan kraniofasial pediatrik          | RM-TMRR-22-1-1 | \$44  |
| Bilah Sederhana — panjang 22 cm, spatula sederhana boleh lentur — Pendedahan standard pinggir orbita, osteotomi lengkung zigomatik dan maksila         | RM-TMRR-22-1-2 | \$44  |
| Bilah Lebar — panjang 22 cm, spatula lebar boleh lentur — Pengangkatan flap dahi yang luas, pendekatan koronal dan perlindungan bola mata              | RM-TMRR-22-1-3 | \$44  |
| Pakej Set Tiga — Gabungan Sempit, Sederhana & Lebar — Set dulang instrumen kraniofasial boleh lentur yang lengkap untuk semua laluan akses tulang muka | RM-TMRR-22-1-4 | \$94  |



## Cangkuk/Retraktor Trakea

SKU **RM-THR-6IN-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|------------------------------|----------------|-------|
| Standard — 6 in, 15.2 cm     | RM-THR-6IN-1-1 | \$29  |
| Besar — 7 in, 18 cm          | RM-THR-6IN-1-2 | \$34  |
| Ekstra Besar — 7.5 in, 19 cm | RM-THR-6IN-1-3 | \$39  |



### Retraktor Tisu Lembut Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN                                                    | HARGA |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Tisu Lembut Wassmund | Panjang keseluruhan 21 cm, bilah licin 33 x 20 mm, pemegang rata | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak       | Pembungkusan individu untuk penghantaran                         | \$49  |



### Retraktor Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------|---------------|-------|
| Retraktor Williger (3 Cangkuk) — 13 cm | RM-WLR-13-1-1 | \$79  |
| Retraktor Williger (4 Cangkuk) — 13 cm | RM-WLR-13-1-2 | \$89  |



### Retraktor Pegangan Kendiri Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Kompak (4", 4 ¼", 4 ½") — Lurus / Melengkung; serampang 2x2 atau 2x3                | RM-WWSRR-1-1  | \$44  |
| Sederhana (5 ½", 5.5", 6", 6 ½") — Lurus / Melengkung; serampang 2x3, 3x3, atau 3x4 | RM-WWSRR-1-2  | \$59  |
| Panjang (8", 9 ½", 10") — Lurus / Melengkung; serampang 3x3 atau 3x4                | RM-WWSRR-1-3  | \$79  |



## Retraktor FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

HARGA **\$4,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                  | DIMENSI / PENERANGAN                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Rangka Asas FK-WO TORS dengan Penyesuai                   | Pemasangan rangka struktur utama          |
| 1        | Penyesuai untuk Rangka Asas FK-WO TORS                    | Penyesuai sambungan pemasangan            |
| 1        | Penyesuai untuk Forsep Pencengkam Tumor atau Tiub Sedutan | Penyesuai pemasangan instrumen tambahan   |
| 1        | Klip Cahaya                                               | Sambungan kabel sisi                      |
| 2        | Retraktor Pipi                                            | Profil melengkung                         |
| 1        | Tiub Sedutan Asap                                         | 4.0 x 170 mm                              |
| 10 pcs   | Pelindung Gigi                                            | Bebas lateks, tidak boleh diautoklaf      |
| 1        | Bilah Mandibula                                           | 11 cm                                     |
| 1        | Bilah Larinks                                             | 17 cm, cekung                             |
| 1        | Bilah Lidah                                               | Melengkung                                |
| 1        | Bilah Lidah                                               | Melengkung, sisi kanan terbuka            |
| 1        | Bilah Lidah                                               | Melengkung, sisi kiri terbuka             |
| 1        | Bilah TORS mengikut reka bentuk Weinstein-O'Malley        | Profil TORS standard                      |
| 2        | Bilah TORS Kecil, Kiri                                    | Konfigurasi sisi kiri yang kompak         |
| 2        | Bilah TORS Kecil, Kanan                                   | Konfigurasi sisi kanan yang kompak        |
| 1        | Kotak Pensterilan                                         | Dulang yang dibentuk untuk set FK-WO TORS |





### Retraktor Cakar Beruang Anderson

SKU **RM-ABCR-1**

HARGA **\$49 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------|---------------|-------|
| 3 cakar tajam, 4 ¾" (12.1 cm) | RM-ABCR-1-1   | \$49  |
| 5 cakar tajam, 4 ¾" (12.1 cm) | RM-ABCR-1-2   | \$59  |



### Retraktor Menegangkan Wajah (Ritidektomi) Biggs

SKU **RM-BFLR-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                  | SKU / BUTIRAN                                    | HARGA |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Menegangkan Wajah (Ritidektomi) Biggs | Panjang 8" (20.3 cm), bilah berfenestrasi 5.2 cm | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak                        | Pembungkusan individu untuk penghantaran         | \$79  |



### Retraktor Pengangkatan Wajah Biggs, Dengan Gentian Optik

SKU **RM-BFLR-FO-1**

HARGA **\$99 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN                                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Pengangkatan Wajah Biggs, Dengan Gentian Optik | Panjang 9" (229 mm), bilah 52 mm, berkas gentian optik |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal                         | Serasi dengan penyambung Storz, Olympus, Wolf, ACMI    |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                                 | Pembungkusan penghantaran standard                     |



### Retraktor Mamoplasti Biggs Sempit

SKU **RM-BMRN-1**

HARGA **\$89 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN                                      | HARGA |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Mamoplasti Biggs Sempit | Panjang 6" (15.2 cm), bilah melengkung sempit 3 cm | \$89  |
| Sarung Pelindung / Kotak          | Pembungkusan individu untuk penghantaran           | \$89  |



### Retraktor Mamoplasti Biggs standard

SKU **RM-BMRS-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                               | HARGA |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Retraktor Mamoplasti Biggs standard | Panjang 8" (20.3 cm), bilah selebar 50.0 mm | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Pembungkusan individu untuk pengangkutan    | \$69  |



### Retraktor Mamoplasti Biggs, Gentian Optik

SKU **RM-BMRFO-1**

HARGA **\$239 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                  | DIMENSI / PENERANGAN                                         |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Mamoplasti Biggs, Gentian Optik | Bilah berfenestrasi 50 mm, pemandu cahaya, tiub sedutan      |
| 1        | Penyambung Kabel Cahaya Universal         | Disambungkan kepada kabel gentian optik standard bilik bedah |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                  | Pembungkusan penghantaran standard                           |



### Retraktor Jari Blair

SKU **RM-BFR-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------|---------------|-------|
| 4 Cangkuk Berujung Tumpul | RM-BFR-1-1    | \$94  |
| 4 Cangkuk Berujung Tajam  | RM-BFR-1-2    | \$94  |



### Retraktor Payudara Engler

SKU **RM-BER-OPT-1**

HARGA **\$139 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                          | DIMENSI / PENERANGAN                                   |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Payudara Engler         | Bilah 65 x 12 mm dengan berkas gentian optik bersepadu |
| 1        | Penyambung Kabel Cahaya Universal | Disambungkan kepada kabel cahaya standard bilik bedah  |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak          | Pembungkusan penghantaran standard                     |



### Retraktor Orbital Clodius

SKU **RM-COR-1**

HARGA **\$24 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                         | HARGA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Orbital Clodius | Retraktor periorbital dan blefaroplasti pegang tangan | \$24  |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran              | \$24  |





## Retraktor Pengangkatan Kening Koronal

SKU **RM-CBLR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN                                                | HARGA |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pengangkatan Kening Koronal | Panjang 7 ¼" (18.4 cm), kepala bergigi 70.0 mm, 7 gigi tajam | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak              | Pembungkusan individu untuk penghantaran                     | \$49  |



## Retraktor Kulit dan Tisu Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                   | HARGA |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kulit dan Tisu Curtin | Panjang keseluruhan 14 cm, kepala selebar 15.0 mm, 6 gigi tajam | \$49  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk penghantaran                        | \$49  |



## Retraktor Saraf Dahi Endoskopik Daniel

SKU **RM-DEFNR-1**

HARGA **\$54 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                            | HARGA |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Saraf Dahi Endoskopik Daniel | Jangkauan 9 ¾" (17 cm), profil hujung melengkung ke kiri | \$54  |
| Sarung / Kotak Pelindung               | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                 | \$54  |



## Retraktor Kelopak Mata Desmarres

SKU **RM-DER-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Konfigurasi Standard — Panjang 5 ½" (14 cm), bilah keluli tahan karat berbentuk pelana — Retraksi kelopak mata dan perlindungan bola mata secara rutin | RM-DER-1-1    | \$49  |
| Konfigurasi Berpenebat — Panjang 5 ½" (14 cm), salutan polimer dielektrik — Keselamatan elektrosurgeri semasa kauteri dan pemotongan frekuensi radio   | RM-DER-1-2    | \$79  |



## Retraktor Endo-Plastic EMORY

SKU **RM-EEPR-1**

HARGA **\$309 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                 | HARGA |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Endo-Plastic EMORY | Panjang 10" (254 mm), hujung 1" (25.4 mm), saluran skop 10 mm | \$309 |
| Sarung Pelindung / Kotak     | Pembungkusan individu untuk penghantaran                      | \$309 |





## Retraktor Payudara Epstein

SKU **RM-EBR-1**

HARGA **\$244 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------|---------------|-------|
| 90 x 27 mm (P x L)  | RM-EBR-1-1    | \$204 |
| 110 x 27 mm (P x L) | RM-EBR-1-2    | \$214 |
| 140 x 27 mm (P x L) | RM-EBR-1-3    | \$224 |
| 150 x 25 mm (P x L) | RM-EBR-1-4    | \$234 |
| 150 x 30 mm (P x L) | RM-EBR-1-5    | \$244 |
| 150 x 36 mm (P x L) | RM-EBR-1-6    | \$254 |
| 160 x 27 mm (P x L) | RM-EBR-1-7    | \$264 |
| 180 x 25 mm (P x L) | RM-EBR-1-8    | \$274 |
| 190 x 36 mm (P x L) | RM-EBR-1-9    | \$284 |
| 220 x 27 mm (P x L) | RM-EBR-1-10   | \$294 |




## Retraktor pembesaran payudara Ferreira

SKU **RM-FBAR-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                         | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor pembesaran payudara Ferreira | Pemegang 5 1/8" (130 mm), bilah melengkung dan menirus 25 x 171 mm | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak               | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$99  |






## Retraktor Pembesaran Payudara Ferreira - Gentian Optik

SKU **RM-FBAR-FO-1**

HARGA **\$129 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                               | DIMENSI / PENERANGAN                                             |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Pembesaran Payudara Ferreira - Gentian Optik | Panjang 5 ½", bilah melengkung 25 x 171 mm, berkas gentian optik |
| 1        | Penyambung Kabel Cahaya Universal                      | Disambungkan kepada kabel cahaya standard bilik bedah            |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                               | Pembungkusan standard untuk penghantaran                         |



## Retraktor Pengangkatan Wajah Ferreira

SKU **RM-FFLR-1**

HARGA **\$49 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN                                                     | HARGA |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pengangkatan Wajah Ferreira | Panjang keseluruhan 4 ¼" (108 mm), bilah melengkung selebar 22 mm | \$49  |
| Sarung / Kotak Pelindung              | Pembungkusan individu untuk penghantaran                          | \$49  |



## Retraktor Pengangkatan Wajah Gentian Optik Ferreira

SKU **RM-FFOFLR-1**

HARGA **\$99 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                            | DIMENSI / PENERANGAN                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Pengangkatan Wajah Gentian Optik Ferreira | Panjang 4 ¼" (108 mm), bilah 22 mm, berkas gentian optik |
| 1        | Penyambung Kabel Cahaya Universal                   | Disambungkan kepada kabel cahaya standard bilik bedah    |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung                            | Pembungkusan standard untuk penghantaran                 |



## Retraktor Pengangkatan Wajah Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

HARGA **\$62 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN      | HARGA |
|---------------------------------------|--------------------|-------|
| 20 mm - 22 mm — Lurus                 | RM-FFLR-SERIES-1-1 | \$62  |
| 20 mm - 22 mm — Melengkung Sepenuhnya | RM-FFLR-SERIES-1-2 | \$64  |
| 35 mm - 36 mm — Lurus                 | RM-FFLR-SERIES-1-3 | \$66  |
| 35 mm - 36 mm — Melengkung Sepenuhnya | RM-FFLR-SERIES-1-4 | \$68  |
| 37 mm - 38 mm — Lurus                 | RM-FFLR-SERIES-1-5 | \$70  |
| 37 mm - 38 mm — Melengkung Sepenuhnya | RM-FFLR-SERIES-1-6 | \$72  |



## Retraktor Flap Freeman

SKU **RM-FFR-8-1**

HARGA **\$19 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------------|---------------|-------|
| Lebar ½" (12 mm) — Melengkung atau Lurus | RM-FFR-8-1-1  | \$19  |
| Lebar 1" (24 mm) — Melengkung atau Lurus | RM-FFR-8-1-2  | \$24  |



## Retraktor Flap Freeman dengan Pencahayaan Gention Optik

SKU **RM-FFR-FO-1**

HARGA **\$89 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bilah Lebar 13 mm — Panjang keseluruhan 8", bilah 13 mm, berkas gention optik | RM-FFR-FO-1-1 | \$89  |
| Bilah Lebar 25 mm — Panjang keseluruhan 8", bilah 25 mm, berkas gention optik | RM-FFR-FO-1-2 | \$94  |



### Retraktor Pencakar Mini Freeman

SKU **RM-FMRR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                  | HARGA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pencakar Mini Freeman | Panjang 4 ¾" (12.0 cm), kepala selebar 1", 4 cangkuk tajam — 1 | \$44  |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan penghantaran individu — 1                         | \$44  |



### Retraktor Pencakar Freeman

SKU **RM-FRR-7-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| Pencakar Lebar 22 mm — 7" (18 cm) | RM-FRR-7-1-1  | \$44  |
| Pencakar Lebar 38 mm — 7" (18 cm) | RM-FRR-7-1-2  | \$49  |



### Retraktor Gluteal Berbentuk L Gonzalez

SKU **RM-GGLR-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------|---------------|-------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGLR-1-1   | \$39  |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGLR-1-2   | \$44  |



### Retraktor Gluteal Gonzalez Berbentuk S

SKU **RM-GGSR-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------|---------------|-------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGSR-1-1   | \$39  |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGSR-1-2   | \$44  |



### Retraktor Pencakar Gorney

SKU **RM-GRR-3IN-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| 3 in (7.5 cm), lebar 38 mm — Standard | RM-GRR-3IN-1-1 | \$49  |
| 4 1/4 in (10.8 cm), lebar 38 mm       | RM-GRR-3IN-1-2 | \$59  |



### Retraktor Tangan Hayes

SKU **RM-HHR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------|---------------|-------|
| 5 1/4" (13.3 cm) | RM-HHR-1-1    | \$49  |
| 5 1/2" (14.0 cm) | RM-HHR-1-2    | \$59  |
| 6 1/4" (15.9 cm) | RM-HHR-1-3    | \$69  |



## Retraktor Distal Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

HARGA **\$349 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                       | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Varian Pendek 7.5 cm — 7.5 cm<br>(kira-kira 3.0")    | RM-HDR-1-1    | \$349 |
| Varian Panjang 15.0 cm — 15.0 cm<br>(kira-kira 6.0") | RM-HDR-1-2    | \$399 |



## Retraktor Proksimal Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

HARGA **\$499 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                                                      | HARGA |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Proksimal Hoyos | Panjang keseluruhan 20 cm,<br>pemegang bersepadu TC, bilah<br>proksimal melengkung | \$499 |
| Sarung / Kotak Pelindung  | Pembungkusan individu untuk<br>penghantaran                                        | \$499 |



## Retraktor Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

HARGA **\$499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                     |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Hoyos Remora           | Bilah melengkung bergerigi, berkas gentian optik bersepadu, tiub sedutan |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal | Disambungkan kepada sumber cahaya gentian optik standard di bilik bedah  |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung         | Pembungkusan pengangkutan standard                                       |



### Retraktor halus dua hujung Kasden

SKU **RM-KDEDR-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                    | SKU / BUTIRAN                                                                              | HARGA |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor halus dua hujung Kasden | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 6 ½" (16.5 cm), dua bilah halus, pemegang aluminium | \$29  |
| Sarung Pelindung / Kotak          | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu                                      | \$29  |



### Retraktor Berpenebat Dua Hujung Kawamoto

SKU **RM-KDEIR-1**

HARGA **\$34 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN                                                                             | HARGA |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Berpenebat Dua Hujung Kawamoto | Dimensi / Butiran: Panjang 6" (152 mm), bilah berpenebat berbentuk L berukuran 14 x 16 mm | \$34  |
| Sarung / Kotak Pelindung                 | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu                                     | \$34  |



### Retraktor Kantung Lakrimal Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

HARGA **\$39 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                            |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1 Gigi (Cangkuk Tunggal) | Lebar yang Tersedia: 5.0 mm · Batang & Hujung yang Tersedia: Tegar atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00             |
| 1        | 2 Gigi                   | Lebar yang Tersedia: 5.0 mm atau 6.0 mm · Batang & Hujung yang Tersedia: Tegar atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00 |
| 1        | 3 Gigi                   | Lebar yang Tersedia: 6.0 mm atau 8.0 mm · Batang & Hujung yang Tersedia: Tegar atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00 |
| 1        | 4 Gigi                   | Lebar yang Tersedia: 6.0 mm atau 8.0 mm · Batang & Hujung yang Tersedia: Tegar atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00 |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung | Lebar yang Tersedia: Pembungkusan Penghantaran Standard · Batang & Hujung yang Tersedia: — · Harga (USD): Termasuk                              |




## Retraktor Pegangan Kendiri Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                                                                                                                                                                                              | HARGA |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pegangan Kendiri Knapp | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 10 cm, lebar 26 mm, cangkuk 4x4 (Lurus/Bersudut, Tajam/Tumpul) · Fungsi Klinikal Utama: Pendedahan kantung lakrimal dan insisi mikro secara pegangan kendiri · Harga (USD): \$79.00 | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Dimensi / Butiran: Pembungkusan Penghantaran Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                                                                                   | \$79  |



## Pengembang Luka Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

HARGA **\$199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                              |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Bar Panduan Ratchet Bawah    | Rangka landasan tapak utama yang berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan tepi tisu          |
| 1        | Pendakap Lengan Gelongsor           | Komponen pendakap boleh gerak yang dilaraskan secara mendatar di sepanjang landasan               |
| 2        | Mekanisme Pelarasan Skru            | Gear skru pengunci berketepatan tinggi untuk menggerakkan dan menetapkan lengan pada kedudukannya |
| 2        | Hujung Pengembang Berserampang      | Hujung rahang antiegelincir dengan 3 x 3 gigi tajam melengkung ke luar                            |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                                |



## Retraktor Payudara Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

HARGA **\$119 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                                                       | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Payudara Marx  | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 27 cm, bilah melengkung 30 x 125 mm · Kuantiti Disertakan: 1 | \$119 |
| Sarung Pelindung / Kotak | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                | \$119 |



## Retraktor Flap Maxwell

SKU **RM-MFR-4IN-1**

HARGA **\$29 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN        | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-----------------------|----------------|-------|
| Susunan selebar 22 mm | RM-MFR-4IN-1-1 | \$29  |
| Susunan selebar 38 mm | RM-MFR-4IN-1-2 | \$34  |



## Cangkuk Kulit/Retraktor Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| 16 cm (kira-kira 6.3") | RM-MSHR-1-1   | \$44  |
| 22.86 cm (9.0")        | RM-MSHR-1-2   | \$49  |



## Retraktor Pencakar Miller

SKU **RM-MRR-514-1**

HARGA **\$39 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Profil Hujung Tumpul     | Dimensi / Butiran: Panjang 5 ¼", lebar 15 mm, 9 gigi tumpul · Fungsi Klinikal Utama: Pengangkatan flap kulit yang selamat tanpa risiko tusukan · Harga (USD): \$39.00             |
| 1        | Profil Hujung Tajam      | Dimensi / Butiran: Panjang 5 ¼", lebar 15 mm, 9 gigi tajam · Fungsi Klinikal Utama: Cengkaman kukuh tanpa tergelincir pada dermis padat dan fasia berserat · Harga (USD): \$39.00 |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung | Dimensi / Butiran: Pembungkusan Penghantaran Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                                          |



### Retraktor Kulit Moberg

SKU **RM-MSR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| Varian 17 cm   | RM-MSR-1-1    | \$44  |
| Varian 18 cm   | RM-MSR-1-2    | \$49  |



### Retraktor Dua Hujung Ragnell-Davis

SKU **RM-RDDR-49-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                      | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Rata / Bulat) | RM-RDDR-49-1-1 | \$49  |
| 3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Rata / Bulat)   | RM-RDDR-49-1-2 | \$49  |
| 4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Rata / Bulat)   | RM-RDDR-49-1-3 | \$49  |



### Retraktor Payudara Cincin dengan Pencahayaan Gentian Optik

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

HARGA **\$339 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                   | DIMENSI / PENERANGAN                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Payudara Cincin dengan Pencahayaan Gentian Optik | Retraktor payudara pegang tangan, bilah cincin, berkas cahaya bersepadu |
| 1        | Penyesuai Kabel Cahaya Universal                           | Disambungkan kepada kabel gentian optik bilik bedah standard            |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                                   | Pembungkusan penghantaran standard                                      |



## Retraktor Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

HARGA **\$39 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| Standard — 13 cm, 4 cangkuk tajam, hujung 4.5 mm | RM-RLR-5IN-1-1 | \$39  |
| Besar — 13.5 cm, 4 cangkuk, hujung 7.0 mm        | RM-RLR-5IN-1-2 | \$44  |



## Retraktor Abdomen Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

HARGA **\$199 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                  | SKU / BUTIRAN                                                              | HARGA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Abdomen Saldanha-Solz | Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah melengkung yang dioptimumkan untuk tisu | \$199 |
| Sarung Pelindung / Kotak        | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                   | \$199 |




## Retraktor Endoskopik Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

HARGA **\$229 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                    | DIMENSI / PENERANGAN                                      |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Endoskopik Sculpo | Bilah 180 x 25 mm, injap pengunci, pemegang bersadur emas |
| 1        | Skrus Pengunci Saluran Skop | Memasang endoskop 5 mm atau 10 mm dengan kukuh            |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung    | Pembungkusan penghantaran standard                        |



### Retraktor Kulit Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

HARGA **\$84 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                         | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Kulit Sisson   | Panjang keseluruhan 10.5 cm, cangkuk bergigi tajam 1x1, pemegang rata | \$84  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                              | \$84  |



### Retraktor Dawai Spring

SKU **RM-SWR-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|
| 8.6 cm - 8.9 cm — cangkuk 1x1, 3x3 atau 4x4   | RM-SWR-1-1    | \$44  |
| 11.5 cm - 13.0 cm — cangkuk 1x1, 3x3 atau 4x4 | RM-SWR-1-2    | \$48  |
| 22.8 cm Makro — cangkuk 1x1, 3x3 atau 4x4     | RM-SWR-1-3    | \$60  |



### Retraktor Pengangkatan Leher Talei "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

HARGA **\$159 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                    | SKU / BUTIRAN                                                                     | HARGA |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pengangkatan Leher Talei "Benetrator 2" | Panjang keseluruhan 9" (22.86 cm), bilah lebar melengkung, tiub sedutan bersepadu | \$159 |
| Sarung / Kotak Pelindung                          | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                          | \$159 |



## Retraktor Sempit Talei untuk Penegangan Leher "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

HARGA **\$159 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                      | SKU / BUTIRAN                                                                   | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Sempit Talei untuk Penegangan Leher "Le Petit Benetrator" | Panjang keseluruhan 9" (22.86 cm), bilah melengkung ultra-sempit, pemegang rata | \$159 |
| Sarung Pelindung / Kotak                                            | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                        | \$159 |



## Retraktor Payudara Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

HARGA **\$64 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                      | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 9 cm x 24 mm — Bergigi atau Tanpa Gigi — Akses inframamari, diseksi poket periareolar                               | RM-TBR-64-1-1 | \$64  |
| 15 cm x 24 mm — Bergigi atau Tanpa Gigi — Pembentukan poket subpektoral dalam dan pembesaran payudara transaksilari | RM-TBR-64-1-2 | \$64  |



## Retraktor Payudara Dua Hujung Tebbetts

SKU **RM-TDEBR-1**

HARGA **\$69 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Konfigurasi Jangkauan 23 cm — bilah panjang 37x70 mm / bilah pendek 22x54 mm — Augmentasi inframamari standard dan diseksi poket periareola                        | RM-TDEBR-1-1  | \$69  |
| Jangkauan 31 cm (12.25") — bilah panjang 37x70 mm / bilah pendek 22x54 mm — Pembentukan poket subpektoral yang dalam, augmentasi transaksila dan mamoplasti revisi | RM-TDEBR-1-2  | \$89  |




## Retraktor Pembesaran Payudara Gentian Optik Tebbetts

SKU **RM-TFOBAR-1**

HARGA **\$259 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Tanpa Sumber Cahaya — 13 pilihan saiz (Bergigi/Tanpa Gigi) — Penyesuai kabel gentian optik universal (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)                               | RM-TFOBAR-1-1 | \$259 |
| Dengan Sumber LED Tanpa Wayar — 13 pilihan saiz (Bergigi/Tanpa Gigi) — Unit lampu LED tanpa wayar kendalian bateri (bateri AA, boleh disterilkan dengan gas) | RM-TFOBAR-1-2 | \$335 |



## Retraktor Pembesaran Payudara Gentian Optik Tebbetts, Pemegang Berganda

SKU **RM-TFOBARDH-1**

HARGA **\$259 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                                          | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Tanpa Sumber Cahaya — 13 pilihan saiz (Bergigi/Tanpa Gigi) — Penyesuai kabel gentian optik universal (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)                                          | RM-TFOBARDH-1-1 | \$259 |
| Dengan Sumber Cahaya LED Tanpa Wayar — 13 pilihan saiz (Bergigi/Tanpa Gigi) — Unit lampu LED tanpa wayar berkuasa bateri (bateri AA, boleh disterilkan menggunakan gas) | RM-TFOBARDH-1-2 | \$335 |



## Retraktor Payudara Spatula Tebbetts

SKU **RM-TSBR-125-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                      | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Lebar 25 mm x panjang 185 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Pengangkatan tisu poket subpektoral dewasa standard dan akses inframamari          | RM-TSBR-125-1-1 | \$89  |
| Lebar 38 mm x panjang 190 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Pengalihan otot pektoral pada kawasan yang luas dan poket rekonstruktif yang besar | RM-TSBR-125-1-2 | \$99  |



## Retraktor Tangan Universal Tupper

SKU **RM-TUHR-1**

HARGA **\$699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                | DIMENSI / PENERANGAN                    |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Meja Tangan                                             | Permukaan pembedahan di bahagian tengah |
| 2        | Pemegang Rantai Bertingkat                              | Penyokong di sekeliling rangka          |
| 2        | Cangkuk Pemegang Rantai                                 | Titik pemasangan tetap                  |
| 2        | Cangkuk Pemegang Rantai Gelongsor                       | Titik pemasangan boleh laras            |
| 4        | Rantai Bebola dengan Cangkuk Kulit                      | 21 cm                                   |
| 6        | Rantai Bebola untuk Penetapan Lengan/Pergelangan Tangan | 26 cm                                   |
| 1 Set    | Gelang Getah                                            | 5 unit                                  |



## Retraktor Profil Rendah Vickers

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

HARGA **\$199 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                | SKU / BUTIRAN      | HARGA |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Cangkuk Tumpul 2x2            | RM-VLPR-SERIES-1-A | \$199 |
| Cangkuk Tumpul 3x3            | RM-VLPR-SERIES-1-B | \$219 |
| Bilah Pejal (Permukaan Licin) | RM-VLPR-SERIES-1-C | \$199 |



## Retraktor Abdominoplasti Yancoskie

SKU **RM-YAR-75-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN                                                             | HARGA |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Abdominoplasti Yancoskie | Panjang 7 1/2" (19.0 cm), pencangkuk selebar 152 mm, 6 gigi tajam sebaris | \$99  |
| Sarung Pelindung / Kotak           | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                  | \$99  |





## Retraktor Pengangkatan Koronal Yancoskie

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

HARGA **\$119 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                           | SKU / BUTIRAN                                                                               | HARGA |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pengangkatan Koronal Yancoskie | Panjang keseluruhan 9" (22.9 cm), kepala pencakar selebar 150 mm, 6 cabang tajam pengimbang | \$119 |
| Sarung Pelindung / Kotak                 | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                                    | \$119 |




## Sistem Retraktor Pembedahan Tangan Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

HARGA **\$999 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN                                      | DIMENSI / PENERANGAN                     |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2        | Bilah Mini-Bookwalter, Cangkul Tunggal        | Mini Standard — hujung tajam atau tumpul |
| 2        | Bilah Mini-Bookwalter, Dua                    | Mini Standard — hujung tajam atau tumpul |
| 2        | Bilah Mini-Bookwalter, Tiga                   | Mini Standard — hujung tajam atau tumpul |
| 2        | Bilah Mini-Bookwalter, Empat                  | Mini Standard — hujung tajam atau tumpul |
| 1        | Raket Boleh Putar Mini-Bookwalter             | Mini Standard                            |
| 4        | Mekanisme Raket Boleh Condong Mini-Bookwalter | Mini Standard                            |
| 1        | Gelang Belah Mini-Bookwalter                  | 7" (17.5 cm)                             |
| 1        | Kotak Pensterilan                             | Bekas Pelindung                          |





## Sistem Retraktor Hoyos

SKU **RM-HRS-1**

HARGA **\$1,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                   | DIMENSI / PENERANGAN                                                          |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Distal Hoyos Pendek              | Pilihan bilah retraksi distal pendek untuk akses lebih dekat dengan insisi    |
| 1        | Retraktor Distal Hoyos Panjang             | Pilihan bilah retraksi distal panjang untuk mencapai tisu yang lebih dalam    |
| 1        | Retraktor Proksimal Hoyos Panjang          | Komponen bilah retraksi proksimal panjang untuk mengangkat sempadan proksimal |
| 1        | Retraktor Remora                           | Bilah retraktor traksi khusus yang direka untuk mengurangkan gelinciran       |
| 1        | Rod Sokongan Saling Mengunci               | Menyambungkan lengan retraktor kepada rangka atas utama                       |
| 1        | Pengapit Meja untuk Sistem Retraktor Hoyos | Menambat tiang menegak pada rel meja bedah                                    |
| 1        | Palang Sambungan Mendatar Hoyos            | Memanjangkan rangka secara mendatar di atas medan pembedahan                  |
| 1        | Tiang Menegak Hoyos                        | Tiang menegak utama yang menyokong rangka pemasangan                          |





## Retraktor Paru-paru Allison

SKU **RM-ALR-1**

HARGA **\$79 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------|---------------|-------|
| Bayi / Pediatrik — 20 mm × 23 cm        | RM-ALR-1-1    | \$79  |
| Pediatrik Kompak — 30 mm × 11 cm        | RM-ALR-1-2    | \$89  |
| Standard — 40 mm × 25.5 cm              | RM-ALR-1-3    | \$99  |
| Dewasa Saiz Pertengahan — 42 mm × 29 cm | RM-ALR-1-4    | \$109 |
| Dewasa Lebar — 54 mm × 31 cm            | RM-ALR-1-5    | \$119 |
| Dewasa Ekstra Lebar — 65 mm × 31 cm     | RM-ALR-1-6    | \$129 |



## Pengembang Rusuk Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

HARGA **\$289 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                             | DIMENSI / PENERANGAN                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Panduan Pengembangan Linear Ultra Miniatur    | Landasan gelongsor berslot mikro yang dibina untuk memenuhi parameter pembedahan neonatal |
| 2        | Bilah Lateral Berfenestra Boleh Tanggal (Pasangan 1) | Bilah tisu mini 9 mm × 10 mm yang direka untuk menegakkan nekrosis tekanan                |
| 2        | Bilah Lateral Berfenestra Boleh Tanggal (Pasangan 2) | Bilah tisu mini 9 mm × 20 mm untuk laluan pembedahan bayi yang lebih dalam                |
| 1        | Pengunci Skru Berpic Halus Bersepadu                 | Skru ibu jari berputar berprofil rendah untuk kawalan lebar secara berperingkat           |
| 2        | Lengan Sambungan Forseps Mikro Ergonomik             | Profil pemegang yang ramping dan ringan dengan tepi luar licin                            |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                  | Pembungkusan penghantaran standard                                                        |




## Perapat Tulang Rusuk Bailey

SKU **RM-BRC-1**

HARGA **\$159 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN                                                 | HARGA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Perapat Tulang Rusuk Bailey | Panjang keseluruhan 20 cm, pemampat mekanikal berhujung cakar | \$159 |
| Sarung Pelindung / Kotak    | Pembungkusan individu untuk pengangkutan                      | \$159 |



## Retraktor Bugge Takedown I.M.A Mammaria

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

HARGA **\$499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                             | DIMENSI / PENERANGAN                                   |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | Casis Retraktor Bugge Takedown I.M.A | Rel pengangkat mekanikal dengan bukaan landasan 110 mm |
| 1 Pasang | Bilah Lateral Utama                  | Bilah pengangkat sternum berkontur 40 mm x 100 mm      |
| 1 Set    | Bilah Kerja Bersepadu                | Pemasangan hujung kerja dipanjangkan 40 mm x 150 mm    |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung             | Pembungkusan standard untuk pengangkutan               |



## Pengembang Rusuk Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

HARGA **\$359 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                            | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Pilihan 3 (Bukaan Kompak) — bukaan maksimum 200 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang bilah lateral 65x62 mm    | RM-BRS-SERIES-1-1 | \$359 |
| Pilihan 1 (Bukaan Sederhana) — bukaan maksimum 260 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang bilah lateral 65x62 mm | RM-BRS-SERIES-1-2 | \$379 |
| Pilihan 2 (Bukaan Maksimum) — bukaan maksimum 300 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang bilah lateral 65x62 mm  | RM-BRS-SERIES-1-3 | \$399 |



## Pengembang Rusuk Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

HARGA **\$309 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Pilihan 1 — 10.5 mm x 32 mm — bukaan maksimum 65 mm — Torakotomi neonatal, pembaikan koarktasi, ligasi PDA bayi               | RM-CRS-SERIES-1-1 | \$309 |
| Pilihan 2 — 12.0 mm x 45 mm — bukaan maksimum 70 mm — Pembaikan kecacatan jantung kongenital bayi, pemotongan cincin vaskular | RM-CRS-SERIES-1-2 | \$329 |
| Pilihan 3 — 15.0 mm x 60 mm — bukaan maksimum 120 mm — Torakotomi pediatrik dan remaja, pemasangan pirau pulmonari            | RM-CRS-SERIES-1-3 | \$349 |



### Retraktor Sternum Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

HARGA **\$374 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| Profil Bayi Baru Lahir | RM-CSR-1-1    | \$374 |
| Profil Bayi            | RM-CSR-1-2    | \$384 |
| Profil Dewasa          | RM-CSR-1-3    | \$389 |



### Retraktor Atrium Cooley

SKU **RM-CAR-1**

HARGA **\$64 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| Model Kecil     | RM-CAR-1-1    | \$64  |
| Model Sederhana | RM-CAR-1-2    | \$69  |
| Model Besar     | RM-CAR-1-3    | \$74  |



### Pengembang Tulang Rusuk Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

HARGA **\$319 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Profil Bayi — 12 mm x 16 mm — bukaan maksimum 95 mm — Akses toraks neonat dan bayi, pembedahan jantung kongenital             | RM-CRS-SERIES-2-1 | \$319 |
| Profil Pediatrik — 15 mm x 30 mm — bukaan maksimum 140 mm — Prosedur jantung pediatrik dan torakotomi                         | RM-CRS-SERIES-2-2 | \$329 |
| Profil Dewasa Standard — 21 mm x 44 mm — bukaan maksimum 150 mm — Torakotomi dewasa standard, lobektomi dan reseksi paru-paru | RM-CRS-SERIES-2-3 | \$339 |
| Profil Dewasa Besar — 35 mm x 50 mm — bukaan maksimum 200 mm — Pembedahan toraks bariatrik, pendedahan mediastinum dalam      | RM-CRS-SERIES-2-4 | \$349 |



## Retraktor Sternum Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

HARGA **\$354 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                 | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Profil Kanak-kanak — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm   | RM-CSR-STD-1-1 | \$354 |
| Profil Dewasa — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm        | RM-CSR-STD-1-2 | \$364 |
| Profil Ekstra Besar — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm | RM-CSR-STD-1-3 | \$374 |



## Retraktor Sternotomi Cooley

SKU **RM-CSTR-PED-1**

HARGA **\$359 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                 | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Profil Bayi Baru Lahir — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm | RM-CSTR-PED-1-1 | \$359 |
| Profil Pediatrik — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm      | RM-CSTR-PED-1-2 | \$369 |




## Retraktor Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

HARGA **\$99 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN              | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| 22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"  | RM-COR-THOR-1-1 | \$99  |
| 43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10" | RM-COR-THOR-1-2 | \$109 |
| 65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10" | RM-COR-THOR-1-3 | \$119 |



### Retraktor Aorta Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

HARGA **\$44 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                             | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| Model Kecil — panjang 19 cm, bilah 15.0 mm | RM-CAR-VASC-1-1 | \$44  |
| Model Besar — panjang 19 cm, bilah 15.0 mm | RM-CAR-VASC-1-2 | \$49  |



### Retraktor Vena Cushing

SKU **RM-CVR-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                            | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 20.3 cm (kira-kira 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-1    | \$49  |
| 22.8 cm (kira-kira 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-2    | \$52  |
| 24.2 cm (kira-kira 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm   | RM-CVR-1-3    | \$55  |
| 25.5 cm (kira-kira 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-4    | \$58  |
| 30.5 cm (kira-kira 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-5    | \$61  |
| 35.5 cm (kira-kira 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-6    | \$64  |
| 40.0 cm (kira-kira 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm | RM-CVR-1-7    | \$67  |



### Retraktor Popliteal Darling Kekal Kendiri

SKU **RM-DPSRR-1**

HARGA **\$109 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Pilihan A — 54 mm x 25 mm Kiri / 76 mm x 38 mm Kanan — Pendedahan arteri popliteal yang dalam dengan pengalihan otot ke lateral | RM-DPSRR-1-1  | \$109 |
| Pilihan B — 76 mm x 38 mm Kiri / 54 mm x 25 mm Kanan — Pendedahan arteri popliteal yang dalam dengan pengalihan otot ke medial  | RM-DPSRR-1-2  | \$109 |



## Retraktor DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

HARGA **\$72 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                  | HARGA |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Retraktor DeBakey        | Panjang keseluruhan 15.3 cm, cangkuk tajam 1x1 | \$72  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran       | \$72  |



## Pengembang Rusuk DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

HARGA **\$449 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Landasan Pengembangan Selari Tugas Berat         | Rel gelongsor yang melebarkan struktur tulang secara linear (150 mm atau 200 mm) |
| 6 (3 Pasang) | Bilah Lateral Berbentuk Cangkuk yang Boleh Ditanggalkan | 3 pasang bilah boleh tukar ganti dengan tepi melengkung antiegelincir            |
| 1            | Pengunci Skru Tegangan Bersepadu                        | Bolt pengunci putaran manual untuk meminimumkan keletihan pengguna               |
| 2            | Lengan Pemanjang Forsep Ergonomik                       | Pemegang ringan dengan tepi luar yang licin dan atraumatik                       |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                     | Pembungkusan penghantaran standard                                               |





## Retraktor Vaskular Lobster Jangkauan Lanjutan

SKU **RM-EVLR-1**

HARGA **\$2,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                        | DIMENSI / PENERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6        | Pengapit Retraktor Lobster                                      | —                    |
| 1        | Pengapit Meja Lobster dengan Tiang Menegak & Pengganding Rangka | —                    |
| 1        | Lengan Sambungan Berengsel Lobster                              | —                    |
| 1        | Rangka Lobster                                                  | —                    |
| 2        | Retraktor Berputar Mayo Lobster                                 | 2¼" x 2"             |
| 1        | Retraktor Berputar Mayo Lobster                                 | 3½" x 2"             |
| 1        | Retraktor Berputar Deaver Lobster                               | 2¾" x 4½"            |
| 1        | Retraktor Harrington Sweetheart Lobster                         | 2" x 5"              |
| 1        | Retraktor Berputar Mudah Dibentuk Lobster (Berlubang)           | 2" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Berputar Mudah Dibentuk Lobster (Berlubang)           | 3" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Berputar Jenis Pagar Lobster                          | 4" x 6"              |
| 2        | Retraktor Renal Berputar Lobster                                | 1" x 6"              |
| 1        | Retraktor Splanknik Berputar Lobster                            | 2" x 4½"             |
| 1        | Retraktor Splanknik Berputar Lobster                            | 2" x 6"              |
| 1        | Kotak Pensterilan                                               | —                    |



## Pengembang Rusuk Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                                   | DIMENSI / PENERANGAN                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rangka Landasan Mendatar Berprofil Ringkas | Rel gelongsor rata yang menyokong pelebaran manual untuk akses dalam (bukaan 120 mm)            |
| 2 (Pasangan Tetap) | Bilah Melengkung Tetap                     | Bilah lateral berfenestra berukuran 14 mm x 15 mm yang dibentuk mengikut kontur permukaan rusuk |
| 1                  | Pemasangan Kunci Skru Putar                | Gear pengetat untuk memastikan retraksi pembedahan yang optimum                                 |
| 2                  | Lengan Pemanjang Forsepe Ergonomik         | Pemegang pengembang tisu yang ringan untuk mengurangkan keletihan pengguna                      |
| 1                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak        | Pembungkusan penghantaran standard                                                              |





## Pengembang Tulang Rusuk Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

HARGA **\$329 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                                           | DIMENSI / PENERANGAN                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rangka Landasan Rel Panduan Selari Berprofil Kemas | Casis palang linear yang direka untuk dibuka secara gelongsor dan menjarakkan tulang   |
| 2 (Pasangan Tetap) | Bilah Bersudut Tetap                               | Blok lateral pencengkam tulang dengan bukaan bulat                                     |
| 1                  | Pengunci Skru Putar Bersepadu                      | Pengunci struktur manual yang ditempatkan untuk mengekalkan bukaan rangka dengan kukuh |
| 2                  | Lengan Pemanjangan Forsep Ergonomik                | Pemegang berstruktur ringan yang dioptimumkan untuk mengurangkan keletihan pengguna    |
| 1                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                | Pembungkusan penghantaran standard                                                     |



## Pengembang Rusuk Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRs-100-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                                     | DIMENSI / PENERANGAN                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rangka Landasan Rel Panduan Gelongsor Selari | Sistem landasan mini yang direka untuk dibuka secara gelongsor dalam ruang pediatrik yang sempit |
| 2 (Pasangan Tetap) | Bilah Bersudut Tetap                         | Blok lateral pencengkam tulang berukuran 31 mm x 31 mm dengan fenestra bulat                     |
| 1                  | Pengunci Skru Putar Bersepadu                | Pengunci struktur manual yang ditempatkan untuk mengekalkan bukaan rangka dengan kukuh           |
| 2                  | Lengan Sambungan Forseps Ergonomik           | Pemegang berstruktur ultra ringan yang direka dengan tepi licin                                  |
| 1                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak          | Pembungkusan standard untuk pengangkutan                                                         |



## Pengembang Rusuk Bayi Finochietto

SKU **RM-FIRs-SERIES-1**

HARGA **\$319 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rangka Landasan Mendatar Halus      | Susun atur palang gelongsor kompak yang dioptimumkan untuk torakotomi bayi            |
| 2 (Pasangan Tetap) | Bilah Bersudut Tetap                | Modul lateral berfenestra berukuran 14x15 mm atau 15x15 mm                            |
| 1                  | Pengunci Skru Putar                 | Bolt pengunci keselamatan manual yang mengekalkan retraksi dan mengurangkan keletihan |
| 2                  | Lengan Forsep Tirus Ergonomik       | Pemegang berstruktur ringan dengan tepi luar yang licin sepenuhnya                    |
| 1                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                    |




## Retraktor Sternum I.M.A Corak Perancis

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

HARGA **\$429 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                 |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rel Rangka Landasan Gelongsor Utama | Casis sisi yang direka untuk memandu dan merenggangkan struktur toraks                               |
| 1        | Komponen Bilah Sternum Lebar        | Bilah berbentuk pendayung rata dan licin berukuran 100 mm x 20 mm untuk pengagihan daya pada sternum |
| 2        | Bilah Cakar Sternum Asimetri        | Dua cangkuk traksi melengkung yang direka dengan kedalaman cakar 28 mm atau 32 mm                    |
| 3        | Pengunci Skru Penegang Bilah Khusus | Mekanisme penguncian bebas yang dipasang untuk memegang setiap bilah pada kedudukannya               |
| 2        | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik    | Batang pemegang ringan dan berprofil ramping dengan kontur luar yang licin                           |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                                   |



## Retraktor Sternum I.M.A. Corak Perancis untuk Ministernotomi

SKU **RM-FPMS-429-1**

HARGA **\$429 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Landasan Gelongsor Garis Tengah Berprofil Rendah | Rel bar panduan bersaiz mini yang dioptimumkan untuk pendekatan ministernotomi                     |
| 1        | Komponen Bilah Sternum Mini                             | Plat segi empat tepat yang licin berukuran 30 mm x 20 mm untuk pengagihan daya pada dinding tulang |
| 2        | Bilah Cakar Sternum Mikro                               | Dua cangkuk penetapan melengkung dengan hujung kerja berkedalaman 43 mm atau 50 mm                 |
| 3        | Pengunci Skru Bilah Manual Bersepadu                    | Pemasangan berulir putaran pantas untuk menetapkan setiap pelarasan bukaan                         |
| 2        | Lengan Sambungan Forsep Berprofil Ramping               | Reka bentuk rangka ringan dengan kemasan tepi luar yang licin sepenuhnya                           |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                     | Pembungkusan standard untuk pengangkutan                                                           |



## Pengembang Rusuk Haight

SKU **RM-HRS-329-1**

HARGA **\$329 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI           | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Palang Rel Pengembangan Mendatar    | Rangka gelongsor yang menyokong pelebaran struktur secara manual semasa torakotomi          |
| 2 (Pasangan Tetap) | Bilah Tetap Bersudut                | Plat lateral pemegang tulang berukuran 30 mm x 30 mm dengan fenestrasi tisu                 |
| 1                  | Pengunci Skru Berulir Putar         | Pengapit penahan mekanikal yang memastikan pegangan stabil pada tahap retraksi yang dipilih |
| 2                  | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik    | Profil pemegang ringan yang dibuat dengan tepi luar yang licin sepenuhnya                   |
| 1                  | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                          |





## Bilah Tengah Retraktor Henly

SKU **RM-HRCB-1**

HARGA **\$48 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                 | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Panjang 19 mm x lebar 15 mm — Pemasangan batang Henly standard | RM-HRCB-1-1   | \$48  |
| Panjang 25 mm x lebar 15 mm — Pemasangan batang Henly standard | RM-HRCB-1-2   | \$50  |
| Panjang 32 mm x lebar 15 mm — Pemasangan batang Henly standard | RM-HRCB-1-3   | \$52  |
| Panjang 76 mm x lebar 15 mm — Pemasangan batang Henly standard | RM-HRCB-1-4   | \$54  |




## Rangka Retraktor Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

HARGA **\$124 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                     | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Rangka Retraktor Henly   | Bukaan 6 cm, casis ratchet dengan cincin jari, soket bilah tengah | \$124 |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                          | \$124 |



## Retraktor Daun Injap

SKU **RM-LFR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bilah Lebar 5.0 mm       | Panjang Keseluruhan: 22 cm · Kegunaan Klinikal Utama: Pembedahan injap pediatrik, komisuotomi dan pemeriksaan kuspas aorta · Harga (USD): \$49.00 |
| 1        | Bilah Lebar 8.0 mm       | Panjang Keseluruhan: 22 cm · Kegunaan Klinikal Utama: Penarikan daun injap mitral dewasa dan pendedahan korda subvalvular · Harga (USD): \$49.00  |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung | Panjang Keseluruhan: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Kegunaan Klinikal Utama: — · Harga (USD): Disertakan                                    |




## Retraktor Mini-Sternotomi McCarthy dengan Pengangkat Universal

SKU **RM-MMSR-1**

HARGA **\$699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                   | DIMENSI / PENERANGAN                                                       |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dwi-Batang Pembuka Dada                    | Rangka pembuka utama 5-inch yang diubah suai untuk pemisahan sternum       |
| 1        | Pengapit Universal Berbelah                | Pengapit pemasangan khusus untuk mengukuhkan aksesori rangka               |
| 1        | Pengapit Universal                         | Blok pengapit pelbagai guna untuk penyepaduan komponen                     |
| 1        | Pendakap Utama                             | Pendakap pemasangan utama untuk menyokong lengan retractor tambahan        |
| 1        | Pemegang Tiub                              | Mengukuhkan tiub pembedahan dalam susun atur medan pembedahan              |
| 1        | Batang Melintang Bersudut Tegak            | Batang silang struktur untuk menempatkan elemen retractor tambahan         |
| 1        | Retraktor Bakul Dawai Besar (Boleh Bentuk) | Bakul dawai lebar yang boleh dibentuk untuk mengalihkan tisu secara lembut |
| 2        | Retraktor Bakul Dawai Kecil (Boleh Bentuk) | Bakul dawai kompak yang boleh dibentuk untuk retraksi tisu bersasar        |



## Retraktor Toraks Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

HARGA **\$329 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Tapak Landasan Separuh Bulatan yang Kukuh        | Pemasangan beraksi kompaun yang memberikan tork mekanikal                                   |
| 4 (2 Pasang) | Bilah Lateral Berbentuk Cangkuk yang Boleh Ditanggalkan | 2 pasang bilah berfenestra yang boleh ditukar ganti (48x68 mm atau 70x75 mm)                |
| 1            | Gear Pelarasan Skru Tengah                              | Mekanisme penguncian manual untuk mengukuhkan konfigurasi dan mengehadkan ketegangan tangan |
| 2            | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik                        | Rangka pemegang ringan yang direka dengan tepi luar yang licin                              |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                     | Pembungkusan standard untuk pengangkutan                                                    |






## Retraktor Injap Mitral

SKU **RM-MVR-1**

HARGA **\$899 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                          |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Pendakap Utama           | Komponen sokongan struktur utama bagi sistem retractor                        |
| 1        | Retraktor Sternum Cooley | Komponen retraksi sternum                                                     |
| 1        | Bar Lengan Sisi          | Memberikan sokongan struktur tambahan dan membantu pelarasan kedudukan        |
| 3        | Pengapit Universal       | Menyambung dan mengukuhkan komponen yang serasi dalam sistem                  |
| 1        | Bilah Trikuspid          | Pilihan bilah untuk pendedahan medan pembedahan jantung                       |
| 1        | Bilah Retraktor Besar    | Pilihan bilah lebih besar untuk retraksi tisu                                 |
| 3        | Bilah Retraktor Kecil    | Pilihan bilah lebih kecil untuk retraksi tisu                                 |
| 1        | Kotak Pensterilan        | Menyusun dan melindungi set lengkap semasa penyimpanan dan pemprosesan semula |



## Pengembang Rusuk Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

HARGA **\$239 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                       | SKU / BUTIRAN     | HARGA |
|--------------------------------------|-------------------|-------|
| Pilihan A — 22 × 27 mm / Buka 200 mm | RM-MRS-SERIES-1-A | \$239 |
| Pilihan B — 30 × 28 mm / Buka 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-B | \$259 |
| Pilihan C — 42 × 28 mm / Buka 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-C | \$279 |
| Pilihan D — 55 × 28 mm / Buka 210 mm | RM-MRS-SERIES-1-D | \$299 |





## Pengembang Rusuk Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

HARGA **\$269 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI     | KOMPONEN                            | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Rangka Rel Panduan Gelongsor Selari | Rel panduan aluminium yang ringan, berfungsi sebagai rangka pengembangan                                                 |
| 4 (2 Pasang) | Bilah Sisi Bersudut Boleh Gerak     | Empat bilah berukuran 17 mm x 22 mm yang boleh dilaraskan kepada pelbagai kedudukan untuk menyesuaikan diri dengan rusuk |
| 1            | Pengunci Skru Berulir Putar         | Bolt pengunci bersepadu yang menetapkan bilah pada tahap retraksi optimum                                                |
| 2            | Lengan Forseps Retraksi Ergonomik   | Batang pemegang aluminium menirus yang direka dengan tepi luar yang licin                                                |
| 1            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak | Pembungkusan penghantaran standard                                                                                       |



## Retraktor Epikardium Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

HARGA **\$44 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| Sangat Kecil   | RM-PER-1-1    | \$44  |
| Kecil          | RM-PER-1-2    | \$49  |
| Sederhana      | RM-PER-1-3    | \$54  |
| Besar          | RM-PER-1-4    | \$59  |



## Retraktor Injap Aorta Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| Saiz #1 — 5/8" x 5/8" (kira-kira 16 x 16 mm)     | RM-RAVR-25-1-1 | \$89  |
| Saiz #2 — 1/2" x 7/8" (kira-kira 13 x 22 mm)     | RM-RAVR-25-1-2 | \$89  |
| Saiz #3 — 3/4" x 1" (kira-kira 19 x 25 mm)       | RM-RAVR-25-1-3 | \$89  |
| Saiz #4 — 3/4" x 1 1/8" (kira-kira 19 x 29 mm)   | RM-RAVR-25-1-4 | \$89  |
| Saiz #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (kira-kira 29 x 29 mm) | RM-RAVR-25-1-5 | \$89  |
| Saiz #6 — 1 3/8" x 7/8" (kira-kira 35 x 22 mm)   | RM-RAVR-25-1-6 | \$89  |



### Retraktor Vena Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

HARGA **\$54 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Model Bilah Licin — panjang 22 cm, bilah melengkung licin     | RM-SVR-22-1-1 | \$54  |
| Model Bilah Bergigi — panjang 22 cm, tepi bilah bergigi       | RM-SVR-22-1-2 | \$54  |
| Model Cangkul Tajam — panjang 22 cm, cangkuk melengkung tajam | RM-SVR-22-1-3 | \$54  |



### Retraktor Paru-paru/Otot Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

HARGA **\$89 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                              | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Model Berkontur 25.5 cm — 25.5 cm dengan Pemegang Berkontur | RM-SLMR-89-1-1 | \$89  |
| Model Pemegang Rata 25.0 cm — 25.0 cm dengan Pemegang Rata  | RM-SLMR-89-1-2 | \$89  |



### Sistem Retraktor Pengangkat Rusuk ThoraGate

SKU **RM-TRURS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                             | DIMENSI / PENERANGAN                                                     |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retraktor Pengangkat Rusuk ThoraGate | Rangka retractor toraks utama dan pemasangan pengangkat                  |
| 1        | Lengan Fleksibel                     | Lengan sokongan berartikulasi untuk penentuan kedudukan elemen retractor |
| 1        | Tapak Penstabil Sedutan              | Unit tapak yang membantu keseimbangan sistem mekanikal                   |
| 2        | Bilah Bawah (saiz berbeza)           | Bilah boleh tukar ganti untuk mencengkam rusuk bawah                     |
| 3        | Bilah Atas (saiz berbeza)            | Bilah boleh tukar ganti untuk mengangkat rusuk atas                      |



## Pengembang Tulang Rusuk Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

HARGA **\$299 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI                     | KOMPONEN                                | DIMENSI / PENERANGAN                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Rangka Rel Gelongsor Mendatar           | Rel panduan berpaling selari yang mengekalkan bukaan secara struktur di bawah mampatan  |
| 2 (Sepasang, Dipasang Tetap) | Bilah Lateral Lebar yang Dipasang Tetap | Panel bersudut 45 mm x 45 mm dengan gerigi pada permukaan dalam untuk mencengkam tulang |
| 1                            | Pengunci Skru Putar Manual              | Gear pengunci berulir yang menetapkan bukaan dan mengurangkan keletihan tangan          |
| 2                            | Lengan Sambungan Forsep Ergonomik       | Batang pemegang yang ringkas dan ringan, direka dengan tepi yang licin                  |
| 1                            | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak     | Pembungkusan penghantaran standard                                                      |



## Sistem Retraktor Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

HARGA **\$999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                     | DIMENSI / PENERANGAN   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Sistem Retraksi Valve XS untuk Pendekatan Lateral            | Konfigurasi dua sendi  |
| 1        | Bilah Sahaja dengan Kancing Bebola                           | 53 x 36 mm             |
| 1        | Aksesori untuk Retraktor Tulang Rusuk Lateral (Boleh Bentuk) | 60 x 35 mm             |
| 1        | Pengapit Penyambung Valve XS Jenis B                         | Pengapit struktur      |
| 1        | Rod Retraksi                                                 | 9" (230 mm)            |
| 1        | Retraktor untuk MICS CABG                                    | Komponen khusus        |
| 1        | Instrumen Pemasangan Bilah Retraktor Pengangkat Atrium       | Alat pemasangan khusus |
| 1        | Bilah Sahaja                                                 | 30 x 35 mm             |
| 1        | Bilah Sahaja                                                 | 40 x 35 mm             |
| 1        | Bilah Sahaja                                                 | 50 x 35 mm             |
| 1        | Bilah Sahaja                                                 | 60 x 35 mm             |
| 1        | Bilah Sahaja                                                 | 70 x 35 mm             |
| 1        | Kotak Pensterilan                                            | Bekas penyimpanan      |





## Sistem Lobster Vaskular

SKU **RM-VLS-1**

HARGA **\$2,699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                            | DIMENSI / PENERANGAN |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | Rangka Lobster                                      | —                    |
| 1        | Pengapit Meja Lobster dengan Tiang Menegak & Rangka | —                    |
| 8        | Pengapit Retraktor Lobster                          | —                    |
| 2        | Retraktor Putar Mayo Lobster                        | ¾" x 2"              |
| 1        | Retraktor Putar Mayo Lobster                        | 3½" x 2"             |
| 1        | Retraktor Putar Berbentuk Pagar Lobster             | 4" x 6"              |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster                   | 2" x 4½"             |
| 1        | Retraktor Putar Splanknik Lobster                   | 2" x 6"              |
| 2        | Retraktor Putar Renal Lobster                       | 1" x 6"              |
| 1        | Retraktor Putar Deaver Lobster                      | ¾" x 4½"             |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster (berlubang)    | 2" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster (berlubang)    | 3" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Harrington Sweetheart Lobster             | 2" x 5"              |
| 1        | Kotak Pensterilan                                   | —                    |



## Retraktor Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                           | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Bilah Lebar 25 mm — lebar 25 mm x permukaan kerja 108 mm | RM-WDR-395-1-1 | \$99  |
| Bilah Lebar 50 mm — lebar 50 mm x permukaan kerja 108 mm | RM-WDR-395-1-2 | \$149 |






## Retraktor Vena Renal Wylie

SKU **RM-WRVR-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 11 ¾" (29.85 cm) — Bilah vaskular melengkung yang licin | RM-WRVR-1-1   | \$89  |
| 12.0" (30.48 cm) — Bilah vaskular melengkung yang licin | RM-WRVR-1-2   | \$94  |
| 12 ½" (31.75 cm) — Bilah vaskular melengkung yang licin | RM-WRVR-1-3   | \$99  |
| 12 ¾" (32.39 cm) — Bilah vaskular melengkung yang licin | RM-WRVR-1-4   | \$104 |
| 13.0" (33.02 cm) — Bilah vaskular melengkung yang licin | RM-WRVR-1-5   | \$109 |



## Sistem Retraktor Rultract

SKU **RM-RRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                        | DIMENSI / PENERANGAN                                                   |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tiang Dwilengkung Berhujung Gelugur/Pengapit    | Menyediakan antara muka pemasangan utama dan pelarasan pengapit        |
| 1        | Pemasangan Cangkuk Bergigi dengan Klip Pengunci | Mencengkam dan memegang tisu pembedahan dengan sambungan klip pengunci |
| 1        | Tiang Atas Bergelugur                           | Menyambungkan bahagian rangka atas dan menstabilkan pemasangan tiang   |



## Sistem Retraktor IMA Bookwalter

SKU **RM-BIRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN              | DIMENSI / PENERANGAN  |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Bar Sambungan Menegak | 12" (30 cm)           |
| 1        | Pengganding Tiang     | Standard              |
| 1        | Bar Mendatar          | Standard              |
| 2        | Mekanisme Ratchet IMA | Putaran Mikro (<1 mm) |
| 1        | Bar Melintang IMA     | 12" (30 cm)           |
| 2        | Bilah Retraktor IMA   | Profil IMA Standard   |
| 1        | Kotak Pensterilan     | Bekas Pelindung       |



## Retraktor Faraj Breisky

SKU **RM-BVR-1**

HARGA **\$89 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                    | DIMENSI / PENERANGAN                                                            |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 100 mm x 25 mm — 28 cm hingga 36 cm         | Pendedahan bahagian cetek faraj dan introitus — \$89.00                         |
| 1        | 100 mm x 35 mm / 40 mm — 28 cm hingga 36 cm | Penahanan dinding faraj anterior/posterior yang luas — \$89.00                  |
| 1        | 130 mm x 20 mm / 30 mm — 28 cm hingga 36 cm | Pendedahan kubah faraj pada kedalaman sederhana — \$94.00                       |
| 1        | 130 mm x 40 mm — 28 cm hingga 36 cm         | Rekonstruksi dasar pelvis dalam — \$94.00                                       |
| 1        | 140 mm x 35 mm — 28 cm hingga 36 cm         | Akses serviks untuk histerektomi melalui faraj — \$99.00                        |
| 1        | 160 mm x 20 mm / 35 mm — 28 cm hingga 36 cm | Akses kubah faraj yang dalam pada anatomi wanita yang pernah bersalin — \$99.00 |
| 1        | 180 mm x 25 mm — 28 cm hingga 36 cm         | Akses pelvis dan apikal pada kedalaman maksimum — \$104.00                      |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                    | Pembungkusan standard — Disertakan                                              |



## Retraktor Universal Delee

SKU **RM-DUR-1**

HARGA **\$129 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN            | SKU / BUTIRAN                                          | HARGA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Universal Delee | Panjang keseluruhan 24 cm, bilah melengkung 50 x 70 mm | \$129 |
| Sarung Pelindung / Kotak  | Pembungkusan individu untuk penghantaran               | \$129 |





### Retraktor Faraj Doyen

SKU **RM-DVR-1**

HARGA **\$79 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                           | HARGA |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Faraj Doyen    | Retraktor faraj pegang tangan dengan bilah lebar dan pemegang bercincin | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                | \$79  |



### Retraktor Faraj Eastman

SKU **RM-EVR-1**

HARGA **\$59 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN         | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------|---------------|-------|
| 76 mm x 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-1    | \$59  |
| 88 mm x 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-2    | \$62  |
| 101 mm x 38 mm — 18 cm | RM-EVR-1-3    | \$64  |



### Retraktor Obstetrik Guttman

SKU **RM-GOR-1**

HARGA **\$94 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Pemanjangan Bilah 7.5 cm — Asas 50 mm x 70 mm dengan pemanjangan 7.5 cm | RM-GOR-1-1    | \$94  |
| Pemanjangan Bilah 11.0 cm — Asas 50 mm x 70 mm dengan pemanjangan 11 cm | RM-GOR-1-2    | \$99  |



## Retraktor Histerektomi Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

HARGA **\$84 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------|---------------|-------|
| 44 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm   | RM-HEHR-1-1   | \$84  |
| 70 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm   | RM-HEHR-1-2   | \$84  |
| 73 mm x 28.5 mm — 17 cm atau 27 cm | RM-HEHR-1-3   | \$89  |
| 114 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm  | RM-HEHR-1-4   | \$89  |



## Retraktor Faraj Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

HARGA **\$139 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                   | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| 27.0 cm (10.6") — Profil Kecil, Sederhana, Besar | RM-HSVR-1-1   | \$139 |
| 29.2 cm (11.5") — Profil Kecil, Sederhana, Besar | RM-HSVR-1-2   | \$149 |




## Retraktor Faraj Jackson

SKU **RM-JVR-1**

HARGA **\$44 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 75 mm x 38 mm  | RM-JVR-1-1    | \$44  |
| 90 mm x 38 mm  | RM-JVR-1-2    | \$49  |
| 100 mm x 38 mm | RM-JVR-1-3    | \$54  |



## Retraktor Vagina Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

HARGA **\$84 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 18 cm          | RM-KSVR-1-1   | \$84  |
| 20 cm          | RM-KSVR-1-2   | \$89  |
| 23 cm          | RM-KSVR-1-3   | \$94  |
| 26 cm          | RM-KSVR-1-4   | \$99  |



## Retraktor Faraj Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

HARGA **\$44 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN                                              | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bilah Sempit (75×10, 110×14, 110×17 mm)               | Panjang yang Tersedia: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pendedahan saluran faraj bagi pesakit pediatrik, wanita nulipara dan pesakit dengan saluran faraj yang sempit · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1        | Bilah Sederhana (75×23, 80×25, 115×23 mm)             | Panjang yang Tersedia: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pemeriksaan faraj dewasa standard dan pembedahan kecil pelvis · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00                                                 |
| 1        | Bilah Lebar/Dalam (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm) | Panjang yang Tersedia: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinikal Utama: Pembaikan dasar pelvis dalam dan histerektomi faraj pada pesakit yang pernah melahirkan anak · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00                  |
| 1        | Sarung Pelindung / Kotak                              | Panjang yang Tersedia: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Fungsi Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                                                                                                    |



## Retraktor Faraj Lateral Bersalut Hitam Ebon

SKU **RM-LEVR-63-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                              | SKU / BUTIRAN                                                                                                                    | HARGA |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Faraj Lateral Bersalut Hitam Ebon | Dimensi / Butiran: Parameter saiz 6.3 cm, bilah bersalut hitam ebon yang selamat untuk penggunaan laser · Kuantiti Disertakan: 1 | \$79  |
| Sarung Pelindung / Kotak                    | Dimensi / Butiran: Pembungkusan penghantaran individu · Kuantiti Disertakan: 1                                                   | \$79  |



### Retraktor Faraj Lateral Tidak Konduktif

SKU **RM-LNCVR-63-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                              |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Profil Batang Terbuka            | Lebar Bilah: 6.3 cm · Peranan Klinikal Utama: Ruang pergerakan instrumen yang lebih luas semasa LEEP/LLETZ · Harga (USD): \$69.00 |
| 1        | Profil Batang Memanjang Tertutup | Lebar Bilah: 6.3 cm · Peranan Klinikal Utama: Memudahkan pengalihan mukosa lateral faraj dan ablasi laser · Harga (USD): \$69.00  |
| 1        | Sarung / Kotak Pelindung         | Lebar Bilah: Pembungkusan Pengangkutan Standard · Peranan Klinikal Utama: — · Harga (USD): Termasuk                               |



### Retraktor Dinding Lateral Vagina

SKU **RM-LWVR-1**

HARGA **\$109 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------|---------------|-------|
| 23 cm          | RM-LWVR-1-1   | \$109 |
| 26 cm          | RM-LWVR-1-2   | \$114 |
| 28 cm          | RM-LWVR-1-3   | \$119 |



### Retraktor Lone Star (Ginekologi & Urologi Lelaki)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

HARGA **\$399 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                           | SKU / BUTIRAN  | HARGA |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Gelang Kecil — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginekologi/Urologi)    | RM-LSR-GMU-1-1 | \$384 |
| Gelang Standard — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginekologi/Urologi) | RM-LSR-GMU-1-2 | \$399 |
| Gelang Besar — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginekologi/Urologi)    | RM-LSR-GMU-1-3 | \$414 |



## Retraktor Faraj O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

HARGA **\$399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Casis Rangka Retraktor Utama                     | Dimensi (Panjang × Lebar): Rangka 28 cm (susun atur Melengkung atau Bujur) · Kuantiti Disertakan: 1 Rangka · Harga (USD): Termasuk dalam Set (\$399.00) |
| 1        | Bilah Kecil Boleh Tukar Ganti                    | Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 1.3 cm × 4.7 cm · Kuantiti Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set                                |
| 1        | Bilah Sederhana Boleh Tukar Ganti                | Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 3.8 cm × 8.9 cm · Kuantiti Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set                                |
| 1        | Bilah Besar Boleh Tukar Ganti                    | Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 4.4 cm × 8.9 cm · Kuantiti Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set                                |
| 1        | Kotak Pelindung untuk Penyimpanan / Pengangkutan | Dimensi (Panjang × Lebar): Pembungkusan Pengangkutan Standard · Kuantiti Disertakan: 1 Kotak · Harga (USD): Termasuk dalam Set                          |



## Retraktor Pelvis Tumpul

SKU **RM-PRB-105-1**

HARGA **\$89 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                          | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Pelvis Tumpul  | Panjang 10 ½" (26.67 cm), bilah tumpul padu selebar 1" | \$89  |
| Sarung Pelindung / Kotak | Pembungkusan individu untuk penghantaran               | \$89  |



## Retraktor Dinding Faraj Berlebihan Tidak Konduktif

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                        | SKU / BUTIRAN   | HARGA |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| Sederhana — 7 in, bilah 9.0×2.0 cm    | RM-RNWR-7IN-1-1 | \$99  |
| Besar — 7 in, bilah 9.0×2.5 cm        | RM-RNWR-7IN-1-2 | \$109 |
| Ekstra Besar — 7 in, bilah 9.0×3.0 cm | RM-RNWR-7IN-1-3 | \$119 |



### Retraktor Dinding Faraj Berlebihan

SKU **RM-RWR-18-1**

HARGA **\$89 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------|---------------|-------|
| Sederhana — 18 cm, bilah 5.7×2.2 cm     | RM-RWR-18-1-1 | \$89  |
| Besar — 18 cm, bilah 7.0×2.2 cm         | RM-RWR-18-1-2 | \$99  |
| Ekstra Besar — 18 cm, bilah 10.8×3.0 cm | RM-RWR-18-1-3 | \$109 |



### Retraktor Faraj Kekal Sendiri Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

HARGA **\$69 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                      | SKU / BUTIRAN                                                                 | HARGA |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Faraj Kekal Sendiri Rigby | Panjang keseluruhan 18 cm, bilah licin berkedalaman 63.5 mm, pengunci ratchet | \$69  |
| Sarung Pelindung / Kotak            | Pembungkusan penghantaran individu                                            | \$69  |



### Retraktor Faraj Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

HARGA **\$91 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| 63.5 mm x 25 mm — Kemasan Digilap atau Hitam | RM-SVR-19-1-1 | \$91  |
| 76.0 mm x 32 mm — Kemasan Digilap atau Hitam | RM-SVR-19-1-2 | \$93  |
| 82.5 mm x 32 mm — Kemasan Digilap atau Hitam | RM-SVR-19-1-3 | \$95  |
| 82.5 mm x 38 mm — Kemasan Digilap atau Hitam | RM-SVR-19-1-4 | \$97  |
| 89.0 mm x 41 mm — Kemasan Digilap atau Hitam | RM-SVR-19-1-5 | \$99  |



## Retraktor Faraj Sims — Pemegang Berongga

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

HARGA **\$89 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN        | SKU / BUTIRAN    | HARGA |
|-----------------------|------------------|-------|
| 70 mm x 25 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-1 | \$89  |
| 76 mm x 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-2 | \$94  |
| 90 mm x 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-3 | \$99  |



## Retraktor Pelvis St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

HARGA **\$79 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                          | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------|---------------|-------|
| Varian 11 ½" Berbibir — 11 ½" (29.2 cm) | RM-SMPR-1-1   | \$79  |
| Varian 13" Berbibir — 13" (33.0 cm)     | RM-SMPR-1-2   | \$84  |
| Varian 13" Tanpa Bibir — 13" (33.0 cm)  | RM-SMPR-1-3   | \$89  |






## Sistem Retraktor Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

HARGA **\$1,699 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                      | DIMENSI / PENERANGAN        |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Tiang Medan Pembedahan        | 12" (30 cm)                 |
| 1        | Penyambung Tiang              | Standard                    |
| 1        | Palang Mendatar               | Standard                    |
| 4        | Mekanisme Ratchet Kecondongan | Berbilang Sudut             |
| 1        | Gelang Perineum Bertakuk      | 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) |
| 2        | Bilah Lateral Faraj           | 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)      |
| 1        | Bilah Posterior Faraj         | 1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)    |
| 1        | Bilah Deaver                  | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)     |
| 1        | Bilah Deaver                  | 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)     |
| 1        | Kotak Pensterilan             | Bekas Pelindung             |




## Sistem Retraktor Pembedahan Pelvis Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                               | DIMENSI / PENERANGAN           |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan        | 12" (30 cm)                    |
| 1        | Penyambung Tiang                       | Standard                       |
| 1        | Bar Fleksibel Mendatar                 | Berbilang Sendi Standard       |
| 1        | Gelang Perineum Bertakuk               | 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)    |
| 4        | Mekanisme Ratchet Kecondongan Berputar | Standard dengan Penahan Gelang |
| 2        | Bilah Lateral Faraj                    | 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)         |
| 1        | Bilah Deaver                           | 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)        |
| 1        | Bilah Deaver                           | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)        |
| 1        | Bilah Posterior Faraj                  | 1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)       |
| 1        | Kotak Pensterilan                      | Bekas Pelindung                |





## Sistem Pembedahan GYN Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGYNS-1**

HARGA **\$1,599 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                           | DIMENSI / PENERANGAN                   |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | StrongArm Plus Pemasangan Atas dengan Pengapit Rel | Berartikulasi / Serasi dengan Rel Meja |
| 4        | Racet Kecondongan Pengekalan Kendiri               | Berbilang Sudut Standard               |
| 1        | Gelang Perineum Bertakuk                           | 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)            |
| 2        | Bilah Lateral Vagina                               | 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)                 |
| 1        | Bilah Posterior Vagina                             | 1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm)               |
| 1        | Bilah Deaver                                       | 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)                |
| 1        | Bilah Deaver                                       | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)                |
| 1        | Kotak Pensterilan                                  | Bekas Pelindung                        |




## Retraktor Pembedahan Perineum Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                    | DIMENSI / PENERANGAN        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan              | 12" (30 cm)                 |
| 2        | Pengganding Tiang           | Standard                    |
| 1        | Palang Mendatar             | Standard                    |
| 1        | Palang Sambungan Menegak    | 12" (30 cm)                 |
| 5        | Mekanisme Racet Kecondongan | Standard Berbilang Sudut    |
| 1        | Segmen Separuh Bulatan      | Diameter 8½" (21.6 cm)      |
| 1        | Gelang Perineum Bertakuk    | 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) |
| 2        | Bilah Posterior Vagina      | 1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)    |
| 1        | Bilah Deaver                | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)     |
| 1        | Bilah Deaver                | 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)     |
| 2        | Bilah Boleh Lentur          | ½" x 4" (1.3 x 10.2 cm)     |
| 2        | Bilah Boleh Lentur          | ¾" x 4" (1.9 x 10.2 cm)     |
| 2        | Bilah Boleh Lentur          | 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)     |
| 1        | Kotak Pensterilan           | Bekas Pelindung             |





## Penyesuai Mayfield Boleh Laras

SKU **RM-AMA-1**

HARGA **\$1,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                       | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Penyesuai Mayfield Boleh Laras | Menyediakan platform pemasangan yang kukuh untuk sistem fiksasi kranium jenis Mayfield pada meja pembedahan tanpa lubang penerima terbina dalam |
| 2        | Pendakap Hujung Boleh Laras    | Mengikat penyesuai dengan kukuh pada rel sisi meja pembedahan dan menyesuaikan pemasangan dengan lebar meja yang berbeza                        |
| Pelbagai | Lubang Pemasangan              | Membolehkan pelarasan lateral dan penentuan kedudukan unit tapak pengapit tengkorak secara fleksibel                                            |



## Retraktor Serebelum Adson

SKU **RM-ACR-1**

HARGA **\$159 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                     | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 6.5 in, kedalaman 22 mm    | RM-ACR-1-1    | \$149 |
| Standard — 7.5 in, kedalaman 22 mm | RM-ACR-1-2    | \$159 |
| Besar — 9.5 in, kedalaman 22 mm    | RM-ACR-1-3    | \$174 |



## Retraktor Serebelum Adson Pegangan Kendiri

SKU **RM-ASCR-1**

HARGA **\$199 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                 | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 6.5 in, cangkuk 4x4    | RM-ASCR-1-1   | \$189 |
| Standard — 7.5 in, cangkuk 4x4 | RM-ASCR-1-2   | \$199 |
| Besar — 9.5 in, cangkuk 4x4    | RM-ASCR-1-3   | \$214 |



## Retraktor Serebelum Pegang Kendiri Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

HARGA **\$199 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN                                                | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 6.5 in, cangkuk tajam 4x4                             | RM-AASCR-1-1  | \$189 |
| Standard — 7.5 in (19 cm), cangkuk tajam 4x4, kedalaman 13 mm | RM-AASCR-1-2  | \$199 |
| Besar — 9.5 in, cangkuk tajam 4x4                             | RM-AASCR-1-3  | \$214 |



## Retraktor Budde Halo

SKU **RM-BHR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN                          | DIMENSI / PENERANGAN             |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Gelang Halo                       | Reka Bentuk Bulat Berengsel Dua  |
| 3        | Lengan Fleksibel Halo             | 9 in (229 mm)                    |
| 2        | Pendakap Sokongan Budde Halo      | Pengapit Pemasangan Tugas Berat  |
| 2        | Rod Sokongan Budde Halo           | Diameter 5/16 in                 |
| 1        | Dulang Pad Kapas Bedah Budde Halo | Dulang Berlubang Bersepadu       |
| 1        | Ragum Mini Budde Halo             | Blok Pengapit Keluli Tahan Karat |
| 2        | Retraktor Melengkung Budde        | Retraktor Otak Menirus           |
| 2        | Bilah Retraktor Mikro TEW         | Bilah Mikro Keluli Tahan Karat   |
| 2        | Sepana Pelarasan Halo             | Alat Pengunci Sistem             |
| 1        | Kotak Pensterilan                 | Dulang Penyusun Berlubang        |






## Retraktor Kulit Kepala Pegangan Kendiri Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

HARGA **\$99 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN    | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-------------------|---------------|-------|
| Jejari Tumpul 3×4 | RM-CSRSR-1-1  | \$99  |
| Jejari Tajam 3×4  | RM-CSRSR-1-2  | \$99  |



## Retraktor Penyahmampatan Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

HARGA **\$59 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                   | SKU / BUTIRAN                                        | HARGA |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Penyahmampatan Cushing | Panjang 21.5 cm, bilah pelana berfenestra 13 × 19 mm | \$59  |
| Sarung Pelindung / Kotak         | Pembungkusan individu untuk penghantaran             | \$59  |



## Retraktor Saraf Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

HARGA **\$25 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                                                                                                                                            | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Lurus — Panjang keseluruhan 20 cm, cangkuk tumpul lurus — Penerokaan saraf kranial secara lurus dan penggerakan akar saraf                                | RM-DNR-20-1-1 | \$25  |
| Bersudut Melengkung ke Kanan — Panjang keseluruhan 20 cm, cangkuk melengkung ke kanan — Navigasi saraf di reses lateral sebelah kanan dan dasar tengkorak | RM-DNR-20-1-2 | \$25  |
| Bersudut Melengkung ke Kiri — Panjang keseluruhan 20 cm, cangkuk melengkung ke kiri — Navigasi saraf di reses lateral sebelah kiri dan dasar tengkorak    | RM-DNR-20-1-3 | \$25  |




## Kit Retraktor Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

HARGA **\$3,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Pengapit Primer Retraktor Greenberg              | Padanan pengapit tengkorak standard (6 in / 152 mm) — mengunci terus pada tiang Mayfield atau pemegang kepala tegar                        |
| 4        | Pengapit Sekunder Retraktor Greenberg            | Padanan bar standard (12 in / 305 mm) — menyambungkan bar primer dan sekunder untuk membentuk rangka luar                                  |
| 4        | Lengan Retraktor Panjang Greenberg               | Panjang 9.5 in (241 mm) — lengan geseran berartikulasi yang memegang dan menetapkan kedudukan bilah retraktor                              |
| 1        | Penyokong Tangan Retraktor Greenberg             | Panjang 10 in (254 mm) — platform sokongan ergonomik untuk menstabilkan tangan pakar bedah                                                 |
| 1        | Dulang Pad Kapas Bedah Saraf Retraktor Greenberg | 6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — dipasang pada rangka untuk menempatkan kotonoid/pad kapas bedah saraf yang direndam dalam larutan salina |
| 1        | Bekas Pensterilan Retraktor Greenberg            | 17 in x 10 in x 2.375 in — kotak penyusun berlubang yang tahan lasak                                                                       |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Dibentuk Greenberg   | 9 in, Lebar 1/4 in x 3/4 in (6 x 19 mm) — bilah ekstra lebar untuk retraksi korteks yang luas                                              |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Dibentuk Greenberg   | 9 in, Lebar 5/32 in x 3/4 in (4 x 16 mm) — bilah berkelebaran sederhana untuk pendedahan lobus dan kawasan subtemporal                     |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Dibentuk Greenberg   | 9 in, Lebar 1/4 in x 1/2 in (3 x 13 mm) — bilah standard untuk akses interhemisfera atau sisterna yang dalam                               |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Dibentuk Greenberg   | 9 in, Lebar 3/32 in x 3/4 in (2.4 x 9.5 mm) — bilah tirus halus untuk laluan sempit di dasar tengkorak                                     |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Dibentuk Greenberg   | 9 in, Lebar 1/16 in x 1/4 in (1.6 x 6 mm) — bilah mikro untuk retraksi saraf dan salur darah yang halus                                    |



## Retraktor Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                           | DIMENSI / PENERANGAN                                                                               |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Bar Utama Greenberg                | 6" (15 cm) — penambat tegar satu titik pada tiang pengapit tengkorak                               |
| 1        | Bar Sekunder Terapung Greenberg    | 12" (30 cm) — rel sekunder tertumpu untuk pemasangan lengan fleksibel                              |
| 4        | Lengan Retraktor Panjang Greenberg | 9.5" (24 cm) — lengan fleksibel berasaskan geseran berbilang paksi untuk pegangan bilah yang tepat |
| 1        | Penyokong Tangan Greenberg         | 10" (25 cm) — platform sokongan lengan bawah boleh laras                                           |
| 1        | Dulang Pad Bedah Saraf Greenberg   | 3" x 6 3/4" (7.5 x 16.8 cm) — dipasang pada rangka untuk menyimpan pad bedah saraf dan instrumen   |
| 1        | Kotak Pensterilan Kompak           | Susun atur dibentuk khas — kotak penyusun dan pensterilan berlubang yang kompak                    |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Lentur | 9" x 1/4" x 3/4" — bilah ekstra lebar untuk perlindungan korteks yang luas                         |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Lentur | 9" x 5/32" x 3/4" — bilah berkelebaran sederhana untuk retraksi lobus                              |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Lentur | 9" x 1/8" x 1/2" — bilah standard untuk akses dalam antara hemisfera                               |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Lentur | 9" x 3/32" x 3/4" — bilah tirus halus untuk laluan sisterna yang sempit                            |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus Boleh Lentur | 9" x 1/16" x 1/4" — bilah mikro untuk pemisahan saraf/salur darah yang halus                       |





## Retraktor Saraf Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

HARGA **\$24 USD**

### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                      | HARGA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Saraf Hoen     | Panjang keseluruhan 22 cm, hujung saraf atraumatik yang melengkung | \$24  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                           | \$24  |



## Retraktor Leyla

SKU **RM-LR-1**

HARGA **\$1,199 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                         | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tapak Penetapan untuk Dua Lengan Fleksibel       | Blok pemasangan pusat yang menambat kedua-dua lengan fleksibel pada rod pemegang                        |
| 2        | Lengan Fleksibel                                 | Lengan geseran berbilang sendi yang boleh digerakkan 360 darjah untuk penentuan kedudukan yang tepat    |
| 2        | Penyokong untuk Spatula Otak Rata                | Penyesuai pemasangan hujung yang menyambungkan spatula kepada lengan fleksibel                          |
| 1        | Sendi Bebola dan Soket untuk Penetapan pada Meja | Sendi berbilang paksi yang membolehkan pelarasan sudut rod penyokong secara fleksibel pada rel meja     |
| 1        | Rod Pemegang untuk Penetapan                     | Tiang keluli tahan karat padu yang meninggikan sistem melepasi aras kain penutup pembedahan             |
| 1        | Kepala Penyambung                                | Blok pengapit tugas berat yang mengunci rod pemegang pada rel sisi meja bedah                           |
| 2        | Pemegang untuk Spatula Otak Rata                 | Mekanisme pengapit berketepatan tinggi yang mencengkam spatula otak rata/fleksibel dengan kukuh         |
| 1        | Kotak Penyimpanan Kayu                           | Kotak pelindung yang dipadankan khas untuk penyimpanan, pengangkutan dan kawalan inventori yang selamat |





## Penyokong Kepala Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

HARGA **\$699 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN  | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------|---------------|-------|
| Model Dewasa    | RM-MHR-1-A    | \$699 |
| Model Pediatrik | RM-MHR-1-P    | \$799 |



## Pengapit Tengkorak Mayfield

SKU **RM-MS-C-1**

HARGA **\$2,499 USD**

**SENARAI KOMPONEN**

| KUANTITI | KOMPONEN                                        | DIMENSI / PENERANGAN                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Sistem Pengapit Tengkorak Mayfield Standard     | Menyediakan fiksasi kranium tegar dan kedudukan kepala yang stabil semasa pembedahan |
| 2        | Pin Tengkorak Tambahan                          | Pin fiksasi gantian untuk prosedur dewasa atau pediatrik                             |
| 1        | Kotak Pensterilan Aluminium dengan Alas Silikon | Melindungi, menyusun, menyimpan dan mensterilkan sistem lengkap                      |



## Retraktor Serebelum Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

HARGA **\$139 USD**

**SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA**

| SAIZ / PILIHAN               | SKU / BUTIRAN                                                                                                                      | HARGA |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Serebelum Miskimon | Dimensi / Butiran: Panjang keseluruhan 19 cm, serampang tajam 7x7 yang menghala ke luar, pengunci ratchet · Kuantiti Disertakan: 1 | \$139 |
| Sarung / Kotak Pelindung     | Dimensi / Butiran: Pembungkusan individu untuk penghantaran · Kuantiti Disertakan: 1                                               | \$139 |





### Retraktor Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

HARGA **\$49 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN        | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|-----------------------|---------------|-------|
| Bilah Selebar 13.0 mm | RM-OR-21-1-1  | \$49  |
| Bilah Selebar 15.0 mm | RM-OR-21-1-2  | \$49  |
| Bilah Selebar 19.0 mm | RM-OR-21-1-3  | \$49  |



### Retraktor Saraf Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN           | SKU / BUTIRAN                                                               | HARGA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Retraktor Saraf Scoville | Panjang keseluruhan 16.5 cm, hujung berkontur dan bersudut, batang langsing | \$29  |
| Sarung / Kotak Pelindung | Pembungkusan individu untuk penghantaran                                    | \$29  |



### Retraktor Saraf Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

HARGA **\$29 USD**

#### SAIZ & HARGA YANG TERSEDIA

| SAIZ / PILIHAN                               | SKU / BUTIRAN | HARGA |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| Kecil — 17 cm, cangkuk melengkung tumpul     | RM-SNR-29-1-1 | \$29  |
| Sederhana — 21 cm, cangkuk melengkung tumpul | RM-SNR-29-1-2 | \$29  |
| Standard — 29 cm, cangkuk melengkung tumpul  | RM-SNR-29-1-3 | \$29  |




## Retraktor Greenberg

SKU **RM-GR-1**

HARGA **\$3,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                           | DIMENSI / PENERANGAN                                                                                 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | Batang Utama                       | 6" (15 cm) — dipasang terus pada tiang pengapit tengkorak tegar                                      |
| 4        | Batang Sekunder Terapung           | 12" (30 cm) — meluaskan perimeter sokongan luar di sekeliling kraniotomi                             |
| 4        | Lengan Fleksibel Retraktor Panjang | 9.5" (24 cm) — lengan geseran berbilang sendi untuk penempatan bilah                                 |
| 2        | Penyokong Tangan                   | 10" (25 cm) — memberikan sokongan fizikal pada lengan bawah untuk mengurangkan keletihan pakar bedah |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus              | ¼" hingga ¾" (6 mm hingga 19 mm) — bilah ekstra lebar untuk retraksi kortikal yang luas              |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus              | 5/32" hingga ¾" (4 mm hingga 16 mm) — bilah sederhana lebar untuk akses lobar dan subtemporal        |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus              | ⅜" hingga ½" (3 mm hingga 12.5 mm) — bilah standard untuk koridor interhemisfera dalam               |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus              | 3/32" hingga ¾" (2.4 mm hingga 9 mm) — bilah tirus halus untuk laluan sempit di dasar tengkorak      |
| 1        | Bilah Retraktor Tirus              | 1/16" hingga ¼" (1.5 mm hingga 6 mm) — bilah mikro untuk retraksi saraf/salur darah yang halus       |
| 1        | Dulang Pad Bedah Saraf Aluminium   | 3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — dipasang pada rangka untuk menyusun pad bedah saraf                    |
| 1        | Dulang Pensterilan                 | 17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — dulang penyusun berlubang untuk kegunaan lasak            |



## Rangka Kepala Serba Guna Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

HARGA **\$4,999 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                       | DIMENSI / PENERANGAN                                                                          |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Pemegang C Smart Fix                           | Casis pengapit C tegar yang menyambungkan rangka tapak kepada meja pembedahan                 |
| 1        | Sendi Kotak Smart Fix                          | Blok penyambung berartikulasi termasuk 2 skru pengikat khusus                                 |
| 1        | Sarung Penahan Smart Fix                       | Gelang panduan pengunci yang menghalang anjakan paksi rangka                                  |
| 1 Set    | Pin Kepala Smart Fix, Standard                 | Pin fiksasi tengkorak tirus untuk kraniotomi dewasa standard                                  |
| 1 Set    | Pin Kepala Smart Fix, Panjang                  | Pin fiksasi tengkorak yang dipanjangkan untuk profil tulang kalvarium yang tebal              |
| 1        | Unit Tapak Fleksibel                           | Tapak artikulasi berbilang sendi yang menghubungkan alat tambahan meja                        |
| 1        | Unit Rangka                                    | Lengkuk struktur utama separa bulat yang menyediakan pemasangan aksesori 360°                 |
| 1 Set    | Retraktor Cangkuk Kulit Kepala Berspring       | Retraktor tepi kulit kepala dengan tegangan elastik untuk pegangan hemostatik                 |
| 1        | Pelaras Cangkuk Berspring                      | Mekanisme dail tegangan yang mengawal tarikan cangkuk kulit kepala                            |
| 1 Set    | Pelaras Gelongsor Retraktor II                 | Pelekap gelongsor dengan anjakan mikro berketepatan tinggi untuk spatula otak                 |
| 1        | Penyokong Tangan (Tengah)                      | Penstabil lengan bawah dan pergelangan tangan yang ergonomik untuk pakar bedah mikro          |
| 1        | Penyokong Tangan R                             | Palang sokongan lengan bawah beranatomi untuk sebelah kanan                                   |
| 1        | Penyokong Tangan L                             | Palang sokongan lengan bawah beranatomi untuk sebelah kiri                                    |
| 1        | Penyokong Tangan Boleh Laras dengan Skru Kubah | Penyokong tangan berartikulasi dengan mekanisme pengetatan kunci kubah sfera                  |
| 1        | Penyokong Tangan Boleh Laras dengan Gelongsor  | Penyokong tangan gelongsor membujur untuk pelbagai sudut pembedahan                           |
| 1        | Bekas Instrumen                                | Dulang pemegang steril untuk batang penyedut dan instrumen mikro                              |
| 1        | Plat Kapas                                     | Platform penyediaan untuk pad pembedahan saraf dan pad kapas kecil                            |
| 1        | Pelaras Plat Kapas                             | Lengan penentu kedudukan berartikulasi untuk platform pad kapas kecil                         |
| 1        | Alat Tambahan Lubang Sekunder                  | Pendakap pemasangan tambahan untuk retractor otak periferi                                    |
| 1        | Kotak Pensterilan                              | Bekas pengangkutan aluminium/keluli tahan karat dengan padanan khas untuk penyusunan komponen |





## Retraktor Pengekal Kendiri Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

HARGA **\$399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                 | DIMENSI / PENERANGAN                                                                       |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Asas Pengekal Kendiri Tugas Berat | Casis berbilang titik yang direka untuk memberikan pandangan 3D yang luas                  |
| 2        | Bilah Lateral Rata Tetap                 | Panel menghadap ke luar sedalam 69 mm dengan fenestrasi pelindung 90 darjah                |
| 1        | Komponen Bilah Tengah Boleh Laras        | Bilah pejal rata yang direka untuk dibentuk dengan selamat mengikut struktur organ dalaman |
| 1        | Pemasangan Dua Kunci Ratchet Manual      | Dua klip pengunci mekanikal yang mengawal tetapan pengembangan bagi kedua-dua sistem bilah |
| 2        | Batang Forsep Retraksi Ergonomik         | Pemegang berstruktur ringan yang dibina dengan tepi licin untuk melindungi tisu            |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak      | Pembungkusan penghantaran standard                                                         |



## Retraktor Urologi Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

HARGA **\$549 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                               | DIMENSI / PENERANGAN                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Rangka Asas Bulat Penahan Kendiri                      | Casis cincin tegar 180 mm x 140 mm yang direka untuk medan pandangan 360 darjah |
| 6        | Bilah Cangkuk Boleh Laras dengan Dua Hujung Melengkung | Bilah retraksi pelbagai arah 13 mm x 14 mm untuk tisu berserat                  |
| 6        | Pengunci Pin Penahan Gelongsor Pantas                  | Pengikat manual beralur yang mengunci tegangan tisu dengan kukuh                |
| 2        | Lengan Forsep Retraksi Ergonomik                       | Rangka pemegang berstruktur ringan yang ditempa dengan tepi licin               |
| 1        | Bekas Penyimpanan Pelindung / Kotak                    | Pembungkusan penghantaran standard                                              |





## Retraktor Urologi Lobster Set Diperluas

SKU **RM-ULER-1**

HARGA **\$3,499 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                                                           | DIMENSI / PENERANGAN |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8        | Pengapit Retraktor Lobster                                         | —                    |
| 1        | Pengapit Meja Lobster dengan Tiang Menegak & Pengganding Rangka    | —                    |
| 1        | Lengan Sambungan Berengsel Lobster                                 | —                    |
| 1        | Rangka Lobster                                                     | —                    |
| 2        | Retraktor Putar Mayo Lobster                                       | 2" x 2"              |
| 2        | Retraktor Putar Mayo Lobster                                       | 2¾" x 2"             |
| 1        | Retraktor Putar Deaver Lobster                                     | 2¾" x 4½"            |
| 1        | Retraktor Putar Deaver Lobster                                     | 1½" x 6"             |
| 1        | Retraktor Harrington Sweetheart Lobster                            | 2" x 5"              |
| 1        | Retraktor Harrington Lobster                                       | 2.5" x 6"            |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster (Berlubang)                   | 2" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Putar Boleh Lentur Lobster (Berlubang)                   | 3" x 6½"             |
| 1        | Retraktor Pundi Kencing Marshall Boleh Lentur Lobster, Jenis Putar | 3" x 6"              |
| 1        | Retraktor Putar Fence Lobster                                      | 4" x 6"              |
| 1        | Retraktor Putar Splanchnic Lobster                                 | 2" x 4½"             |
| 1        | Kotak Pensterilan                                                  | —                    |




## Sistem Retraktor Urologi Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

HARGA **\$2,399 USD**

### SENARAI KOMPONEN

| KUANTITI | KOMPONEN                        | DIMENSI / PENERANGAN        |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Tiang Sokongan Medan Pembedahan | 12" (30.5 cm)               |
| 1        | Pengganding Tiang               | Standard                    |
| 1        | Bar Fleksibel Mendatar          | Diameter 1" (2.5 cm)        |
| 8        | Mekanisme Ratchet Kecondongan   | Berbilang Sudut             |
| 1        | Gelang Bersegmen                | 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm) |
| 1        | Gelang Bersegmen                | 8½" x 14" (21.6 x 35.6 cm)  |
| 1        | Bilah Boleh Lentur              | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)     |
| 1        | Bilah Boleh Lentur              | 1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)    |
| 2        | Bilah Kelly                     | 1" x 2½" (2.5 x 6.4 cm)     |
| 1        | Bilah Kelly                     | 1" x 1½" (2.5 x 3.8 cm)     |
| 2        | Bilah Kelly                     | 2" x 2½" (5.1 x 6.4 cm)     |
| 3        | Bilah Lateral Faraj             | 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)      |
| 1        | Bilah Wyllie Renal              | 1" x 7" (2.5 x 17.8 cm)     |
| 1        | Kotak Pensterilan               | Bekas Pelindung             |



# PEMESANAN & SOKONGAN

Cara membuat pesanan daripada Retractor Maker

## Pesanan & Pembayaran

- Hantar senarai instrumen anda dengan kod item, saiz, kuantiti dan negara penghantaran melalui borang Permintaan Sebut Harga, e-mel atau WhatsApp.
- Kami mengesahkan konfigurasi, harga, masa penghantaran dan penghantaran dalam sebut harga bertulis.
- Pembayaran dibuat terlebih dahulu melalui pemindahan bank ke akaun syarikat kami. Pembayaran dengan kad kredit atau debit boleh diatur atas permintaan pelanggan.

## Masa pesanan

- Stok ada: dihantar dalam 5 hari bekerja, kemudian kira-kira 7 hari penghantaran ke seluruh dunia.
- Tempahan baharu: 17-20 hari bekerja pengeluaran, kemudian kira-kira 9 hari penghantaran ke seluruh dunia.

## Tempahan Sampel

- Sampel tersedia untuk pengedar, hospital dan pembekal perubatan yang menilai instrumen kami untuk pembelian volum besar.
- Hantar kod item dan kuantiti yang anda perlukan; kami memberi sebut harga untuk sampel dan penghantaran ke negara anda. Sampel stok dihantar dalam 5 hari bekerja.

## Penjagaan & Pensterilan

- Bersihkan instrumen dengan segera selepas digunakan, bilas dan keringkan sepenuhnya, dan periksa bilah, gigi dan roset.
- Retraktor keluli tahan karat sesuai untuk pensterilan wap (autoklaf); ikuti kitaran tervalidasi fasiliti anda.
- Simpan di tempat yang bersih dan kering dalam dulang atau rak yang melindungi bilah dan hujung instrumen.

**Panduan penuh tersedia di [retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com): Pesanan & Pembayaran, Tempahan Sampel dan Penjagaan & Pensterilan.**



## TERIMA KASIH

Kami berharap dapat membincangkan keperluan retraktor pembedahan anda.

### HUBUNGI RETRATOR MAKER

E-mel

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Laman Web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### IKUTI KAMI



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest