



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Manuais Hayes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Manuais Hayes

SKU RM-HHR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Manuais Hayes são afastadores cirúrgicos manuais especializados, projetados especificamente para fornecer exposição atraumática de tecidos moles durante procedimentos delicados de mão, pulso e cirurgia plástica reconstrutiva. Desenvolvidos com um contorno de lâmina larga ergonômico, esses instrumentos permitem que os cirurgiões afastem bordas de pele, músculos lumbricais e bainhas tendíneas delicadas sem exercer pressão focal excessiva.

Construída para folga microanatômica, a série de Afastadores Manuais Hayes é fabricada em três comprimentos totais selecionáveis: 5 ¼ polegadas (\$49), 5 ½ polegadas (\$59) e 6 ¼ polegadas (\$69). Cada tamanho é configurado com uma lâmina distal de ângulo amplo disponível em diâmetros de largura de ¾ de polegada e 1-¾ polegada, proporcionando uma superfície de contato estável que evita o deslizamento do tecido enquanto mantém a mão do cirurgião afastada da linha de visão microcirúrgica.

Forjados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores Manuais Hayes para garantir controle tátil confiável, alta resistência à corrosão e compatibilidade total com autoclave para centros de plástica, ortopedia e trauma de mão em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)