



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

McCabe Antral Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCabe Antral Ekartör

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Standart — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

McCabe Antral Ekartör, maksiller sinüs cerrahisi ve Caldwell-Luc müdahaleleri sırasında güvenli, eller serbest yumuşak doku ve yanak ekartasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir otolaringoloji cerrahi ekartördür. Özel kavisli saplarla tasarlanan bu enstrüman, labial ve yanak dokularını kanin fossadan temiz bir şekilde uzaklaştırarak maksiller antruma giden engelsiz bir operasyon koridoru oluşturur.

Mutlak yapısal kontrol için üretilen bu McCabe Antral Ekartör konfigürasyonu, 6 5/8 inç (16.83 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, mukoza marjlarını sürekli mekanik gerilim altında sıkıca tutan 2 bıçaklı merkezi ekartasyon düzeniyle entegre kavisli saplar içerir. Sap tertibatı, kapsamlı antral eksplorasyonlar boyunca asistan el yorgunluğunu ortadan kaldıran entegre çok pozisyonlu cırcırlı dişli kilidi ile eşleştirilmiş parmak halkası tutuşuna sahiptir.

Parlamayı önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, McCabe Antral Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki KBB ünitelerine, maksillofasiyal kliniklere ve hastane ameliyathanelerine olağanüstü korozyon direnci, mekanik stabilite ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest