



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 ¼" (15.9 cm) uzunluk, 7.0 mm konkav bıçak, ışık demeti
1	Universal Light Guide Adapter	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına uyar
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic, derin intranazal koridorlarda kristal netliğinde, gölgesiz aydınlatma ve doku elevasyonu sağlamak için tasarlanmış birinci sınıf bir aydınlatmalı rinoplasti ekartörüdür. Anatomik retraksiyonu entegre bir fiber optik ışık kanalıyla birleştiren bu alet, tepedeki cerrahi lambaların neden olduğu gölgelenmeyi ortadan kaldırarak osteotomi bölgesine ve kıkırdak septuma doğrudan görüş hattı görselleştirmesi sağlar.

Dar burun yollarında çalışma alanını optimize etmek için tasarlanan bu Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic, 6 ¼ inch (15.9 cm) toplam uzunluğa ve ince bir 7.0 mm genişliğinde konkav bıçak profiline sahiptir. Konkav geometri, dorsal flebi kaldırırken osteotomlar, törpüler ve aspirasyon kanülleri için ek alan yaratır. Alet, standart hastane ışık kablolarıyla (Storz, ACMI, Wolf) uyumlu evrensel bir adaptörle sonlandırılmış dikişsiz bir fiber optik ışık kılavuzu içerir.

Yüksek iletimli optik fiberlere sahip tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten kaplamadan üretilen Retractor Maker, zorlu estetik burun prosedürleri için olağanüstü dayanıklılık ve parlak aydınlatma sunan Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic cihazını steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest