



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Caspar Cervical Retractor With Ratchet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU RM-CCRWR-1

\$289 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Caspar Cervical Retractor With Ratchet, anterior servikal spinal müdahaleler sırasında stabil, kendinden tutmalı yumuşak doku ekarte sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir spinal cerrahi alettir. Çok eklemlili şasisi ile hastanın boyun konturlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlarken, karotis kılıfını, trakeyi ve özofagusu kazara oluşabilecek intraoperatif travmalardan korur.

Tam prosedürel uyum için üretilen bu Caspar Cervical Retractor With Ratchet platformu, seçilebilir iki toplam uzunlukta sunulmaktadır: standart 16.5 cm model (289 \$) ve geniş operatif erişim veya kaslı hasta profilleri için tasarlanmış uzatılmış 22.3 cm model (299 \$). Hassas mekanik cırcır rayı, cerrahın ekartör bıçaklarını mikro artışlarla açmasını sağlar ve doku karşı basıncı altında sıkıca kilitlenerek diskektomi ve kafes yerleştirme boyunca asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı yüksek kaliteli medikal cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Caspar Cervical Retractor With Ratchet, tekrarlayan otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya genelindeki servikal omurga üniteleri için olağanüstü mekanik rijitlik, pürüzsüz cırcır kontrolü ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest