



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador con Mango en T y Hoja Angulada

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador con Mango en T y Hoja Angulada

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentado	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentada	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentado	RM-THRAB-1-3	\$139

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador con Mango en T y Hoja Angulada es un retractor quirúrgico ortopédico de alta resistencia diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento potente y antideslizante de tejidos blandos y músculos durante la reconstrucción de cadera, fusión espinal y cirugía pélvica profunda. Diseñado con un mango transversal ergonómico en T, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una fuerte contracción manual con un agarre a dos manos o apoyado en la palma, evitando la fatiga de la mano y el deslizamiento durante exposiciones articulares prolongadas.

Construido para proporcionar una excelente durabilidad estructural y respaldado por una garantía de por vida contra el óxido, esta serie de Separador con Mango en T y Hoja Angulada está disponible en tres longitudes totales: 8 pulgadas (20.32 cm, \$99), 11 pulgadas (27.94 cm, \$109) y una versión extendida de 14 pulgadas (35.56 cm, \$139) para corredores pélvicos profundos y bariátricos. Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden seleccionar entre dos dimensiones de hoja dentada: 110 mm × 32 mm o 120 mm × 32 mm. El borde dentado de la hoja se ancla de forma segura en la fascia fibrosa densa y sobre los márgenes del hueso cortical, evitando el desplazamiento accidental del instrumento.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador con Mango en T y Hoja Angulada para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de trauma ortopédico, unidades de columna y quirófanos de cirugía pélvica en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una fiabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest