



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Levasseur Merrill Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Levasseur Merrill Retractor

SKU RM-LMR-25-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Levasseur Merrill Retractor	Abmessungen / Details: 25 cm Gesamtlänge, 12.5 / 27 mm Osteotomie-Rinnenblatt · Enthaltene Menge: 1	\$69
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Levasseur Merrill Retractor ist ein unverzichtbares Wundhakeninstrument für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und Knochenexposition während der intraoralen vertikalen Ramusosteotomie (IVRO) entwickelt wurde. Dank seines anatomisch geformten Rinnenblatts lässt sich das Instrument sicher um den Hinterrand des aufsteigenden Unterkieferastes legen und schützt so die Fazialisäste, die Arteria maxillaris und das Parotisgewebe vor oszillierenden Osteotomiesägen.

Konzipiert für tiefe intraorale Zugänge, bietet diese Ausführung des Levasseur Merrill Retractor eine Gesamtlänge von 25 cm, die tiefe Mandibulabereiche problemlos erreicht, während die Hände der Assistenz sicher außerhalb des Operationsfeldes bleiben. Das aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über spezialisierte Osteotomie-Konfigurationen mit Abmessungen von 12.5 mm / 27 mm, die für vertikale Ramusosteotomien optimiert sind. Sein ergonomischer Flachgriff sorgt für eine stabile manuelle Hebelwirkung bei anspruchsvollen Knochenschnitten.

Retractor Maker fertigt den Levasseur Merrill Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet Kieferchirurgen sowie Spezialisten für orthognathe und

rekonstruktive Gesichtschirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest