



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur orbital de Clodius

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur orbital de Clodius

SKU RM-COR-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Clodius Orbital Retractor	Écarteur manuel périorbitaire et de blépharoplastie	\$24
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur orbital de Clodius est un écarteur chirurgical périorbitaire spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et non traumatique des coussinets adipeux orbitaires et des lambeaux cutanés délicats lors de blépharoplasties esthétiques et de reconstructions orbitaires. Conçu avec une lame profilée ultra-lisse, cet instrument protège le globe oculaire tout en établissant un champ visuel net pour l'excision des graisses et le repositionnement du septum.

Construit pour le dégagement microsurgical de précision, cette configuration de l'écarteur orbital de Clodius (\$24) présente une tige mince et équilibrée qui offre au chirurgien une sensibilité tactile raffinée dans les espaces oculaires restreints. Sa pointe spatulée incurvée intègre des bords arrondis et non traumatiques qui s'appuient fermement contre le rebord orbitaire, évitant ainsi toute compression accidentelle du globe ou ecchymose vasculaire. Le manche plat ergonomique assure un contrôle sans fatigue lors du remodelage délicat des paupières.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur orbital de Clodius pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux plateaux techniques d'oculoplastie, de cosmétique et d'ophtalmologie du monde entier une haute résistance à la corrosion et une précision clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest