



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Colo Femoral Anterior e Borda Anteromedial

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador para Colo Femoral Anterior e Borda Anteromedial

SKU RM-AFNAR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	Comprimento de 15" (37.46 cm), lâmina curva, cabo hexagonal	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Colo Femoral Anterior e Borda Anteromedial é um instrumento cirúrgico ortopédico de alta resistência, projetado especificamente para expor o colo femoral anterior e a borda acetabular anteromedial durante procedimentos de substituição total do quadril. Projetado com uma curvatura anatômica que se molda ao redor do fêmur proximal, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham uma alavancagem constante enquanto afastam o tecido mole da cabeça e do colo femoral.

Desenvolvido para procedimentos pélvicos e de quadril em cavidades profundas, esta configuração do Afastador para Colo Femoral Anterior e Borda Anteromedial apresenta uma lâmina estendida de 15" (37.46 cm) que mantém as mãos do assistente seguras fora do campo operatório do cirurgião. A lâmina distal curva e angulada é contornada para se assentar firmemente contra a crista óssea anteromedial sem danificar feixes neurovasculares adjacentes. Seu cabo hexagonal especializado garante controle rotacional antiderrapante, estabilidade ideal de preensão e redução da fadiga manual durante a retração prolongada.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Colo Femoral Anterior e Borda Anteromedial para suportar o torque ortopédico pesado e ciclos repetidos de esterilização a vapor, proporcionando confiabilidade clínica duradoura às equipes de reconstrução articular.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)