



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Biggs 豊胸術用開創器 スタANDARD

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Biggs 豊胸術用開創器 スタンダード

SKU RM-BMRS-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Biggs 豊胸術用開創器 スタンダード	全長 8" (20.3 cm)、50.0 mm 幅広ブレード	\$69
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$69

製品詳細

Biggs 豊胸術用開創器 スタンダードは、美容および再建乳房手術において、広範囲で愛護的な軟部組織の術野展開を実現するために特別に設計された、不可欠な手持ち式外科用開創器です。実質組織フラップの下にスムーズに適合する解剖学的形状のカーブドブレードにより、外科チームはアシスタントの疲労を最小限に抑えながら、広範なポケットの挙上を維持することができます。

最適な組織クリアランスを実現するために構築された、この Biggs 豊胸術用開創器 スタンダードの構成は、全長 8 インチ (20.3 cm) (\$69) および 50.0 mm の幅広ブレードプロファイルを備えています。幅広の接触面が腺組織や筋肉層に機械的な対抗牽引力を均一に分散させ、大胸筋下ポケット作成時の局所的な組織の挫傷や裂傷を防止します。人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の剥離においても安定し、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射を防ぐサテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えられるよう Biggs 豊胸術用開創器 スタンダードを製造し、世界中の形成外科および乳房再建外科医に高い耐久性と手術精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest