



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Deep Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Deep Rake Retractor

SKU RM-DRR-1

\$68 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
38 mm Profondeur — 57 mm wide × 38 mm deep — Rétraction musculaire et sous-cutanée intermédiaire	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Profondeur — 57 mm large × 51 mm profond — Exposition standard de la paroi abdominale et des articulations orthopédiques	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide × 63 mm deep — Écartement profond du plancher pelvien et des muscles paraspinal	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Depth — 57 mm wide × 76 mm deep — Profondeur maximale pour bariatrie et fort effet de levier musculaire	RM-DRR-1-4	\$80

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Deep Rake Retractor est un instrument chirurgical indispensable conçu spécifiquement pour assurer un déplacement tissulaire puissant et contrôlé lors d'interventions abdominales, orthopédiques et pelviennes profondes. Conçu avec une architecture robuste à 4 dents émoussées, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de mobiliser d'épaisses couches de graisse sous-cutanée, des masses musculaires lourdes et des plans fasciaux fibreux sans déchirer les tissus.

Conçu pour le dégagement polyvalent des cavités profondes, cette série Deep Rake Retractor présente une longueur totale étendue de 27 cm qui maintient les mains de l'assistant en toute sécurité à l'extérieur du champ

opératoire. L'instrument intègre une tête de 57 mm de large disponible en quatre profondeurs de lame sélectionnables : 57 mm × 38 mm (\$68), 57 mm × 51 mm (\$72), 57 mm × 63 mm (\$76) et 57 mm × 76 mm (\$80). Ses dents arrondies émoussées répartissent uniformément les forces de traction, tandis que sa poignée ergonomique en forme de goutte d'eau offre un bras de levier manuel sûr et sans fatigue.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Deep Rake Retractor selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance à la traction élevée, une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie générale, orthopédique et traumatologique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest