



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'avant-bras à lames pivotantes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur d'avant-bras à lames pivotantes

SKU RM-FSBR-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Forearm Swivel Blade Retractor	Lame de 5.12" (13.00 cm), poignées à anneaux, crémaillère — 1	\$74
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'avant-bras à lames pivotantes est un instrument spécialisé pour les extrémités orthopédiques, conçu spécifiquement pour assurer la distraction ciblée des articulations, des tissus mous et des os lors de reconstructions complexes du radius et de l'ulna. Équipé de lames pivotantes, cet écarteur s'adapte dynamiquement aux changements de plans anatomiques, permettant aux chirurgiens de maintenir un accès opératoire large et mains libres sans exercer de forces de cisaillement inégales sur les tissus musculaires environnants.

Conçue pour la distraction ciblée des os et articulations des membres supérieurs, cette configuration de l'écarteur d'avant-bras à lames pivotantes présente une longueur de lame de 5.12 inches (13.00 cm, \$74). Le châssis intègre une conception ergonomique à anneaux jumelée à un mécanisme de crémaillère à dents multiples qui maintient automatiquement la tension sur les tissus, éliminant ainsi la fatigue de l'assistant manuel. Les lames pivotantes lisses et profilées épousent les contours osseux variables, empêchant tout glissement accidentel pendant la réduction de fracture et la fixation de plaque.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit cet écarteur pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de traumatologie orthopédique et de chirurgie de la main une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest