



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Heaney Simon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Heaney Simon

SKU RM-HSVR-1

\$139 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
27.0 cm (10.6") — Perfiles pequeño, mediano, grande	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Perfiles pequeño, mediano, grande	RM-HSVR-1-2	\$149

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vaginal Heaney Simon es un retractor quirúrgico ginecológico y de reconstrucción pélvica aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento profundo y estable de la pared vaginal y la visualización de la cúpula apical. Diseñado con una hoja de espátula curva alargada, este instrumento deprime la pared vaginal posterior y el suelo pélvico de forma suave, estableciendo un corredor visual expansivo hacia el cuello uterino y el repliegue peritoneal.

Construido para una tracción pélvica pesada, el Separador Vaginal Heaney Simon está disponible en dos longitudes totales: 27 cm (10.6 pulgadas, \$139) y un alcance extendido de 29.2 cm (11.5 pulgadas, \$149) para perfiles de pacientes con pelvis profunda o múltiparas. El instrumento se categoriza en tres perfiles de tamaño operativo estándar a través del menú de configuración, lo que garantiza una superficie de hoja óptima para capacidades vaginales variables. Su mango ergonómico acodado proporciona a los ayudantes quirúrgicos un brazo de palanca constante, minimizando la fatiga de la mano durante procedimientos prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Vaginal Heaney Simon para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología y uroginecología de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest