



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Balfour USA

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Balfour USA

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
4 jeux (8 valves au total)	Valves latérales	65 mm, 85 mm, 105 mm et 155 mm de profondeur
1	Valve centrale Balfour	70 mm de large × 70 mm de profondeur
1	Valve centrale droite	70 mm de large × 100 mm de profondeur
1	Cadre Balfour	Cadre de support structurel central avec vis de blocage

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Balfour USA est une plateforme de rétraction chirurgicale abdominale reconnue mondialement, conçue pour offrir une exposition fiable et mains libres des tissus mous lors des laparotomies exploratoires et des opérations pelviennes. Grâce à un cadre coulissant rigide à crémaillère, cet instrument maintient les berges de la plaie ouvertes par contre-traction mécanique, libérant ainsi les assistants chirurgicaux et assurant une exposition stable.

Conçu pour une flexibilité procédurale totale, cet ensemble Balfour USA présente une architecture modulaire interchangeable. Le système comprend un cadre Balfour plein, quatre paires de valves latérales (profondeurs 65 mm, 85 mm, 105 mm et 155 mm) pour s'adapter aux parois abdominales minces comme bariatriques, une valve centrale Balfour de 70 × 70 mm et une valve centrale droite de 70 × 100 mm pour la rétraction profonde de la vessie et des viscères.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker livre l'écarteur autostatique Balfour USA non stérile et entièrement

autoclavable dans une boîte de protection individuelle, offrant aux centres chirurgicaux une fiabilité robuste et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)