



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hoyos Proximal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Proximal Retractor

SKU RM-HPR-20-1

\$499 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Hoyos Proximal Retractor	20 cm Gesamtlänge, TC-integrierter Griff, proximal gekrümmtes Blatt	\$499
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$499

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hoyos Proximal Retractor ist ein fortschrittlicher Wundhaken für die ästhetische plastische Chirurgie, der speziell für eine überlegene proximale Lappenhebung und eine weitreichende Sichtbarkeit bei High-Definition-Körperkonturierung und Lipo-Abdominoplastik entwickelt wurde. Dieses Instrument ist für dicke, vaskularisierte Gewebeschichten ausgelegt und ermöglicht es Chirurgen, den epigastrischen Lappen mit minimalem Gewebetrauma in Richtung des Processus xiphoideus anzuheben, um die obere Rektusfaszie für eine präzise Muskulaturdefinition freizulegen.

Konzipiert zur Optimierung des Sichtfeldes und zur Bewältigung hoher Hebelkräfte, verfügt diese Konfiguration des Hoyos Proximal Retractor über eine Gesamtlänge von 20 cm (\$499). Die Griffbaugruppe integriert ein Heavy-Duty-System mit einem proprietären Wolframkarbid-Mechanismus, der eine unvergleichliche Balance, rutschfeste manuelle Kontrolle und eine reduzierte Ermüdung der Assistentenhand bei mehrstündigen Body-Sculpting-Eingriffen gewährleistet. Die polierte Blattarchitektur verteilt den Gegenzug gleichmäßig, um die dermale Vaskularität zu schützen.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit Hartmetalleinsätzen (Wolframkarbid) und einem blendfreien Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Hoyos Proximal Retractor nach strengen klinischen Standards. Dies bietet Zentren für kosmetische und plastische Chirurgie weltweit außergewöhnliche mechanische Langlebigkeit, unnachgiebige Präzision und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest