



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Valve Mitrale

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Valve Mitrale

SKU RM-MVR-1

\$899 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support principal	Composant de support structurel principal du système d'écarteur
1	Écarteur sternal Cooley	Composant de rétraction du sternum
1	Barre de bras latéral	Fournit un support structurel et un positionnement supplémentaires
3	Pince universelle	Connecte et sécurise les composants compatibles au sein du système
1	Lame tricuspide	Option de lame pour l'exposition chirurgicale cardiaque
1	Grande lame d'écarteur	Option de lame large pour la rétraction des tissus
3	Petite lame d'écarteur	Options de petites lames pour la rétraction des tissus
1	Boîte de stérilisation	Organise et protège l'ensemble complet pendant le stockage et le retraitement

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de valve mitrale est un système d'écartement spécialisé en chirurgie cardiaque, conçu pour établir une exposition claire et stable de l'oreillette gauche et de l'anatomie intracardiaque lors des reconstructions valvulaires. En s'intégrant directement sur un écarteur sternal Cooley ou un cadre de sternotomie, cet ensemble élève et isole le tissu atrial pour offrir aux chirurgiens cardiaques une vue dégagée de l'anneau valvulaire.

Configuré pour un positionnement peropératoire complet, le système d'écarteur de valve mitrale combine un écarteur sternal Cooley robuste, un support structurel principal, une barre de bras latéral réglable et trois pinces de montage universelles. Le jeu de lames comprend une lame tricuspide dédiée, une grande lame d'écarteur et trois petites lames conçues pour écarter délicatement les bords atriaux et le tissu septal interatrial sans provoquer de déchirures.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit l'écarteur de valve mitrale complet non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation robuste et organisée, offrant aux hôpitaux une qualité constante et des performances fiables lors des procédures de pontage cardiopulmonaire.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest