



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Интраоральный ретрактор вырезки нижней челюсти
по Bauer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Интраоральный ретрактор вырезки нижней челюсти по Bauer

SKU RM-BSNIOR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Без световода (левый или правый)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
С волоконно-оптическим световодом (левый или правый)	RM-BSNIOR-1-2	\$149

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Интраоральный ретрактор вырезки нижней челюсти по Bauer — это специализированный хирургический инструмент для челюстно-лицевой хирургии, разработанный для надежной и стабильной экспозиции ветви нижней челюсти при ортогнатических и реконструктивных операциях. Анатомическая форма наконечника позволяет устанавливать его непосредственно в сигмовидную вырезку нижней челюсти, что дает хирургу возможность безопасно отводить жевательную мышцу и надкостницу от зоны работы режущих инструментов.

Для обеспечения универсальности процедур ретрактор Bauer предлагается в исполнениях для левой (Left) и правой (Right) сторон в соответствии с анатомией пациента. Инструмент имеет слегка изогнутое лезвие и эргономичную полую крючковидную рукоятку, обеспечивающую эффективный рычаг и контроль без утомления рук. Доступны стандартная модель (\$79) и конфигурация с подсветкой (\$149), оснащенная встроенным волоконно-оптическим световодом для бестеневого освещения глубоких интраоральных каналов.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретрактор Bauer от Retractor Maker поставляется нестерильным в защитной упаковке и полностью пригоден для автоклавирования, обеспечивая челюстно-лицевым хирургам высокую долговечность и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest