



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Leriche Wundhaken – Atraumatisch, Breite Spatel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leriche Wundhaken - Atraumatisch, Breite Spatel

SKU RM-LRAW-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
und 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade ist ein erstklassiges Instrument für tiefe Kavitäten, das speziell für die großflächige, gewebeschonende Verdrängung von Weichteilen und Viszera bei großen abdominalen, pelvinen und thorakalen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem breiten, sanft gebogenen Spatelblatt, verteilt dieser Wundhaken den manuellen Gegenzug gleichmäßig auf die Bauchorgane und dicke Muskelwände, ohne lokale ischämische Nekrosen zu verursachen.

Konzipiert für die zuverlässige Freilegung in der Tiefe, wird der Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade in Handarbeit aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität gefertigt. Er ist in zwei Gesamtlängen lieferbar: 25.5 cm (\$94) und 27 cm (\$99). Chirurgen können diese Reichweiten mit zwei verschiedenen Arbeitsenden kombinieren: einem 45 mm breiten Spatelblatt für Standard-Laparotomien oder einem extra breiten 60 mm Blatt für die großflächige Organretraktion. Der ergonomische Flachgriff bietet dem chirurgischen Assistenten eine stabile Hebelwirkung bei lang andauernden offenen Operationen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavenzyklen standhält. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und volle Sterilisierbarkeit für die Allgemeinchirurgie und Gynäkologie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest