



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Meyerding

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Extremo de trabajo Romo	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Desplazamiento atraumático de músculo paraespinal y sujeción de tejido blando · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo Agudo	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Sujeción firme en fascia fibrosa densa e inserciones tendinosas · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo Dentado	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Anclaje óseo antideslizante en la lámina y el borde de la carilla articular · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo en forma de Silla	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Alojamiento de paquetes musculares contorneados y acceso a descompresión espinal · Precio (USD): \$99.00
1	Funda protectora / Caja	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Meyerding es un instrumento quirúrgico ortopédico y espinal reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción potente y antideslizante del músculo paraespinal y tejidos blandos durante laminectomías, discectomías y reconstrucciones articulares. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una fuerte contratracción manual contra densos paquetes musculares, manteniendo un corredor visual libre hacia la

lámina y las apófisis espinosas.

Construido para soportar un gran apalancamiento quirúrgico, esta configuración del Separador Meyering presenta un alcance total uniforme de 18 cm (\$99). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el conjunto del mango incorpora un diseño de anillo único integrado con un perfil de gancho ergonómico que otorga a los asistentes de quirófano un apalancamiento de tracción y estabilización manual superiores. Los cirujanos pueden seleccionar entre cuatro perfiles de hoja distintos desde los menús de pedido: Roma para el desplazamiento atraumático de músculos, Aguda para una sujeción fascial firme, Dentada para un anclaje seguro en cortezas óseas, o en forma de Silla para alojar los márgenes del tejido paraespinal.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Meyering para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de columna, quirófanos de neurocirugía y unidades de trauma ortopédico en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y total durabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest