



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Châssis d'écarteur Henly Retractor Frame

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Châssis d'écarteur Henly Retractor Frame

**SKU** RM-HRF-6CM-1

**\$124 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                | SKU / DÉTAILS                                                                                | PRIX (USD) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Henly Retractor Frame          | Capacité d'ouverture de 6 cm, châssis à crémaillère et anneaux, logement pour valve centrale | \$124      |
| Pochette / Boîte de protection | Emballage de transport individuel                                                            | \$124      |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Henly Retractor Frame est un châssis d'écarteur chirurgical autostatique fondamental, conçu spécifiquement pour offrir une exposition fiable et multidirectionnelle des tissus mous lors d'interventions vasculaires, générales et orthopédiques. Conçu pour accueillir des valves latérales et centrales modulaires, ce cadre mécanique permet aux chirurgiens de transformer un écartement latéral standard à deux bras en un accès opératoire complet à trois voies sans nécessiter l'aide d'un assistant.

Répondant aux normes des cadres cliniques, cette configuration du Henly Retractor Frame présente une capacité d'ouverture maximale de 6 cm (largeur totale de séparation des bras de 60 mm, \$124) qui s'adapte aux dimensions variables de la plaie. Son assemblage de poignées intègre une disposition à double anneau avec des crans d'arrêt à crémaillère multi-positions intégrés qui maintiennent automatiquement une tension de rétraction continue. La barre transversale centrale intégrée accepte des valves centrales interchangeables, garantissant une stabilité rigide tout au long des dissections vasculaires délicates.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit le Henly Retractor Frame pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, un suivi mécanique fluide des engrenages et une durabilité complète en autoclave pour les blocs opératoires du monde entier.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest